



## Temperature Bracelet Instructions

### 体温スマートウォッチ説明書


Manual de instrucciones de la pulsera de salud y actividad física

## 使用準備

電力量が十分に確保されている場合は電源をオンにすることができます。  
USBインターフェースの充電方式を採用しているため、例えば充電ヘッド、ノートのUSB口にバングルを挿して充電してください。



バンドを外して本体を取り出します




USB充電ヘッドに挿入して充電するw

初回使用は、スマートウォッチを取り出し、対応の充電器でデバイスを充電してください。充電時には、スマートウォッチが自動的にオンになります(充電方式は次の図のように：バンドからスマートウォッチ本体を取り出し、充電ポートを標準のUSBポートに差し込むだけで充電できます。)

## 装着方法

- 1.スマートウォッチは尺骨茎状突起に装着するのが最適です。
- 2.穴を調節して手首に合う大きさを調整し、バンドのボタンをかけます。
- 3.センサーは皮膚に密着し、移動を避けます。



## 電源オン・オフ

- 1、スマートウォッチがシャットダウンした状態で、タッチ機能キーを3秒以上長押しして、デバイスをオンにします。
- 2、スマートウォッチオン状態でシャットダウンインターフェースに切り替え、タッチ機能キーを3秒以上長押しして、デバイスをオフにします。

## スマホアプリダウンロード

以下のQRコードをスキャンしたり、各アプリストアに入り、「DayBand」をダウンロードしてインストールします。



Google Play




iOS

設備:iOS 8.0以上;Android 1.4以降、

## デバイス接続

初めてスマートウォッチでアプリを接続してキャリブレーションを行うときに、接続に成功すると自動的に時間を同期させます。そうでなければ、歩数や睡眠データが正確ではありません。

- スマホアプリを開きます。
- 設定アイコンをクリックします。
- ↓
- マイデバイス(iOS)/検索デバイス(Android)
- ↓
- ドロップダウンしてデバイスを検索します。
- ↓
- クリックしてデバイスを接続します。



**Bluetooth接続:** ペアリングに成功すると、アプリはスマートウォッチのBluetoothアドレスを自動的に保存し、アプリが開いたりバックグラウンドで動作したりすると、自動的に検索してスマートウォッチに接続します。

**データ同期:** APPホームページでデータを手動でプルダウンして同期します; スマートウォッチは7日間のオフラインデータを格納でき、データ量が多いほど同期時間が長く、最大で約2分で、同期完了後には「同期完了」のヒントがあります。

## APP機能および設定

### 個人情報と運動目標

アプリに入ったらまず個人情報を設定してください


### 設定→個人設定

顔写真-性別-年齢-身長-体重が設定可能です

個人情報はデータの精度を高めることができます。

個人の毎日の運動目標、合理的な運動をカスタマイズできます。

計画は、身体能力の向上に役立ちます。



## スマートウォッチ機能紹介

### メインインタフェース

接続アイコンがない場合は、スマートウォッチと携帯電話が接続されていないことを示します；接続アイコンが表示されている場合は、成功に接続しています。

### 体温インタフェース

体温モニタリングインタフェースでは、数十秒ほどでデータが出てくるのをお待ちください

**体温を測定する際に1分以上装着した方が正確です。**

### 運動データインタフェース

歩数計、スマートウォッチのデフォルト運動データモードを表示します。腕にスマートウォッチを装着し、ユーザーが歩いて腕を振るとき、腕を振る回数に応じて歩数データ、消費熱量と走行距離として記録します。

### 心拍数インタフェース

心拍数監視インタフェースでは、数十秒ほどでデータが出てくるのをお待ちください

### 血圧インタフェース

血圧モニタリングインタフェースでは、数十秒ほどでデータが出てくるのをお待ちください

### 血中酸素インタフェース

血中酸素モニタリングインタフェースでは、数十秒ほどでデータが出てくるのをお待ちください

測定中、アイコンがジャンプし、スマートウォッチの背面にある心拍数LEDが点灯します  
測定時センサーは皮膚に密着してください。外部光線がデストの正確さに影響を与えることを避けます。  
測定エリアは清潔に保つ必要があります。汗や汚れは、測定結果に影響を与える可能性があります。

### 運動インタフェース

運動インタフェースでは、3秒長押しして具体的な運動インタフェースに入ります。中には複数の運動が含まれており、クリックで切り替えられます。運動インタフェースでは3秒間押し続けて運動を開始し、3秒間押し続けて一時停止し、クリックして運動モードを切り替えます。

### 情報インタフェース

情報インタフェースで、3秒長押しして情報が表示し、クリックしてページをめくります。情報を表示した後、終了します。あるいは3秒間押し続けると終了します。

### より多くの機能インタフェース

より多くの機能インタフェースでは、3秒長押しして、下のメニューインタフェースに入り、より多くの機能を利用できます。

### 携帯電話検索インタフェース

接続状態で、「携帯電話を探す」オプションをクリックすると、携帯電話が振動注意や着信音を出して注意します。

### 設定リセットインタフェース

設定リセットインタフェースで3秒長押しして、スマートウォッチで出荷設定にリセットします。

## インターフェースについて

バンドインターフェイスには、Bluetoothアドレスの下4桁とソフトウェアバージョン番号が表示されます。

## シャットダウンインターフェース

シャットダウンインターフェースでは、3秒以上長押しすると電源を切ることができます。

## リマインダー機能

リマインダー機能は、APP設定センターのリマインダースイッチをオンにする必要があります。携帯電話とスマートウォッチがBluetooth接続に成功した状態を保持し、メッセージが来たときに注意喚起し、振動します。



**着信注意:** 着信時、スマートウォッチが振動し、着信の名前または番号を表示します。(着信名が携帯電話の住所録に保存されている場合は氏名が表示され、そうでなければ番号が表示されます)。

**メッセージリマインダー:** メッセージを受信すると、スマートウォッチが振動し、SMSのアイコンが表示されます。住所録の連絡先のメッセージには名前が表示され、見知らぬ人のメッセージには番号が表示されます。

**スマート目覚まし時計:** 3つの目覚まし時計の設定が可能で、設定すると、スマートウォッチに同期します。スマート目覚まし時計は音なしの目覚まし時計で、アラームを鳴らすときは、スマートウォッチが適度な振動を起こし、オフライン目覚まし時計の注意をサポートします。

**座り込み注意:** デフォルトの注意時間間隔は1時間です; 接続状態では、開いた後、ユーザーが1時間も運動をしていない場合には、スマートウォッチはユーザに運動を促すように振動します。

## スマートウォッチパラメータ

スクリーンサイズ	0.96インチ	Bluetooth	Bluetooth4.0
電池タイプ	リチウムポリマー	防水レベル	IP67防水
充電時間	1.5-2時間	バッテリー容量	90mAh
バンドサイズ	245mm*16mm*11.5mm	パッケージ内容	スマートウォッチ +取扱説明書

## 注意事項

- ・スマートウォッチが強烈な衝撃、極度の高温と日焼けを避けるようにしてください。
- ・自分でスマートウォッチの解体、修理、改造はご遠慮ください。
- ・スマートウォッチの使用環境は0度-45度で、爆発を起こさないように火に放り込んではいけません。
- ・スマートウォッチが水についているときは、ソフトで拭いてから充電操作をしてください。そうでないと充電接点を腐食して充電が故障する可能性があります。
- ・ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、駆虫剤などの化学物質に接触しないでください。
- ・高圧高磁気環境での本製品の使用はお控えください。
- ・敏感な皮膚肌質を持っていたり、スマートウォッチをきつく装着しすぎたりすると、不快に感じるかもしれません。
- ・手首の汗の滴を適時に拭いてください。バンドは石鹸類、汗、アレルギー源あるいは汚染成分に長時間接触して、皮膚のアレルギー痒みを引き起こす可能性があります。
- ・よく使う場合は、毎週スマートウォッチを清潔にすることをおすすめします。濡れた布で拭き、優しい石鹸で油汚れやホコリを取り除きます。
- ・スマートウォッチをつけて熱いお風呂に入るのはよくないです。
- ・水泳の後、すぐにスマートウォッチを拭いて、乾燥を保つようにしてください。