

Paramedic CU-ER Series

CU-ER Series Infant ◊ Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Step-1




- Tear open the packaging of the pads

Step-2



- Remove the pads from the packaging

Step-3




- Peel off the protective cover of the conducting gel of the pads

Step-4

STICK TO BARE CHEST AND BACK

- Attach the pads to the patient. See the illustration at the back of the pads for proper placement



Paramedic CU-ER Series Infant / Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Paramedic CU-ER Series 영아/소아용 저에너지 패드

Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder / Kinder der Paramedic CU-ER Serie

Piastre pediatriche ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER

Дефибрилляторные электроды с пониженной энергоотдачей для младенцев/детей серии Paramedic CU-ER

Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER

Placas de desfibrilador de energia reduzida para bebés /crianças da Série CU-ER para paramédicos

Paramedic CU-ER Serie baby / kind verminderde energie defibrillatorkussens

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド


Paramedic CU-ER Series 嬰兒/兒童型低耗能去顫器 (電擊器) 貼片

وسائد مزيل الرجفان التي تحتزل الطاقة Paramedic CU-ER للرضع/الأطفال

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド

これらのパッドは、AEDモードでのみ作動するParamedic CU-ERシリーズの除細動器と共に使用するためのものです。8歳未満または体重25kg以下のお子様にお使いください。お子様の年齢や体重を確かめるために治療を遅らせてないでください。8歳以上または体重25kg以上の場合は Paramedic CU-ER シリーズ成人用除細動器パッドをお使いください。

- Paramedic CU-ERシリーズの除細動器は次の症状のすべてを示す、突然の心臓停止の患者に使用することを目的としています。無反応、正常な呼吸の停止、および検出可能脈拍の低下。疑わしい場合、パッドを使用してください。
- Paramedic CU-ERシリーズの除細動器(AEDモード)およびCUA0711P小児除細動用電極パッドは、その操作のトレーニングを受けた担当者の使用を意図しています。ユーザーは一次救命処置またはその他の医師が承認した緊急医療反応プログラムの訓練を正規に受ける必要もあります。



- 患者にパッドを貼ります。適切なパッド位置はパッド裏面の図を参照してください。
- 本装置を代わりのパッド位置で使用する場合：
患者の背中で使用するパッドを患者の胸の右上側に取り付けます。
患者の胸で使用するパッドを患者の胴体の横側に取り付けます。

▶ 使い方

- 除細動器の電源を入れます。
- 患者の上半身の衣服を脱がします。
- 肌をきれいに拭き、水分を拭き取ります。
- 電極パッドを袋から取り出します。
- パッドのコネクタを除細動器につなぎます。
- 図のようにパッドの裏側に患者に貼ります。
- 電極パッドを患者の皮膚に取り付けます。
- 指示に従って「SHOCK」ボタンを押します。

▶ 電極パッドについて


- 外部除細動専用です。ペースング、同期型除細動、モニタリングには使えません。
- ご使用後は必ず廃棄してください。再利用はできません。
- ポリマーの伝導ゲルで貼り付きます。
- 涼しい、乾いた場所に保管する必要があります(-12 °C / 10~43 °C)
- 非滅菌

▶ 注意事項

- ご使用になる前まで袋を開けないでください。
- 肌にローションオイル、ジェル、水分などを塗らないでください。
水分、汗、アルコールなどは必ず拭き取り肌を乾かせます。
- 電極パッドがしっかりと貼り付かない場合は、新しい電極パッドと取り替えてください。
- 長期使用する場合は、24時間ごとに電極パッドを交換してください。
- パッドの接着部分で肌が多少刺激されます。
- 電極とそのパッケージは国および地方自治体の規制に従って廃棄する必要があります。

▶ 警告

- AEDモードで作動するParamedic CU-ERシリーズでのみ使用してください
(除細動器の出力は150ジュールです。パッド出力は50ジュール、公称、)
- 電極を袋から出したままにしたり、長い間空気に触れたりすると乾燥して性能が劣化することがあります。
- 伝導用ポリマーが乾いている場合は使用してはいけません。
- 除細動器とそのアクセサリには強磁性体が含まれています。
これらの強磁性体は、MRI(磁気共鳴映像法)デバイスで作成された高磁場があるところで使用してはいけません。
上記の高磁場は、機器とMRIデバイス間の人を死にいたらしめたり重大な身体的障害を負わせるのに十分な力で機器を引きつけます。
- 除細動器は、埋め込み型電気装置の故障の原因となります。電極パッドは、可能であれば埋め込み型デバイスから離して設置してください。
- 火災や爆発の原因となるため、除細動器やその電極パッドを濃縮酸素や可燃性麻酔薬のあるところで使用しないでください。
- パッドの使用を誤ると患者がやけどする原因となります。



Asia

CU Medical Systems, Inc.
Dongwha Medical Instrument Complex
1647-1, Dongwha, Munmak, Wonju, Gangwon,
Republic of Korea
Tel: +82 33 747 7657
Fax: +82 33 747 7659

Europe

EU Authorized Representative of CU Medical Systems, Inc.
Medical Device Safety Service
Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany
TEL : +49 511 6262 8630
FAX : +49 511 6262 8633

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
TEL:+49 511 365 4353
FAX:+49 511 848 6054