

**JELCO**

# Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Side Port)

<b>en</b> INSTRUCTIONS FOR USE	<b>nl</b> GEBRUIKSAANWIJZING
<b>fr</b> MODE D'EMPLOI	<b>sv</b> BRUKSANVISNING
<b>de</b> GEBRAUCHSANWEISUNG	<b>da</b> BRUGSANVISNING
<b>it</b> ISTRUZIONI PER L'USO	<b>no</b> BRUKSANVISNING
<b>es</b> INSTRUCCIONES DE USO	<b>fi</b> KÄYTTÖOHJEET
<b>pt</b> INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	<b>el</b> ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**CE 0086**

Manufacturer: **Smiths Medical International Ltd.**, St. Crispin Way, Haslingden, Rossendale, Lancashire, BB8 4PW, UK. Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by: **Smiths Medical ASD, Inc.**, 201 West Queen St, Southington, CT 06489, USA. Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative: **Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.**, 61 Brand Street, Eight Mile Plains, Brisbane, QLD 4113, Australia. Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com **smiths medical**

CCN 004/008/014 - REV.001 06/12

**English**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Side Port)


**INSTRUCTIONS FOR USE**

These instructions apply to use of the following Jelco™ products: 7114 to 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G to 22G 7214 to 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G to 22G

These instructions contain important information for safe use of the product. Read the entire contents of these Instructions For Use, including Warnings and Cautions, before using this product. Failure to properly follow warnings, cautions and instructions could result in death or serious injury to the patient and/or clinician.

**NOTE: DISTRIBUTE THIS INSERT SHEET TO ALL PRODUCT LOCATIONS.**

**1. DESCRIPTION:** Each Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consists of an introducer needle with an integral tip-protector. Key parts are (1) needle bevel, (2) needle, (3) catheter, (4) catheter hub, (5) tip-protector, (6) flush chamber, (7) flush plug assembly, (8) sheath, (9) snap cap, (10) thumb tab, and (11) Luer lock cap.



CATHETER GAUGE AND REFERENCE CHART	14G	16G	18G	20G	22G
Colour	Orange	Grey	Green	Pink	Blue

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Deutsch**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Side Port)


**GEBRAUCHSANLEITUNG**

Diese Anweisungen gelten für die folgenden Jelco™-Produkte: 7114 bis 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G bis 22 G 7214 bis 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G bis 22 G

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen für die sichere Benutzung des Produkts. Bitte lesen Sie vor Benutzung dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung vollständig durch, einschließlich der Warnungen und Vorichtshinweise. Die Missachtung der Anweisungen, Hinweise und Warnungen könnte bei Patienten und/oder Klinikenpersonal schwerwiegende Verletzungen verursachen oder zum Tode führen.

**HINWEIS: DIESES INFORMATIONSLATZ ÜBERALL BEHALTEN, WO DAS PRODUKT EINGESETZT WIRD.**

**1. BESCHREIBUNG:** Der Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ besteht aus einer Einführröhre und einer integrierten Nadel-Schutzvorrichtung für die Spitze. Die wichtigsten Bestandteile sind (1) Nadelspitze, (2) Nadel, (3) Katheter, (4) Katheteranschluss, (5) Nadelspitzen-Schutzvorrichtung, (6) Rückflussskammer, (7) Rückflusstopfen-Einheit, (8) Schutzkappe, (9) Schnappverschluss, (10) Daumenscheibe und (11) Luer-Lock-Fitting.



GÄUßE-UND-REFERENZ-TABELLE	14G	16G	18G	20G	22G
Farbe	Orange	Grau	Grün	Rosa	Blau

**Español**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (puerto de acceso lateral)

**INSTRUCCIONES DE USO**

Estas instrucciones son válidas para el uso de los siguientes productos Jelco™: 7114 a 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G a 22G 7214 a 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G a 22G

Estas instrucciones contienen información importante para usar el producto de forma segura. Lea íntegramente estas instrucciones de uso, incluidas las advertencias y precauciones, antes de utilizar este producto. Si no se siguen correctamente las advertencias, precauciones e instrucciones, se pueden provocar lesiones graves, o incluso la muerte, al paciente y/o al médico.

**NOTA: DISTRIBUYA ESTE PROSPECTO EN TODOS LOS LUGARES EN LOS QUE SE ALMACENE EL PRODUCTO.**

**1. DESCRIPCIÓN:** Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consta de una aguja introductora y un protector integral de la punta. Las piezas principales son las siguientes: (1) bisel de la aguja, (2) aguja, (3) catéter, (4) conector del catéter, (5) protector de la punta, (6) cámara de refugio (flash), (7) tapón de refugio (flash), (8) vaina, (9) tapón a presión, (10) palomita y (11) tapón Luer Lock.




TABLA DE CALIBRES Y REFERENCIAS DEL CATÉTER	14G	16G	18G	20G	22G
Color	Naranja	Grís	Verde	Rosa	Azul

<b>en</b> English	<b>fr</b> Français	<b>de</b> Deutsch	<b>it</b> Italiano	<b>es</b> Español	<b>pt</b> Português	<b>nl</b> Nederlands	<b>sv</b> Svenska	<b>da</b> Dansk	<b>no</b> Norsk	<b>fi</b> Suomi	<b>el</b> Ελληνικά
<b>Caution</b>	<b>Précavution</b>	<b>Achtung</b>	<b>Cautela</b>	<b>Aviso</b>	<b>Aviso</b>	<b>Let op</b>	<b>Försiktighetsåtgär</b>	<b>Forsigtig</b>	<b>Forsiktig</b>	<b>Varoitus</b>	<b>Προσοχή</b>
Do not re-use	Ne pas réutiliser	Nicht zur Wiederverwendung	Non riutilizzare	No reutilizar	Não reutilizar	Niet opnieuw gebruiken	Får inte återvändas	Må ikke genanvendes	Til engangsbruk	Ei saa käyttää uudelleen	Μην επαναχρησιμοποιείτε
Do not re-sterilize	Ne pas restériliser	Nicht resterilisieren	Non ristertilizzare	No reesterilizar	Não reesterilizar	Niet opnieuw steriliseren	Får ej omsteriliseras	Må ikke resteriliseres	Skal ikke resteriliseres	Älä sterilioi uudelleen	Μην επαναστεροποιείτε
Catalogue Number	Numéro de catalogue	Bestellnummer	Numero di catalogo	Número de catálogo	Número de catálogo	Catalogusnummer	Katalognummer	Katalognummer	Katalognummer	Luettelonumero	Αριθμός καταλόγου
Batch code	Numéro de lot	Chargenbezeichnung	Codice del lotto	Código de lote	Código de série	Batchcode	Batchkod	Batchkode	Kode for parti	Eräkoodi	Κωδικός παρτίδας
Date of manufacture	Date de fabrication	Herstellungsdatum	Data di fabbricazione	Fecha de fabricación	Data de fabrico	Fabricagedatum	Tillverkningsdatum	Fremstillingsdato	Produktjonsdato	Valmistuspäivä	Αριθμός παρτίδας
Use by	Utiliser avant le	Verwendbar bis	Utilizzare entro	Fecha de caducidad	Utilizar até	Te gebruiken voor	Använd före	Anvendes inden	Brukes innen	Käytävähä ennen	Ημερομηνία λήξης
Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabbricante	Fabricante	Fabricante	Fabrikant	Tillverkare	Fabrikant	Produsent	Valmistaja	Κατασκευαστής
Does not contain Natural Rubber Latex	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	Enthält keinen Latex aus Naturkautschuk	Non contiene lattice di gomma naturale	No contiene látex de caucho natural	Não contém látex de boracha natural	Bevat geen natuurlijke rubberlatex	Innehåller inte naturligt latexgummi	Indeholder ikke naturligt gummilatex	Inneholder ikke naturligt gummilatex	Ei sisällä luonnonkumi lateksia	Περιέχει φυσικό λατέξ ή υπόλοιπο φυσικού λατέξ
Quantity	Quantité	Menge	Quantità	Cantidad	Quantidade	Aantal	Kvantitet	Antal	Antall	Määrä	Ποσότητα
Sterilized using ethylene oxide	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene	Método de esterilización utilizando óxido de etileno	Esterilizado utilizando óxido de etileno	Gesteriliseerd met ethyleenoxide	Steriliserad med etylenoxid	Styleriseret med etylenoxid	Styleriseret med etylenoxid	Steriloitu etyleenioksidilla	Αποστειρώθηκε με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου
Fluid path components non-pyrogenic	Éléments de trajet du liquide non pyrogéniques	Komponenten des Flüssigkeitssystems nicht pyrogen	Componenti del percorso del fluido apirogeni	Los componentes de los conductos del fluido son apirógenos	Componentes da via de passagem do fluido apirógenos	Onderdelen vloeistofpad niet-pyrogeen	Vätskeledarkomponenter är ej pyrogena	Veskebanens komponenter er ikke-pyroge	Ikke-pyroge veskebanekomponenter	Nestepolun osat ei-pyrogenisiä	Εξαρτήματα διαίλεσης υγρού μη πυρογόνα
Temperature Limitation	Limite de température	Temperaturbereich	Limiti di temperatura	Limite de temperatura	Limites de temperatura	Temperatuurlimiet	Temperaturbegränsning	Temperaturbegränsning	Temperaturrense	Lämpötilarajat	Περιορισμοί θερμοκρασίας
This way up	Haut	Oben	Alto	Este lado hacia arriba	Este lado para cima	Deze kant boven	Denna sida upp	Denne vej op	Denne siden opp	Tämä puoli ylös	Επίνω πλευρά
Fragile, handle with care	Fragile; manipuler avec soin	Vorsicht, zerbrechlich	Fragile, maneggiare con cura	Fragil, manipule con prudencia	Fragil, manusear con cuidado	Breekbaar, voorzichtig behandelen	Bräcklig, hanteras varsamt	Forsigtig	Skjøre saker, håndteres forsiktig	Helposi särkyvä, käsiteltävä varovasti	Εύθραστο, ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με προσοχή
Do not use if package is damaged	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	No utilizar si el envase está dañado	Non utilizzare se il pacco è danneggiato	Componentes da via de passagem do fluido apirógenos	Får inte användas om förpackningen är skadad	Må ikke anvendes, hvis emballagen er ødelagt	Må ikke brukes hvis emballagen er ødelagt	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
Keep dry	Conserver au sec	Trocken aufbewahren	Tenere all'asciutto	Manténgase en lugar seco	Manten seco	Droog houden	Förvaras torrt	Opbevares torrt	Opbevares torrt	Piidetävä kuivana	Να διατηρείται στεγνό
Keep away from sunlight	Conserver à l'abri de la lumière du soleil	Vor Sonnenlicht schützen	Tenere al riparo dalla luce solare	Manténgase lejos de la luz solar	Manten afastado da luz solar	Niet blootstellen aan zonlicht	Skyddas för solljus	Må ikke utsættes for sollys	Opbevares utenfor direkte sollys	Suojattava auringonvalolta	Διατηρείται μακριά από ηλιακό φως

**English**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Side Port)

**INSTRUCTIONS FOR USE**

These instructions apply to use of the following Jelco™ products: 7114 to 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G to 22G 7214 to 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G to 22G

These instructions contain important information for safe use of the product. Read the entire contents of these Instructions For Use, including Warnings and Cautions, before using this product. Failure to properly follow warnings, cautions and instructions could result in death or serious injury to the patient and/or clinician.

**NOTE: DISTRIBUTE THIS INSERT SHEET TO ALL PRODUCT LOCATIONS.**

**1. DESCRIPTION:** Each Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consists of an introducer needle with an integral tip-protector. Key parts are (1) needle bevel, (2) needle, (3) catheter, (4) catheter hub, (5) tip-protector, (6) flush chamber, (7) flush plug assembly, (8) sheath, (9) snap cap, (10) thumb tab, and (11) Luer lock cap.



CATHETER GAUGE AND REFERENCE CHART	14G	16G	18G	20G	22G
Colour	Orange	Grey	Green	Pink	Blue

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Deutsch**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Side Port)


**GEBRAUCHSANLEITUNG**

Diese Anweisungen gelten für die folgenden Jelco™-Produkte: 7114 bis 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G bis 22 G 7214 bis 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G bis 22 G

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen für die sichere Benutzung des Produkts. Bitte lesen Sie vor Benutzung dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung vollständig durch, einschließlich der Warnungen und Vorichtshinweise. Die Missachtung der Anweisungen, Hinweise und Warnungen könnte bei Patienten und/oder Klinikenpersonal schwerwiegende Verletzungen verursachen oder zum Tode führen.

**HINWEIS: DIESES INFORMATIONSLATZ ÜBERALL BEHALTEN, WO DAS PRODUKT EINGESETZT WIRD.**

**1. BESCHREIBUNG:** Der Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ besteht aus einer Einführröhre und einer integrierten Nadel-Schutzvorrichtung für die Spitze. Die wichtigsten Bestandteile sind (1) Nadelspitze, (2) Nadel, (3) Katheter, (4) Katheteranschluss, (5) Nadelspitzen-Schutzvorrichtung, (6) Rückflussskammer, (7) Rückflusstopfen-Einheit, (8) Schutzkappe, (9) Schnappverschluss, (10) Daumenscheibe und (11) Luer-Lock-Fitting.



GÄUßE-UND-REFERENZ-TABELLE	14G	16G	18G	20G	22G
Farbe	Orange	Grau	Grün	Rosa	Blau

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**French**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (orifice latéral)


**MODE D'EMPLOI**

Les instructions suivantes s'appliquent aux produits Jelco™ ci-après: 7114 à 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G à 22 G 7214 à 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G à 22 G

Ces instructions contiennent des informations essentielles à l'utilisation en toute sécurité du système. Lire l'intégralité de ce mode d'emploi, y compris les mises en garde et précautions, avant d'utiliser ce produit. Le non respect des mises en garde, précautions et instructions peut entraîner la mort du patient et/ou du médecin ou des blessures.

**REMARQUE: DISTRIBUER CETTE NOTICE D'UTILISATION DANS TOUTES LES LIEUX DE STOCKAGE DU PRODUIT.**

**1. DESCRIPTION:** Chaque cathéter Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ est composé d'une aiguille introductrice avec un capuchon intégral protégeant l'embout. Les pièces principales sont les suivantes: (1) biseau de l'aiguille, (2) aiguille, (3) cathéter, (4) manchon de cathéter, (5) capuchon protégeant l'embout, (6) chambre de visualisation, (7) ensemble de prise rapide, (8) gaine, (9) bouchon pression, (10) languette de tirage et (11) capuchon Luer lock.



CALIBRE DE CATHÉTER ET TABLEAU DE RÉFÉRENCE	14G	16G	18G	20G	22G
Couleur	Orange	Gris	Vert	Rose	Bleu

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Italiano**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Doppia Via)


**ISTRUZIONI PER L'USO**

Le presenti istruzioni si riferiscono all'uso dei seguenti prodotti Jelco™: 7114 - 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G - 22G 7214 - 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G - 22G

Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni per l'utilizzo sicuro del prodotto. Leggere per intero i contenuti delle presenti istruzioni per l'uso in caso di avvertenze e le cautele, prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza delle cautele, avvertenze, delle cautele e delle istruzioni potrebbe avere conseguenze letali o essere causa di gravi lesioni per il paziente e/o per il medico.

**NOTA: DISTRIBUIRE QUESTO INSERTO A TUTTI I SITI DI STOCCAGGIO DEL PRODOTTO.**

**1. DESCRIZIONE:** Ciascun Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consiste di un ago introduttore con protezione integrale della punta. Le parti essenziali sono: (1) bisele dell'ago, (2) ago, (3) catetere, (4) conettore del catetere, (5) protezione della punta, (6) camera di refugio, (7) gruppo tappo refugio, (8) gaina, (9) cappuccio a scatto, (10) linguetta pollice e (11) cappuccio Luer lock.



CALIBRO DEL CATERE E TABELLA DI RIFERIMENTO	14G	16G	18G	20G	22G
Color	Arancione	Grigio	Verde	Rosa	Blu

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Portugués**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Porta acesso lateral)


**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Estas instruções são aplicáveis aos seguintes produtos Jelco™: 7114 a 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G a 22 G 7214 a 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G a 22 G

Estas instruções contêm informações importantes para a utilização segura do produto. Leia na íntegra o conteúdo destas instruções de utilização, incluindo as advertências e as precauções, antes de utilizar este produto. Se as advertências, precauções e instruções não forem devidamente seguidas poderá resultar na morte ou em lesões graves do doente e/ou do médico.

**NOTA: DISTRIBUIR ESTE FOLHETO INFORMATIVO A TODOS OS LOCALS ONDE O PRODUTO SEJA COMERCIALIZADO.**

**1. DESCRIÇÃO:** Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consiste numa agulha introdutora com um protetor integral da ponta. As principais componentes são: (1) bisel da agulha, (2) agulha, (3) cateter, (4) conector do cateter, (5) protetor da ponta, (6) câmara "flash", (7) conjunto de tampão "flash", (8) bainha, (9) tampa de encaixe, (10) palhinha acionada por polegar e (11) tampa Luer-Lock.



CALIBRE DO CATER E TABELA DE REFERÊNCIA	14G	16G	18G	20G	22G
Cor	Laranja	Laranja	Verde	Cor-de-rosa	Azul

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Portugués**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Porta acesso lateral)


**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Estas instruções são aplicáveis aos seguintes produtos Jelco™: 7114 a 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G a 22 G 7214 a 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G a 22 G

Estas instruções contêm informações importantes para a utilização segura do produto. Leia na íntegra o conteúdo destas instruções de utilização, incluindo as advertências e as precauções, antes de utilizar este produto. Se as advertências, precauções e instruções não forem devidamente seguidas poderá resultar na morte ou em lesões graves do doente e/ou do médico.

**NOTA: DISTRIBUIR ESTE FOLHETO INFORMATIVO A TODOS OS LOCALS ONDE O PRODUTO SEJA COMERCIALIZADO.**

**1. DESCRIÇÃO:** Cada cathéter Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ é composto d'una agulha introductrice com um capuchon integral protegendo o bico. As peças principais são as seguintes: (1) beiseau de l'aiguille, (2) agulha, (3) cathéter, (4) manchon de cathéter, (5) capuchon protégeant l'embout, (6) chambre de visualisation, (7) ensemble de prise rapide, (8) gaine, (9) bouchon pression, (10) languette de tirage et (11) capuchon Luer lock.



CALIBRE DE CATHÉTER ET TABLEAU DE RÉFÉRENCE	14G	16G	18G	20G	22G
Couleur	Orange	Gris	Vert	Rose	Bleu

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Portugués**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Porta acesso lateral)

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Estas instruções são válidas para o uso de los siguientes productos Jelco™: 7114 a 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G a 22G 7214 a 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G a 22G

Estas instrucciones contienen información importante para usar el producto de forma segura. Lea íntegramente estas instrucciones de uso, incluidas las advertencias y precauciones, antes de utilizar este producto. Si no se siguen correctamente las advertencias, precauciones e instrucciones, se pueden provocar lesiones graves, o incluso la muerte, al paciente y/o al médico.

**NOTA: DISTRIBUYA ESTE PROSPECTO EN TODOS LOS LUGARES EN LOS QUE SE ALMACENE EL PRODUCTO.**

**1. DESCRIPCIÓN:** Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consta de una aguja introductora y un protector integral de la punta. Las piezas principales son las siguientes: (1) bisel de la aguja, (2) aguja, (3) catéter, (4) conector del catéter, (5) protector de la punta, (6) cámara de refugio (flash), (7) tapón de refugio (flash), (8) vaina, (9) tapón a presión, (10) palomita y (11) tapón Luer Lock.



TABLA DE CALIBRES Y REFERENCIAS DEL CATÉTER	14G	16G	18G	20G	22G
Color	Naranja	Grís	Verde	Rosa	Azul

This device is intended for single use only and is provided sterile and non-pyrogenic. The materials used to manufacture this catheter do not contain latex and are PVC and DEHP free.

**Portugués**

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Porta acesso lateral)


**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Estas instruções são aplicáveis aos seguintes produtos Jelco™: 7114 a 7122 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G a 22 G 7214 a 7222 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G a 22 G

Estas instruções contêm informações importantes para a utilização segura do produto. Leia na íntegra o conteúdo destas instruções de utilização, incluindo as advertências e as precauções, antes de utilizar este produto. Se as advertências, precauções e instruções não forem devidamente seguidas poderá resultar na morte ou em lesões graves do doente e/ou do médico.

**NOTA: DISTRIBUIR ESTE FOLHETO INFORMATIVO A TODOS OS LOCALS ONDE O PRODUTO SEJA COMERCIALIZADO.**

**1. DESCRIÇÃO:** Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consiste di un ago introduttore con protezione integrale della punta. Le parti essenziali sono: (1) bisele dell'ago, (2) ago, (3) catetere, (4) conettore del catetere, (5) protezione della punta, (6) camera di refugio, (7) gruppo tappo refugio, (8) gaina, (9) cappuccio a scatto, (10) linguetta pollice e (11) cappuccio Luer lock.



CALIBRO DEL CATERE E TABELLA DI RIFERIMENTO	14G	16G	18G	20G	22G
Color	Arancione</				

