



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO WIDE SCREEN DIGITAL THERMOMETER THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE ÉCRAN LARGE TERMÓMETRO DIGITAL DE PANTALLA ANCHA



REF 25552 / KD-601



Kellyunion Electronics Co., Ltd
No. 114, Five Star Village, Jiangkou Town
Hanjiang District 3511115 Putian, Fujian
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China




CE 0123

EC **REP**

Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4, Emmendingen,
79312 Germany


ISTRUZIONI OPERATIVE

Siete pregati di leggere queste istruzioni integralmente e con attenzione prima di utilizzare il prodotto e di conservarle per consultazione futura.




SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Batteria: una batteria LR41

Una sola batteria può essere utilizzata per più di 1.000 misurazioni. Quando sul display compare il simbolo della batteria "  ", sostituirla con una nuova.


Per sostituire la batteria, seguire le indicazioni riportate sotto:

1. Premere il coperchio posteriore verso il basso, poi spingerlo lungo la direzione della freccia " > > " per circa 1mm (Figura A); il coperchio posteriore emetterà un clic e a questo punto è possibile aprire il vano.
2. Rimuovere la batteria, inserire quella nuova con il polo "+" rivolto verso l'alto, come indicato nella Figura B.
3. Chiudere il coperchio posteriore.



* Smaltire le batterie usate in conformità con le norme locali applicabili.

USO DEL TERMOMETRO


- Per accendere il termometro, premere il pulsante ON/OFF.
 - Sul display compare il simbolo "  " per 2 secondi.
°C M °F
 - Se il test va a buon fine, verrà visualizzato un L_0 e una "°C" lampeggiante, il che significa che il termometro è pronto all'uso. Selezionare il metodo di misurazione preferito. Quando si esegue la misurazione, il simbolo "°C" lampeggia di continuo. Dopo circa 8-10 secondi che il simbolo "°C" ha smesso di lampeggiare, è possibile procedere con la lettura del termometro.
- Quando si arresta la misurazione e se la temperatura è superiore a 37,8°C (100°F). In questo caso un allarme acustico emette un "BI-BI-BI--- BI-BI-BI---" per 10 sec., in questo modo: BI --- BI --- BI ----- BI ---BI: 0,125 sec.
- Quando la temperatura non è superiore a 37,8°C (100°F), l'allarme acustico emette un "BI-BI-BI-BI-" per 10 sec., in questo modo: BI --- BI---BI: 0,5 sec.
- Se si desidera continuare con le misurazioni, non è necessario rimuovere il termometro. Se la nuova lettura è superiore alla precedente, la nuova lettura sostituirà quella vecchia che sarà salvata nella memoria. Il termometro si spegne automaticamente entro 10 minuti. L'utente può anche premere il pulsante ON/OFF per spegnere il termometro.

- Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 4 secondi finché sullo schermo LCD viene visualizzato "Lo°C", poi premere nuovamente il pulsante ON/OFF per passare da "°C" a "°F"
- Dopo l'uso conservare il termometro nella custodia protettiva.

USO PER VIA ORALE (FIGURA 1)

- La bocca dovrebbe rimanere chiusa da 3 a 5 minuti prima di tentare una lettura.
- Collocare il termometro in bocca, sotto la lingua, in modo che poggi a destra o a sinistra della radice della lingua.
- Fare pressione verso il basso con la lingua per mantenere il termometro in posizione.
- Mantenere il termometro per evitare che si muova all'interno della bocca.
- Quando la lettura è pronta, il termometro emetterà un bip; rimuovere il termometro e leggere il risultato.

Figura 1



USO PER VIA ASCELLARE (FIGURA 2)

- L'ascella dovrebbe rimanere chiusa da 3 a 5 minuti prima di tentare una lettura.
- Collocare la punta della sonda al centro dell'ascella.
- Bloccare la punta della sonda sotto il braccio, utilizzando quest'ultimo per fare una leggera pressione verso l'interno.
- Quando la lettura è pronta, il termometro emetterà un bip; rimuovere il termometro e leggere il risultato.




Figura 2

CURA E MANUTENZIONE

- Pulire il termometro con un panno morbido e pulito prima e dopo ogni uso.
- Non immergere mai il termometro in qualsiasi liquido.
- Non urtare, colpire o muovere il termometro durante l'uso.
- Il termometro non è un giocattolo; tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Quando si prende la temperatura dei bambini è necessaria la supervisione di un adulto.
- Contattate il vostro medico per informazioni specifiche riguardo alle letture della temperatura.
- Conservare il termometro in un luogo pulito, asciutto e sicuro. Non conservare il termometro dove può essere esposto alla luce diretta del sole, alla polvere, ecc. Tenerlo lontano dalle fonti di calore. Temperatura di conservazione: -10°C~+60°C; umidità di conservazione <95%.
- Non usare un telefono cellulare nelle vicinanze del termometro o in luoghi con presenza di forti campi elettromagnetici o di elettricità statica.

SPECIFICHE


Intervallo di Misurazione	32,0°C~43,9°C (90,0°F~111,0°F) Quando la sezione di rilevamento del termometro è inferiore a 32,0°C (90,0°F), viene visualizzato "Lo". Quando la sezione di rilevamento del termometro è superiore a 43,9°C (111,0°F), viene visualizzato "Hi".
Precisione di misura	±0,1°C (35,0°C~41,0°C) ±0,2°F (95,0°F~105,8°C)
Display temperatura	display LCD da 3,5"
Risoluzione	0,1°C (0,1°F)
Notifica con allarme	Premere il pulsante ON/OFF o la misurazione della temperatura è completa; l'allarme sonoro emetterà un bip.
Funzione di memoria	L'ultima lettura sarà automaticamente salvata in memoria.
Ambiente di utilizzo	Temperatura circostante: 10°C~ 40°C (50°F~104°F), umidità relativa: 30% RH ~ 85% RH Nella gamma di temperatura ambiente compresa tra 16°C~31°C la misurazione può essere eseguita in 8-10 secondi. Altrimenti ci vogliono da 20 secondi a 2 minuti per completare la misurazione della temperatura.
Ambiente di stoccaggio	Temperatura circostante: -10°C~+60°C (14°F~140°F) 15% RH ~ 95% RH
Batteria	LR41
Norme di riferimento	EN12470-3: 2000; termometri clinici ASTM E-1112; termometri elettronici

PROVE E METODI DI PROVA (SOLTANTO A SCOPO DI RIFERIMENTO PER IL LABORATORIO)

1. Precisione di temperatura del metodo di rilevamento: Mettere il termometro nel serbatoio dell'acqua, il sensore del termometro deve essere collocato circa 2 cm sotto la superficie dell'acqua e bisogna attendere 22 secondi; poi premere il pulsante ON/OFF per accendere il termometro, che accederà alla modalità di misurazione della temperatura standard e visualizzerà la temperatura del serbatoio dell'acqua con il simbolo dell'unità di misura °C (°F) lampeggiante.
2. Metodo di prova clinico sull'uomo: accendere il termometro, attendere che il simbolo dell'unità di misura della temperatura °C (°F) lampeggi tre volte, mettere il termometro nella bocca o sotto l'ascella, attendere circa 22 secondi; il termometro visualizzerà la lettura massima ed emetterà il suono "bi-bi-".


OPERATING INSTRUCTIONS

Please read all of these instructions carefully before you operate this product and save these instructions for later use.




BATTERY REPLACEMENT

Battery: One LR41 battery

One single battery can be used for more than 1,000 times' measurement. When the battery sign "" appears on the display, please replace with a new battery.


Follow the steps below to replace the battery:

1. Downward press the back cover, then push the back cover along the direction of arrow "> > >" about 1mm (Figure A), the back cover will emit a click sound, the back cover can be open now.
2. Remove the battery, insert the new battery with "+" pole facing up as shown in the Figure B.
3. Close the back cover.



Dispose of used batteries according to applicable local regulations.

USING THE THERMOMETER

- To turn on the thermometer, press the ON/OFF button.
- A sign "" will be shown on the display for 2 seconds.
- If the test is no problem, an L_{g} and a flashing "°C" will be displayed, this means the thermometer now is ready to use. Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the "°C" symbol continuously flashes. About 8 to 10 seconds, when the "°C" is no longer flashing, this means that the thermometer can now be read.

When measurement is stop and if the temperature more than 37.8°C (100°F). In this case the buzzer alarms "BI-BI-BI--- BI-BI-BI---" for 10 sec, as follows: BI --- BI --- BI ----- BI ---BI: 0.125sec.

When the temperature is no more than 37.8°C (100°F), the buzzer alarms "BI-BI-BI-BI-" for 10 sec, as follows: BI --- BI---BI: 0.5sec

- If you want to continue to take measurement, do not need to remove the thermometer. If the new reading is higher than before, the new reading will replace the last reading is stored in memory. The thermometer will automatically switch itself off in 10 minutes. User also can press ON/OFF button to turn off the thermometer.
- Press and hold the ON/OFF button for about 4 seconds until the "Lo°C" is displayed on LCD, then press ON/OFF button again to switch between "°C" and "°F".
- Store the thermometer in the storage case after use.

ORAL USE (FIGURE 1)

- The mouth should remain closed 3 to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the thermometer in the mouth under the tongue so that it rests to the left or right of the root of the tongue.
- Use downward tongue pressure to hold the thermometer in place.
- Hold the thermometer to keep it from sliding around in the mouth.
- When the reading is ready, the thermometer will emit a beep sound, remove the thermometer and read the result.




Figure 1

UNDERRARM USE (FIGURE 2)

- The underarm should remain clamped 3 to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the probe tip in the center of the underarm.
- Lock the probe tip under the arm, using the arm to slightly apply pressure inwards.
- When the reading is ready, the thermometer will emit a beep sound, remove the thermometer and read the result.




Figure 2

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe the thermometer with a soft clean cloth before and after each use.
- Never put the thermometer into any liquid.
- Do not shock, knock or move the thermometer when using it.
- The thermometer is not a toy; please keep it out of the reach of children.
- Adult supervision is required when taking a temperature on children.
- Contact your physician for specific information about your temperature readings.
- Store the thermometer in a clean, safe and dry location. Do not store the thermometer where it will be exposed to direct sunlight, dust, etc. Keep it far from heat source. Storage temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$; Storage humidity $<95\%$
- Do not use a mobile phone near the thermometer or in places where strong static electricity or electromagnetic field at present.

SPECIFICATIONS

Measurement Range	$32.0^{\circ}\text{C}\sim 43.9^{\circ}\text{C}$ ($90.0^{\circ}\text{F}\sim 111.0^{\circ}\text{F}$) "Lo" displayed when the thermometer of the sensing section is less than 32.0°C (90.0°F) "Hi" displayed when the thermometer of the sensing section is greater than 43.9°C (111.0°F)
Measurement Accuracy	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ($35.0^{\circ}\text{C}\sim 41.0^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.2^{\circ}\text{F}$ ($95.0^{\circ}\text{F}\sim 105.8^{\circ}\text{F}$)
Temperature Display	3.5-digit LCD display
Resolution	0.1°C (0.1°F)
Buzzer Notification	Press ON/OFF button or the temperature measurement is complete; the buzzer will emit beep sound.
Memory Function	The last reading will automatically be stored in memory.
Usage Environment	Surrounding Temperature: $10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F}\sim 104^{\circ}\text{F}$), Relative Humidity: 30%RH-85%RH In the $16^{\circ}\text{C}\sim 31^{\circ}\text{C}$ environment temperature range, measurement can be done in 8 to 10 seconds. Otherwise it will need 20 seconds to 2 minutes to complete temperature measurement.
Storage Environment	Surrounding Temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F}\sim 140^{\circ}\text{F}$), Relative Humidity: 10%RH-95%RH
Battery	LR41
Reference Standard	EN12470-3: 2000; clinical thermometers ASTM E-1112; electronic thermometers



TESTING AND TEST METHOD (LABORATORY REFERENCE PURPOSES ONLY)

1. Temperature accuracy of detection method: Put the thermometer into the water tank, the sensor of thermometer must be placed approximately 2cm below the water surface and wait about 22 seconds, then press the ON/OFF button to turn the thermometer on, then the thermometer will enter standard temperature measurement mode and display water tank temperature with temperature unit symbol °C (°F) flashing.
2. Human clinical testing method: Turn on the thermometer, waiting for the temperature unit symbol °C (°F) flashes three times, put the thermometer in the mouth or the armpit, about 22 seconds, the thermometer display the maximum reading, it will issue "bi-bi-" sound.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veillez lire toutes instructions ci-dessous avec soin avant d'utiliser ce produit et conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.




REPLACEMENT DE LA PILE

Pile : Une pile LR41

Une seule pile peut assurer plus de 1 000 mesures. Lorsque le signe de batterie “” apparaît sur l'écran, veuillez remplacer la pile avec une nouvelle pile.


Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la pile :

1. Appuyez sur le couvercle arrière vers le bas, puis poussez le couvercle arrière dans la direction de la flèche “> > >” d'environ 1mm (Figure A), le couvercle arrière émet un « clic », le couvercle arrière peut être ouvert.
2. Retirez la pile, insérez la nouvelle pile avec le pôle « + » face vers le haut comme illustré dans la Figure B.
3. Fermez le couvercle arrière.



* Éliminer les piles déchargées en respectant les réglementations locales en vigueur.

UTILISATION DU THERMOMÈTRE

- Allumez le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF.
- Un signe “” s'affichera sur l'écran pendant 2 secondes.
- Si le test ne révèle pas de problème, un L_{0}° et un signe « °C » clignotant s'affichent, cela signifie que le thermomètre est maintenant prêt à l'emploi. Choisissez la méthode de mesure préférée. Lorsque vous prenez une mesure, le symbole « °C » clignote en continu. Au bout de 8 à 10 secondes, lorsque « °C » ne clignote plus, cela signifie que le thermomètre peut maintenant être lu.

Lorsque la mesure est arrêtée et si la température est supérieure à 37,8°C (100°F), dans ce cas la sonnerie d'alarme retentit « BI-BI-BI--- BI-BI-BI--- » pendant 10 secondes, comme suit : BI --- BI --- BI ----- BI ---BI : 0,125 sec.

Lorsque la température n'est pas supérieure à 37,8°C (100°F), la sonnerie émet « BI-BI-BI-BI- » pendant 10 secondes, comme suit :BI --- BI---BI : 0,5 sec.

- Si vous voulez continuer à prendre des mesures, vous n'êtes pas obligé de retirer le thermomètre. Si la nouvelle mesure est plus élevée qu'avant, la nouvelle mesure va remplacer la dernière mesure enregistrée dans la mémoire. Le thermomètre va s'éteindre automatiquement en 10 minutes. L'utilisateur peut également appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre le thermomètre.


- Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le signe « Lo°C » s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton ON/OFF à nouveau pour basculer entre « °C » et « °F »

Figure 1

- Rangez le thermomètre dans le boîtier de rangement après usage.

UTILISATION ORALE (FIGURE 1)

- La bouche doit rester fermée pendant 3 à 5 minutes avant la première lecture.
- Placez le thermomètre dans la bouche sous la langue de sorte qu'il repose à gauche ou à droite de la racine de la langue.
- Utilisez une pression de la langue vers le bas pour maintenir le thermomètre en place.
- Maintenez le thermomètre pour l'empêcher de glisser dans la bouche.
- Lorsque la mesure est prête, le thermomètre émet un bip, retirez le thermomètre et lisez le résultat.



UTILISATION SOUS LE BRAS (FIGURE 2)

- L'aisselle doit rester serrée de 3 à 5 minutes avant de tenter une mesure.
- Placez l'extrémité de la sonde sous le bras, en appliquant une légère pression vers l'intérieur à l'aide du bras.
- Lorsque la mesure est prête, le thermomètre émet un bip, retirez le thermomètre et lisez le résultat.




Figure 2

SOINS ET ENTRETIEN

- Essuyez le thermomètre avec un chiffon propre avant et après chaque utilisation.
- Ne placez jamais le thermomètre dans un liquide.
- Ne heurtez, frappez ni ne déplacez le thermomètre lorsque vous l'utilisez.
- Le thermomètre n'est pas un jouet; veuillez le conserver hors de portée des enfants.
- La supervision d'un adulte est requise lorsque l'on prend la température sur un enfant.
- Contactez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques sur vos mesures de température.
- Rangez le thermomètre dans un endroit propre, sûr et sec. Ne rangez pas le thermomètre dans un lieu où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil, à la poussière, etc. Maintenez-le à l'écart des sources de chaleur.
- Température de rangement: -10°C~+60°C; Humidité de stockage <95%.
- N'utilisez pas un téléphone mobile près du thermomètre ou dans des endroits comportant une forte électricité statique ou un champ magnétique.

SPÉCIFICATIONS

Plage de mesure	32,0°C~43,9°C (90,0°F~111,0°F) « Lo » s'affiche lorsque le thermomètre de la section de détection est inférieure à 32,0°C (90,0°F) « Hi » s'affiche lorsque le thermomètre de la section de détection est supérieur à 43,9°C (111,0°F)
Précision des mesures	±0,1°C (35,0°C~41,0°C) ±0,2°F (95,0°F~105,8°C)
Affichage de la température	Écran LCD 3,5 chiffres
Résolution	0,1°C (0,1°F)
Notification par l'alarme	Appuyez sur le bouton ON/OFF ou la mesure de température est terminée; l'alarme émet un bip.
Fonction mémoire	La dernière mesure va automatiquement être stockée en mémoire.
Environnement d'utilisation	Température environnante: 10°C~40°C (50°F~104°F), Humidité relative: 30% HR~85% HR Dans un intervalle de température environnante de 16°C à 31°C, la mesure peut être réalisée en 8 à 10 secondes. Autrement, cela va nécessiter de 20 secondes à 2 minutes pour terminer la mesure de température.
Conditions de stockage :	Température environnante: -10°C~+60°C (14°F~140°F) 15% RH ~ 95% RH
Piles :	LR41
Référence norme	EN12470-3: 2000; thermomètres cliniques ASTM E-1112 ; thermomètres électroniques

TESTS ET MÉTHODES DE TEST (À DES FINS DE RÉFÉRENCE DE LABORATOIRE UNIQUEMENT)

1. Précision de température de la méthode de détection : Placez le thermomètre dans le réservoir d'eau, le capteur du thermomètre doit être placé approximativement à 2 cm en dessous de la surface de l'eau et attendez environ 22 secondes, puis appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le thermomètre, le thermomètre va alors entrer en mode mesure de température standard et afficher la température du réservoir d'eau avec le symbole d'unité °C (°F) qui clignote.
2. Méthode de test clinique humain : Allumez le thermomètre, jusqu'à ce que le symbole d'unité °C (°F) clignote trois fois, placez le thermomètre dans la bouche ou sous l'aisselle, pendant environ 22 secondes, le thermomètre affiche la mesure maximale, un son « bi-bi » est émis.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto y guarde estas instrucciones para su uso posterior.




CAMBIO DE PILAS

Pila: Una batería LR41

Una sola pila puede usarse para más de 1000 mediciones. Cuando el símbolo de batería "  " aparece en la pantalla, por favor reemplace con baterías nuevas.


Siga los pasos a continuación para sustituir la batería:

1. Presione hacia abajo la cubierta posterior y, a continuación, empuje la cubierta posterior a lo largo de la dirección de la flecha "> >" por 1mm (figura A), la cubierta posterior emitirá un sonido de clic, la cubierta posterior se puede abrir ahora.
2. Retire la batería, inserte la batería nueva con el polo "+" hacia arriba, como se muestra en la figura B.
3. Cierre la cubierta posterior.



Deshágase de las baterías conforme a los reglamentos locales aplicables.

USO DEL TERMÓMETRO

- Para encender el termómetro, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- Un signo "  " aparecerá en la pantalla durante 2 segundos.
- Si la prueba no presenta problemas, una L_0 y un "°C" intermitente aparecerán en la pantalla, esto significa que el termómetro ya está listo para usar. Elija el método de medición preferido. Al realizar una medición, el símbolo "°C" parpadea continuamente. Aproximadamente entre 8 a 10 segundos, cuando el símbolo "°C" ya no está parpadeando, esto significa que ahora el termómetro puede ser leído.


Cuando la medición se detiene y si la temperatura es superior a 37,8°C (100°F). En este caso la alarma suena "BI-BI-BI--- BI-BI-BI---" durante 10 segundos, como sigue: BI BI ----- BI ----- BI BI: 0,125 seg.

Cuando la temperatura no supera 37,8°C (100°F), la alarma suena "BI-BI-BI-BI-" durante 10 segundos, como sigue: BI ----- BI-BI: 0,5 seg.

- Si desea continuar y hacer una medición, no es necesario retirar el termómetro. Si la lectura es mayor que la anterior, la nueva lectura reemplazará a la última lectura y será almacenada en la memoria. El termómetro se apagará automáticamente en 10 minutos. El usuario también puede pulsar el botón ON/OFF para apagar el termómetro.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de ON/OFF durante unos 4 segundos hasta que se visualice "Lo°C" en la pantalla LCD y, a continuación, pulse de nuevo el botón de ON/OFF para cambiar entre y "°F °C"

- Almacene el termómetro en la funda de almacenamiento después de utilizarlo.

Figura 1



USO ORAL (Figura 1)

- La boca debe permanecer cerrada de 3 a 5 minutos antes de intentar realizar una lectura.
- Coloque el termómetro en la boca debajo de la lengua, de modo que quede a la izquierda o a la derecha de la raíz de la lengua.
- Utilice presión hacia abajo con la lengua para sujetar el termómetro.
- Sostenga el termómetro para evitar que se deslice alrededor de la boca.
- Cuando la lectura está lista, el termómetro emitirá un pitido, retirar el termómetro y leer el resultado.

USO BAJO EL BRAZO (FIGURA 2)

- La axila debe permanecer quieta de 3 a 5 minutos antes de intentar realizar una lectura.
- Coloque la punta del sensor en el centro de la axila.
- Ajustar la punta del sensor bajo el brazo, con el brazo y aplicar presión ligeramente hacia adentro.
- Cuando la lectura está lista, el termómetro emitirá un pitido, retirar el termómetro y leer el resultado.




Figura 2

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el termómetro con un paño limpio antes y después de cada uso.
- Nunca coloque el termómetro en ningún líquido.
- No sacuda, golpee o mueva el termómetro cuando se utiliza.
- El termómetro no es un juguete; por favor manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se requiere supervisión de un adulto cuando se toma la temperatura a los niños.
- Póngase en contacto con su médico para obtener información específica acerca de sus lecturas de temperatura.
- Almacene el termómetro en un lugar limpio, seguro y seco. No almacene el termómetro donde pueda quedar expuesto a la luz solar directa, polvo, etc. Mantener alejado de fuentes de calor. Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$; humedad de almacenamiento $<95\%$.
- No utilice un teléfono móvil cerca del termómetro o en lugares donde la electricidad estática o de un fuerte campo electromagnético presente.

ESPECIFICACIONES

Rango de medición	$32,0^{\circ}\text{C}$ ~ $43,9^{\circ}\text{C}$ ($90,0^{\circ}\text{F}$ ~ $111,0^{\circ}\text{F}$) "Lo" aparece cuando la sección de detección del termómetro es inferior a $32,0^{\circ}\text{C}$ ($90,0^{\circ}\text{F}$) "Hi" aparece cuando la sección de detección del termómetro es superior a $43,9^{\circ}\text{C}$ ($111,0^{\circ}\text{F}$)
Precisión de medición	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($35,0^{\circ}\text{C}$ ~ $41,0^{\circ}\text{C}$) $\pm 0,2^{\circ}\text{F}$ ($95,0^{\circ}\text{F}$ ~ $105,8^{\circ}\text{F}$)
Indicador de Temperatura	Pantalla LCD de 3.5 dígitos
Resolución	$0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$)
Notificación Sonora	Pulse el botón de ON-OFF o cuando la medición de temperatura está completa; el zumbador emitirá un sonido.
Función de Memoria	La última lectura será automáticamente almacenada en la memoria.
Entorno de uso	Temperatura ambiente: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F), Humedad Relativa: 30%RH~85%RH En el rango de 16°C ~ 31°C de temperatura ambiente, la medición se puede realizar entre 8 a 10 segundos. De lo contrario tendrá 20 segundos hasta 2 minutos para completar la medición de temperatura.
Entorno de almacenamiento:	Temperatura ambiente: -10°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$ (14°F ~ 140°F), Humedad relativa: 10%RH~95%RH
Batería:	LR41
Estándar de referencia	EEN12470-3 2000; termómetros clínicos ASTM E-1112; termómetros electrónicos

PRUEBA Y MÉTODO DE PRUEBA (REFERENCIA DE LABORATORIO ÚNICAMENTE)

1. Precisión de temperatura del método de detección: Coloque el termómetro en el depósito de agua, el sensor del termómetro debe colocarse aproximadamente 2 cm por debajo de la superficie del agua y espere unos 22 segundos y, a continuación, pulse el botón de ON/OFF para encender el termómetro, el termómetro entrará en el modo de medición de temperatura estándar y mostrará la temperatura del depósito de agua con el símbolo de la unidad de temperatura °C (°F) parpadeando.
2. Método de prueba clínica en personas: Encender el termómetro, esperando que el símbolo de la unidad de temperatura °C (°F) parpadee tres veces, coloque el termómetro en la boca o en la axila, alrededor de 22 segundos, el indicador del termómetro muestra la lectura máxima, se emitirá el sonido "bi-bi-".