


# TERMOMETRO DIGITALE BL3 - AMPIO SCHERMO BL3 DIGITAL THERMOMETER - WIDE SCREEN DIGITAL THERMOMETRE BL3 - ÉCRAN LARGE TERMOMETRO DIGITAL BL3 - PANTALLA ANCHA TERMOMETRO DIGITAL BL3 - ECRĂ AMPLO ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ BL3 - ΕΥΡΕΙΑΣ ΘΟΝΗΣ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso  
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

ITALIANO

<b>SPECIFICHE</b>	
<b>Intervallo di temperatura:</b>	32,0-43,9°C (89,6-111,1°F) Ad una temperatura inferiore a 32,0°C (89,6°F) compare la scritta: L°C. (°F) Ad una temperatura superiore ai 43,9°C (111,1°F) compare la scritta H°C (°F)
<b>Risoluzione:</b>	0,1°C (°F)
<b>Accuratezza:</b>	±0,1°C (da 34,0°C fino a 42,0°C); ±0,2°C (altro intervallo) ±0,2°F (da 93,2°F fino a 107,6°F); ±0,4°F (altro intervallo)
<b>Display:</b>	Display a cristalli liquidi a 3 cifre ½
<b>Batteria (inclusa):</b>	CR2032 (3V)
<b>Consumo elettrico:</b>	0,40 milliwatt in modalità di misurazione
<b>Vita della batteria:</b>	Oltre 160 ore di funzionamento ininterrotto
<b>Dimensioni:</b>	Dimensioni approssimative: 117mmx30mmx16mm
<b>Peso:</b>	Peso approssimativo 20 grammi, batteria compresa
<b>Segnale acustico:</b>	A raggiungimento del picco di temperatura viene avvertito un segnale acustico della durata di 5 secondi
<b>Memoria:</b>	Dotato di memoria incorporata che permette la visualizzazione del valore precedentemente rilevato
<b>Condizioni di funzionamento:</b>	Temperatura: 10-40°C (50-104°F) Umidità relativa: 15-95% senza condensa
<b>Condizioni di stoccaggio:</b>	Temperatura: -25-55°C (-13-131°F) Umidità relativa: 15-95% senza condensa
<b>Garanzia di qualità:</b>	Certificazione ISO 13485 Conforme alle norme ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1
<b>Classificazione del prodotto:</b>	Apparecchio tipo BF 

## COME USARE L'APPARECCHIO

- Disinfettare la sonda con alcool etilico disinfettante prima dell'uso.
- Non tenere premuto il pulsante ON OFF, sul display comparirà l'ultimo valore memorizzato, come nella foto  Ultima Memoria
- Rilasciare il pulsante dell'alimentazione e comparirà sul display la scritta L°C, o °F in cui °C o °F lampeggerà.
- Inserire la sonda nella posizione appropriata (ascellare, orale o rettale).
- Quando il segno dei gradi °C (°F) ha smesso di lampeggiare, viene indicata la temperatura corrente. La lettura della temperatura non cambierà finché la sonda resta in quella posizione.
- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo un minuto. Tuttavia, per prolungare la vita della batteria, è meglio spegnere il termometro usando il pulsante ON-OFF dopo aver annotato la temperatura.

## Caratteristiche particolari

**Allarme di temperatura normale** Un allarme suonerà quando il picco di temperatura sarà stato registrato e il termometro sarà pronto per la lettura. L'allarme di temperatura normale (4 bip seguiti da una breve pausa) suonerà ripetutamente per circa 10 secondi.

**Memorizzazione dell'ultima temperatura registrata** Non appena il termometro verrà usato, si avvertirà un picco di breve durata, quindi il termometro eseguirà una procedura di autoesame, durante il quale tutte le tacche digitali saranno visibili sullo schermo LCD. Successivamente apparirà l'ultimo valore di lettura e comparirà sullo schermo per 2 secondi il valore 37,0°C (98,6°F). Il valore di lettura verrà sovrascritto solo nel caso venga registrata una nuova temperatura.

**Per modelli dotati di allarme febbre** Nel caso la temperatura registrata sia pari a 38,0°C (100,4°F), l'allarme febbre (un breve bip della durata interrotta di 10 secondi) suonerà, una volta che sarà raggiunto il picco di temperatura. Il valore resterà memorizzato sullo schermo fino allo spegnimento del termometro.

**Per modelli che consentono la scelta tra gradi centigradi e gradi Fahrenheit** Tenere premuto il pulsante ON-OFF fino a che compare il simbolo °C o °F, poi si può passare dalla modalità gradi centigradi alla modalità diversi gradi Fahrenheit o viceversa. Non appena il pulsante viene rilasciato, il termometro passerà in modalità di lettura.

**NOTA:** Disinfettare sempre il termometro prima dell'uso.  
**NOTA:** Se la temperatura ambiente è inferiore ai 32,0°C (89,6°F), verrà visualizzato tale dato, invece che L°C (°F) o H°C (°F).

**NOTA:** è consigliabile proteggere la punta del sensore con protezioni sanitarie per evitare infezioni incrociate o contaminazioni. L'uso di protezioni può comportare una differenza di 0,1°C (0,2°F) rispetto alla temperatura reale. Smaltire tutte le protezioni delle sonde usate e conservare l'apparecchio in luogo sicuro.

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA


- Quando viene visualizzato il simbolo  la batteria necessita di essere sostituita.




**Smaltimento:** Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandolo al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ENGLISH

## SPECIFICATION

<b>Range:</b>	32,0-43,9°C (89,6-111,1°F) Below 32,0°C (89,6°F) displays L°C (°F) Above 43,9°C (111,1°F) displays H°C (°F)
<b>Resolution:</b>	0,1°C (°F)
<b>Accuracy:</b>	±0,1°C (34,0°C to 42,0°C); ±0,2°C (other range) ±0,2°F (93,2°F to 107,6°F); ±0,4°F (other range)
<b>Display:</b>	Liquid crystal display 3 ½ digits
<b>Battery (included):</b>	CR2032 (3V)
<b>Power Consumption:</b>	0,40 milliwatts in measurement mode
<b>Battery Life:</b>	More than 160 hours of continuous operation
<b>Dimensions:</b>	Approx. 117mmx30mmx16mm
<b>Weight:</b>	Approx. 20grams including battery
<b>Beeper:</b>	Approx. 5 seconds sound signal when peak temperature reached
<b>Memory:</b>	Built-in memory enabling display of previously measured value
<b>Working Conditions:</b>	Temperature: 10-40°C (50-104°F) Relative Humidity: 15-95% non condensing
<b>Storage Conditions:</b>	Temperature: -25-55°C (-13-131°F) Relative Humidity: 15-95% non condensing
<b>Guarantee of Quality:</b>	Certification ISO 13485 Comply with ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1
<b>Product Classification:</b>	Type BF equipment 

## HOW TO USE

- Disinfect the probe with ethyl (rubbing) alcohol before using.
- Depress the ON/OFF button. The display will read  Last Memory
- Release the power switch and the display will show L°C (°F) with °C (°F) flashing.
- Place the probe in the appropriate position (oral, axillary or rectal).

5. Once the degree sign (°C /°F) on the display stopped flashing, the correct temperature is indicated.

The temperature reading will not change after the °C (°F) stops flashing.

6. The unit will automatically turn off in 1 minutes. However, to prolong battery life, it is best to turn the thermometer-off by pressing the ON/OFF button once the temperature has been noted.

## Special Features:

**Normal Temperature Alarm** An alarm will sound when the peak temperature has registered and is ready-to-read. The "Normal Temperature" alarm (four quick beeps followed by a pause) will sound repeatedly for approximately 10 seconds.


**Last-Temperature Memory Recall** Switch the thermometer on a short beep will sound. At the same time the thermometer runs a self-check test. During which all the digital segments appear on the LCD. After that the last reading value will appear automatically, and the 37,0°C (98,6°F), and the LCD for 2 seconds.

The reading is only over-written when a new temperature value is recorded.  
**For Models with Fever Alarm** If the temperature registers higher than 38,0°C (100,4°F), the fever alarm (a quick beeping sound which occurs continuously for about 10 seconds) will sound when the peak temperature has registered. Also, the result will keep on the LCD until the thermometer is turned off.

**For Switchable Centigrade and Fahrenheit Models** When the button is held down ON/OFF button, until °C or °F appeared. After that the °C or °F can be switched. When the button is released, the thermometer will be in "ready-in-measure" mode.

**NOTE:** Always disinfect the thermometer before using.

**NOTE:** If the room temperature is less than 32,0°C (89,6°F), it will be displayed rather than L°C (or L°F). **NOTE:** You may put a sanitary plastic probe shield on the sensor tip to help prevent cross-infection and contamination. Use of the probe over a period of time may result in a 0,1°C (0,2°F) difference from actual temperature. Dispose of any used probe shield and store the unit in a safe place.


**BATTERY REPLACEMENT**  
1. When the symbol  appears, the battery needs to be replaced.




**Disposal:** The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

Français

## Caractéristiques

<b>Gamme:</b>	32,0-43,9°C (89,6-111,1°F) En dessous de 32,0°C (89,6°F) affiche L°C (°F) Au-dessus de 43,9°C (111,1°F) affiche H°C (°F)
<b>Résolution:</b>	0,1°C (°F)
<b>Précision:</b>	±0,1°C (34,0°C à 42,0°C); ±0,2°C (autre gamme) ±0,2°F (93,2°F à 107,6°F); ±0,4°F (autre gamme)
<b>Écran:</b>	Écran à cristaux liquides 3 ½ digits
<b>Pile (comprise):</b>	CR2032 (3V)
<b>Consommation:</b>	0,40 milliwatts en mode mesure
<b>Durée de vie de la pile:</b>	Plus de 160 heures de fonctionnement continu
<b>Poids:</b>	Environ 20 grammes y compris la pile
<b>Beeper:</b>	Signal sonore d'avertissement 5 secondes lorsque le pic de température est atteint
<b>Mémoire:</b>	Mémoire incluse affichant la dernière valeur mesurée
<b>Conditions de fonctionnement:</b>	Température: 10-40°C (50-104°F) Humidité relative: 15-95% sans condensation
<b>Conditions de conservation:</b>	Température: -25-55°C (-13-131°F) Humidité relative: 15-95% sans condensation
<b>Garantie de qualité:</b>	Certification ISO 13485 Conforme à l'ASTM-E1112, EN12470-3, EN 60601-1
<b>Classification produit:</b>	Équipement de type BF 

## UTILISATION

1. Désinfecter l'embout avec de l'alcool éthylique avant utilisation.
2. Relâcher le bouton ON/OFF. L'écran affiche  Dernière Mémoire
3. Relâcher l'interrupteur et l'écran affiche L°C (°F) avec °C (°F) clignotant.
4. Placer l'embout dans la position prévue (orale, axillaire ou rectale).
5. Une fois que le signe degré °C (°F) arrêté de clignoter, la température correcte est indiquée.  
La température de lecture ne change plus après la fin du clignotement °C (°F).
6. L'appareil va se couper automatiquement après 1 minute. Il est toutefois recommandé de couper le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF lorsque la température est affichée pour prolonger la durée de vie de la pile.

## Caractéristiques particulières

**Allarme température normale:** Une alarme sonnera lorsque la température de pic est atteinte et prête à lire. L'allarme « Température normale » ( quatre bips rapides suivis d'une pause) va sonner de façon répétée pendant environ 10 secondes.

**Rappel mémoire dernière température:** Allumer le thermomètre, un beep court se fait entendre. En même temps, le thermomètre effectue un test de vérification durant lequel tous les segments numériques apparaissent à l'écran. Après cela, la valeur de la dernière mesure apparaît automatiquement et le 37,0°C (98,6°F) sur l'écran pendant 2 secondes. La lecture ne sera éradiquée que lorsqu'une nouvelle température sera enregistrée.

**Pour les modèles avec alarme fièvre:** Si la température enregistrée est supérieure à 38,0°C (100,4°F), l'allarme fièvre va sonner (un rapide son beep se fait entendre en continu pendant 10 secondes) lorsque le pic de température est atteint. Le résultat est gardé sur l'écran jusqu'à ce que le thermomètre soit coupé.

**Pour les modèles passant de Centigrades à Fahrenheit:** Maintenir enfoncé le bouton ON/OFF, jusqu'à ce que °C ou °F apparaisse. Après cela, on peut changer les degrés. Lorsque le bouton est relâché, le thermomètre sera en mode « prêt-à-mesurer ».

**NOTE:** Toujours désinfecter le thermomètre avant l'usage.

**NOTE:** Si la température de la pièce est inférieure à 32,0°C (89,6°F), L°C (ou L°F) apparaîtra.

**NOTE:** On peut placer un embout sanitaire en plastique sur le détecteur pour éviter les contaminations et les infections croisées. Utiliser un couvercle de protection peut résulter en une différence de 0,1°C (0,2°F) par rapport à la température réelle. Éliminer toutes les protections utilisées et conserver l'unité dans un lieu sûr.

## REPLACEMENT DES PILES

1. Lorsque le symbole  apparaît, les piles doivent être remplacées.




**Élimination des déchets d'EÉE:** Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EÉE.






Español

## ESPECIFICACIONES

<b>Range:</b>	32,0-43,9 (89,6-111,1°F) Abajo 32,0°C (89,6°F) muestra L°C (°F) Arriba 43,9°C (111,1°F) muestra H°C (°F)
<b>Résolution:</b>	0,1°C (°F)
<b>Précision:</b>	±0,1°C (34,0°C a 42°C); ±0,2°C (otro rango) ±0,2°F (93,2°F a 107,6°F); ±0,4°F (otro rango)
<b>Pantalla:</b>	Pantalla de cristal líquido 3½ dígitos
<b>Batería (incluida):</b>	CR2032 (3V)
<b>Consumo de Energía:</b>	0,40 milivatios en estado de medición
<b>Duración de la Batería:</b>	Más de 160 horas de funcionamiento inintermitente
<b>Dimensiones:</b>	Aprox. 117mmx30mmx16mm
<b>Peso:</b>	Aprox. 20 gramos, incluyendo batería
<b>Pitido:</b>	Aprox. 5 segundos señal acústica cuando se alcanza la temperatura máxima

**Memória:** A memória interna activa a pantalla en el valor medido previamente  
**Condiciones de trabajo:** Temperatura: 10-40°C (50-104°F)  
 Humedad Relativa: 15-95% sin condensación  
**Condiciones de almacenamiento:** Temperatura: -25-55°C (-13-131°F)  
 Humedad Relativa: 15-95% sin condensación  
**Garantía de Calidad:** Certificación ISO 13485  
 Cumple con ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1  
**Clasificación del Producto:** Equipo tipo BF 

### MODO DE USO

1. Desinfecte la sonda con alcohol etílico (frotaando) antes de su uso.
2. Pulse la tecla ON/OFF. La pantalla leera  → Última memoria  o 
3. Suelte el botón de encendido y la pantalla mostrará L°C (L°F) con °C (°F) parpadando.  o 
4. Coloque la sonda en la posición adecuada (oral, axilar o rectal).  
 5. Cuando el signo de grados °C (°F) en la pantalla deje de parpadear, se indica la temperatura correcta. La lectura de la temperatura no cambiará hasta que se le finca de parpadear.  
 6. La unidad se apagará automáticamente en 1 minuto de cualquier manera, para prolongar la vida de la batería.  
 Lo mejor es apagar el termómetro pulsando el botón ON/OFF una vez que la temperatura haya sido vista.

### Características especiales:

**Alarma de Temperatura Normal:** Una alarma sonora cuando se registre la temperatura máxima y esté lista para su lectura. La alarma de "Temperature Normal" (cuatro bipes rápidos seguidos de una pausa) sonará repetidamente durante 10 segundos.

**Recuperación de la Última Temperatura Memorizada:** Enciende el termómetro, un corto bipe sonará. Al mismo tiempo, el termómetro ejecuta una verificación durante la cual todos los segmentos digitales aparecen en la LCD. Después de eso, el valor de la última lectura aparecerá automáticamente, el 37,0°C (98,6°F) en la LCD durante 2 segundos. La lectura se sobrescribirá solo cuando se registrará el valor de una nueva temperatura.

**Para Modelos con Alarma de Fiebre:** Si la temperatura registra más de 38,0°C (100,4°F), la temperatura de fiebre (un rápido bipe continuo durante 10 segundos) sonará cuando se registre la temperatura máxima. Además, el resultado se mantendrá en la pantalla LCD hasta que el termómetro se apague.  
**Para Modelos con Grados Centígrados y Fahrenheit Intercambiables:** Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que aparezcan °C o °F. Después de eso, se puede cambiar a °C o °F. Al soltar el botón, el termómetro estará en modo "listo para medición".

**NOTA:** Desinfecte siempre el termómetro antes de usarlo.

**NOTA:** La temperatura ambiente es menor de 32,0°C (89,6°F), eso se visualizará en vez de L°C (L°F).

**NOTA:** Puede poner un protector plástico en la punta del sensor para prevenir contagio de infecciones y contaminaciones. El uso del protector plástico puede hacer cambiar la temperatura real de 0,1°C (0,2°F). Tire los protectores plásticos a la basura y guarde la unidad en un lugar seguro.

### REEMPLAZO DE BATERÍAS


1. Cuando el símbolo  aparece, la batería necesita ser reemplazada.




**Eliminación:** El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desgajar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

### PORTUGUÊS

### ESPECIFICACIONES

**Intervalo:** 32,0-43,9°C (89,6-111,1°F)  
 Abstrato de 32,0°C (89,6°F) apresenta L°C (F°)  
 Acima de 43,9°C (111,1°F) apresenta H°C (F°)  
 0,1°C (F°)  
**Resolução:** ±0,1°C (34,0°C a 42,0°C); ±0,2°C (outro intervalo)  
 ±0,2°F (93,2°F a 107,6°F); ±0,4°F (outro intervalo)  
**Ecra:** O cristal líquido apresenta 3 ½ dígitos  
**Bateria: (incluída)** CR2032 (3V)  
**Consumo de alimentação:** 0,40 mili-watt no modo de descanso  
**Vida útil da bateria:** Mais de 160 horas de funcionamento contínuo  
 Aprox. 117mmx30mmx16mm  
**Dimensões:** Aprox. 20 gramas incluindo bateria  
**Beeper:** Aprox. 5 segundos de sinal sonoro quando a temperatura máxima é atingida  
**Memória:** Memória incorporada permitindo a apresentação do valor anteriormente medido  
 Temperatura: 10-40°C (50-104°F)  
 Humidade relativa: 15-95% não condensante  
**Condicões de armazenamento:** Temperatura: -25-55°C (-13-131°F)  
 Humidade relativa: 15-95% não condensante  
 Certificação ISO 13485  
 Cumpr as normas ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1  
**Clasificación del Producto:** Equipamento tipo BF 

### COMO UTILIZAR

1. Desinfecte a sonda com álcool etílico (esfregando) antes de a utilizar.
2. Prima o botão ON/OFF. No ecrã irá ler-se  → Última Memória  ou 
3. Solte o interruptor de alimentação e o ecrã irá mostrar L°C (L°F) com °C (°F) intermitente.
4. Coloque a sonda na posição apropriada (para, axilar, ou reto).  
 5. Uma vez que o sinal dos graus °C (°F) pare de piscar, a temperatura correta é indicada. A leitura da temperatura não se irá alterar após °C (°F) para de piscar.  
 6. A unidade irá desligar-se automaticamente dentro de 1 minuto. Contudo, para prolongar a vida útil da bateria, convém desligar o termómetro premindo o botão ON/OFF após a temperatura ter sido registada.

### Funcionalidades especiais:

**Alarme de temperatura normal:** Ir soar um alarme quando a temperatura de pico for registada e estiver pronta para ler. O alarme de "temperature normal" (quatro bipes rápidos seguidos de uma pausa) irá soar repetidamente durante aproximadamente 10 segundos.

**Recuperación de la memoria de la última temperatura:** Ligue o termómetro e soará um curto bipe. Em simultâneo, o termómetro efetua um teste de autoverificação, durante o qual todos os segmentos digitais aparecem no LCD.

**Para Modelos com Alarma de Fiebre:** Se a temperatura registada for superior a 38,0°C (100,4°F), o alarme de febre (um som tipo bipe rápido que ocorre continuamente durante cerca de 10 segundos) irá soar quando a temperatura de pico tiver sido registada. Além disso, o resultado irá permanecer no LCD até o termómetro ser desligado.

**Para Modelos com comutação entre Fahrenheit e graus centígrados:** Prima o botão ON/OFF até °C ou °F para aparecer. Após °C ou °F ser sido comutado, o botão é libertado e o termómetro ficará no modo "pronto para medição".

**NOTA:** Desinfecte sempre o termómetro antes de o utilizar.

**NOTA:** Se a temperatura ambiente for inferior a 32,0°C (89,6°F), será apresentado em vez de L°C (ou L°F).

**NOTA:** Pode colocar uma proteção de plástico sanitária de sonda na ponta do sensor, para impedir infeções e contaminações cruzadas. A utilização da proteção da sonda pode resultar em 0,1 °C (0,2 °F) de diferença em relação à temperatura real. Elimine a eventual proteção de sonda usada e armazene a unidade num local seguro.





### SUBSTITUICÃO DA BATERIA

1. Quando o símbolo  aparecer, a bateria deve ser substituída.



**Eliminación:** O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto dos pontos de recolha indicados para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Εμβέλεια:** 32,0-43,9 (89,6-111,1°F)  
 Για κάτω από 32,0°C (89,6°F) δείχνει L°C (F°)  
 Για πάνω από 43,9°C (111,1°F) δείχνει H°C (F°)  
 0,1°C (F°)  
**Ανάλυση:** ±0,1°C (34,0°C a 42,0°C); ±0,2°C (άλλη εμβέλεια)  
 ±0,2°F (93,2°C ως 107,6°F); ±0,4°F (άλλη εμβέλεια)  
**Ακρίβεια:** Οδόν μισό αριθμό κυρτού/λίστι 3½ ψηφίων  
**CR2032 (3V)**  
**Οδόν:** 0,40 mW/βάτ σε λειτουργία μέτρησης  
**Ματρία (συμπεριλαμβανομένης):** Περισσότερες από 160 ώρες συνεχούς λειτουργίας  
**Κατάλυση ενέργειας:** Περίπου 117mmx30mmx16mm  
**Διάρκεια ζωής μπαταρίας:** Περίπου 20 ημερες συμπεριλαμβανομένης της ματρίας  
**Διασάφηση:** Ηλεκτρική σήμα δηλ. διάρκεια περίπου 5 δευτ. μόλις καταγραφεί η μέγιστη θερμοκρασία  
**Βeeper:** Ενωματήριση μνήμη που επιτρέπει την προβολή προηγούμενων μετρήσεων στην οθόνη  
**Μνήμη:** Συμπεριλαμβανομένης της ματρίας  
**Συνθήκες λειτουργίας:** Σχετική υγρασία: 15-95% χωρίς συμπύκνωση  
**Συνθήκες αποθήκευσης:** Θερμοκρασία: -25-55°C (-13-131°F)  
 Σχετική υγρασία: 15-95% χωρίς συμπύκνωση  
**Εγγύηση ποιότητας:** Ποτοποιση ISO 13485  
 Συμμόρφωση με ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1  
**Κατάταξη προϊόντος:** ΕΠΙΧΑΡΜΙΚΩ ΤΥΠΟΥ BF  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
 1. Αποστειρώστε (τρίβοντας) τον καθετήρα με αβυθική αλκοόλη πριν τη χρήση.  
 2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Η οθόνη θα δείξει:  ή  → Τελευταία Μνήμη  ή 

3. Αφήστε το κομμάτι λειτουργίας και η οθόνη θα δείξει L°C (L°F) με °C (°F) να αναβοσβήνει.
4. Τοποθετήστε τον καθετήρα στην κατάλληλη θέση (στόμα, μασχάλη ή πρωκτό).
5. Μόλις το σύμβολο των βαθμών °C (°F) σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, θα προβληθεί η σωστή θερμοκρασία. Η αναβοσβήνιση σημαίνει ότι η οθόνη θα αλλάξει όταν το °C (°F) σταματήσει να αναβοσβήνει.
6. Η οθόνη θα αφηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Ωστόσο, για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, είναι προτιμότερο να κλείσετε το θερμομέτρο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF αφού πρώτα έχετε σημειώσει τη θερμοκρασία.

### Είδη χαρακτηριστικά:

**Όχις Κοινωνικής Θερμοκρασίας:** Ένας ήχος θα ακουστεί αν η μέγιστη θερμοκρασία θα έχει καταγραφεί και θα είναι έτοιμη προς προβολή. Ο ήχος "Κοινωνικής Θερμοκρασίας" (τέσσερα γρήγορα μπιπ ακολουθούμενα από μπιπ) θα επαναληφθεί για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

**Ανάλυση Μνήμη Τελευταίας Θερμοκρασίας:** Μόλις αναίσιτε το θερμομέτρο θα ακουστεί ένα σύντομο μπιπ. Ταυτόχρονα, το θερμομέτρο εκτελεί ένα δοκιματικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου όλα τα ψηφιακά τμήματα εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Στη συνέχεια, η τελευταία τιμή θα προβληθεί αυτόματα στην οθόνη LCD για 2 δευτ., καθώς και η τιμή 37,0°C (98,6°F). Η τιμή που προβλάεται θα αντικατασταθεί μόνο όταν καταγραφεί μια νέα τιμή θερμοκρασίας.

**Για Μοντέλα με Ηλεκτικό Σήμα Πυρετού:** Αν η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι άνω των 38,0°C (100,4°F), το ηχητικό σήμα πυρετού (ένα γρήγορο μπιπ επαναλαμβανόμενο για περίπου 10 δευτ.) θα ακουστεί μόλις καταγραφεί η μέγιστη θερμοκρασία. Επίσης, το αποτέλεσμα θα παραμείνει στην οθόνη LCD έως ότου οβήσετε το θερμομέτρο.

**Για Μοντέλα Εναλλαγή Βαθμών Κελσίου και Φαρενάιτ:** Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF μέχρι να εμφανιστεί το °C ή το °F. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του °C ή του °F. Μόλις αφήσετε το κουμπί, το θερμομέτρο θα είναι σε λειτουργία μέτρησης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πάντα να αποστειρώστε το θερμομέτρο πριν τη χρήση.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η θερμοκρασία διαματίζει είναι μικρότερη από 32,0°C (89,6°F), αυτό θα αναγράφεται στην οθόνη αντί του L°C (ή L°F).


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα στο άκρο του αισθητήρα για την πρόληψη κατά της μεταδόσης ασθενειών και μόλυνσης. Η χρήση του κάλυμματος του καθετήρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατά τιμή 0,1°C (0,2°F) διαφορά ως προς την πραγματική θερμοκρασία. Απομακρύνετε κάθε χρησιμοποιημένο προστατευτικό κάλυμμα και φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλή μέρος.

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο , η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.



**ΧΩΛΕΥΣΗ:** Το προϊόν δεν πρέπει να παταχτεί μαζί με άλλα απορριμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν για την χώνευση των συσκευών μεταφορών τέας σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανάκυκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

<b>REF</b>	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ειδοποιήσεις)
<b>LOT</b>	IT Fabricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός	IT Seguire le istruzioni per l'uso GB Follow instructions for use FR Suivez les instructions d'utilisation ES Siga las instrucciones de uso PT Siga as instruções de uso GR Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
<b>CE</b>	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea PT Representante autorizado na União Europeia GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση	IT Parle l'appareil de type BF GB Follow instructions for use FR Appareil de type BF ES Aparato de tipo BF PT Aparelho do tipo BF GR Συσκευή τύπου BF
	IT Conservare in luogo fresco ad asciutto GB Keep in a cool, dry place FR A conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco GR Διατηρήσει σε όψροκό και στεγνό περιβάλλον	IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE ES Desecho WEEE PT Disposicao REEE GR Διάθεση WEEE
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR A conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al abrigo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB Medical device conforms with Directive 93/42/CEE FR Dispositif médical conforme à la directive 93/42/CEE ES Dispositivo médico según la Directiva 93/42/CEE PT Dispositivo médico em conformidade coma Directiva 93/42/CEE GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42/CEE
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabricacao GR Ημερομηνία παραγωγής	

### REF 25554 / YD-203

Wenzhou Yosun Medical Technology Co., Ltd.  
 No. 17, Shaoxing Road, Lingmen Bilibixiang Town,  
 Yueqing Wenzhou - 325603 Zhejiang, China.  
 Made in China

REP. NED. N.L.B.V. Koninking Julianaplein 10, 1e Verd,  
 2695AA, The Hague, Netherlands

