




# GIMA

**LACCI EMOSTATICI**  
**TOURNIQUETS**  
**GARROTS**  
**LAZOS HEMOSTÁTICOS**



**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**  
**USE AND MAINTENANCE BOOK**  
**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**  
**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



**GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia**

**ITALIA:** Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: [gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**INTERNATIONAL:** Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com) - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## CARATTERISTICHE

I lacci emostatici GIMA vengono utilizzati come barriera meccanica per la compressione dei vasi sanguigni durante i prelievi venosi o come barriera meccanica a monte delle ferite per fermare l'emorragia. Il prodotto, o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da quello specificato nell'uso previsto del presente manuale.

## PRESCRIZIONI

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato, in campo ambulatoriale, il prodotto non è destinato all'uso in sala operatoria.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un ambiente chiuso, evitandone l'esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

## FUNZIONAMENTO

Posizionate il laccio e stringete, per fermarlo sovrapponetevi il velcro maschio con il velcro femmina. Prima di toglierlo allentate dolcemente



*Non lasciare in posizione oltre 20 minuti. Usare solo su braccio e coscia.*

## MANUTENZIONE

I lacci GIMA possono essere conservati secondo le normali tecniche di conservazione. Il prodotto può essere lavato utilizzando acqua e sapone neutro ad una temperatura di 60°C. I lacci GIMA possono essere inceneriti o smaltiti in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente.



Dispositivo medico Classe I - Non sterile

Attuazione della direttiva CEE 93/42



## FEATURES

GIMA tourniquets are used as mechanical barrier for the compression of blood vessels to take blood samples or as mechanical barrier above wounds to stop bleeding.

The product or its components cannot be used for purposes different from the one specified in the present manual.

## PRESCRIPTIONS

The product shall be used by qualified medical personnel only, in out-patients' department. It is not conceived for the employment in operation room.

Since the product is made of corrosion-proof materials suitable for the environmental conditions foreseen for its normal use, does not require special care, however it is necessary to store it in a closed place making sure that is protected from dust and dirt to assure its hygienic conditions. Moreover, it is recommended to store the product in a place which can be reached easily by the personnel in case of necessity.



## FUNCTIONING

Position the tourniquet and tighten it, putting the male on the female fastener in order to block it. Loosen softly before removing.



*Don't leave it on for more than 20 minutes. Apply only on arm and thigh.*

## MAINTENANCE

GIMA tourniquets can be stored following normal conservation techniques. The product can be washed using water and neutral soap at 60°C. GIMA tourniquets can be burnt or disposed of in controlled dumps without risks for the environment.



Medical device Class I – Non sterilized

Accomplishment of directive EEC 93/ 42



## CARACTERISTIQUES

Les garrots GIMA sont utilisés comme barrière mécanique pour la compression des vases sanguins pendant les prélèvements sanguins ou comme barrière mécanique en amont des blessures pour arrêter l'hémorragie. Le produit, ou ses parties, ne peut être utilisée pour un usage différent de celui spécifié dans l'usage prévu par le présent manuel.

## PRESCRIPTIONS

Le produit est conçu pour être utilisé seulement par le personnel médical qualifié dans le domaine ambulatoire; le produit n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles opératoires. Comme le produit a été réalisé à l'aide de matières résistant à la corrosion et aux conditions ambiantes prévues pour son utilisation normale, il ne nécessite pas d'attentions particulières; cependant il faut le garder dans un lieu fermé ayant soin de le protéger de la lumière, de la poussière et de la saleté afin de garantir le respect des conditions d'hygiène. Il est également recommandé de garder le produit dans un lieu qui puisse être atteint de façon simple et sûre par le personnel préposé aux premiers secours.

## FONCTIONNEMENT

Positionnez le garrot et serrez, pour le retenir superposez le velcro mâle au velcro femelle. Avant de l'enlever desserrez-le doucement



*Ne pas laisser en place plus de 20 minutes. Utiliser seulement sur les bras et les cuisses.*

## ENTRETIEN

Les garrots GIMA peuvent être conservés selon les techniques de conservation normales. Le produit peut être lavé en utilisant de l'eau et du savon neutre à une température de 60°C. Les garrots GIMA peuvent être incinérés ou éliminés dans les décharges contrôlées sans aucun danger pour l'environnement.



Dispositif médical Classe I – Non stérile

Exécution de la directive CEE 93/42