



ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

**REF** 27259/6681

## **Bilancia veterinaria - grande**

- Display LCD 1"
- Capacità: 100kg
- Sensibilità: 100g
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico automatico ("Err")
- Indicatore batteria quasi scarica ("Lo")
- Unità di misura Kg/lb/st selezionabile dall'utente

### **Manuale utente**

1. Si prega di rimuovere la pellicola protettiva dalle batterie prima dell'utilizzo.
2. Posizionare la bilancia sul pavimento in posizione stabile e piana, se posizionata su una superficie morbida (es.: un tappeto) la bilancia potrebbe rilevare valori imprecisi.
3. Per accendere la bilancia, appoggiare un piede sulla pedana
4. La prima volta il display visualizza la scritta "8" ed in seguito "0,0" sarà visualizzato sul display.
5. Si prega di attendere la visualizzazione della scritta "0,0". A questo punto la bilancia è pronta per la misurazione.
6. Posizionare l'animale sulla bilancia.
7. Il peso dell'animale lampeggerà sul display due volte. Il risultato della misurazione sarà leggibile per dieci secondi circa.
8. Dopo la pesatura la bilancia si spegnerà automaticamente dopo circa 60 secondi.

### **Alimentazione:**

La bilancia funziona con una batteria al litio sostituibile. (Tipo CR 2032 ) inclusa

### **Sostituzione delle batterie:**

Quando la scritta "LO" compare sul display, si prega di sostituire le batterie.

### **Messaggi d'errore visualizzati dal display:**

Se il carico supera i 100 kg, la bilancia visualizza sul display "ERR".  
Per evitare guasti si prega di non sovraccaricare la bilancia! Se la bilancia è sottoposta ad un carico eccessivo potrebbe danneggiarsi. In questo caso la garanzia decade.

### **Condizioni ambientali:**

La temperatura ambientale può influenzare significativamente la precisione di misurazione. Misurazioni corrette ed accurate possono essere ottenute ad una temperatura di utilizzo di (10°-40° C).

**Note:**

Si prega di non utilizzare la bilancia nelle immediate vicinanze di apparecchi che generano potenti emissioni elettromagnetiche (cellulari, forni a microonde). Per pulire la bilancia si raccomanda l'utilizzo di un panno inumidito senza utilizzare alcun solvente.



**Smaltimento:** Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**Condizioni di garanzia Gima**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Manufacturer/Produttore/Fabricant/Fabricante:

**Momert Co.Ltd.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary



Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

M 27259 - IT - Rev. 2.02.2020



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**REF 27259/6681**

## **Electronic large pet scale**

### **Technical specification:**

1" LCD display  
Capacity: 100kg  
Graduation: 100g  
Auto off  
Auto overload indicator ( "ERR" )  
Low battery indicator ( "LO" )  
kg, lb, St unit of measurement can be switched

### **User Guide**

1. Place the scale on a flat, hard level surface. On a soft surface ( for example: on rug ) the scale may show inaccurate value.
2. To start the scale, tap the scale platform with your foot.
3. For the first time the display shows a running "8" and after "0,0" appears on the display.
4. Wait until "0,0" is displayed!
5. Place pet on the scale.
6. Then your pet's weight will appear on the display flashing two times. The measured weight can be seen for about 10 seconds.
7. After weighing, it will automatically turn off approximately in 60 seconds.

### **Power:**

The scale run on replaceable Lithium battery. ( CR 2032 ) included

### **Replacing batteries:**

When "LO" appears on the display, replace the batteries.

### **Error display:**

Weighing above 100 kg, "ERR" is displayed.  
Please do not overload the scale! In case of overloading the scale get damaged. In this case we have no liability for the product.

### **Environment:**

The environmental temperature may influence the weighing accuracy. You can get correct weighing accuracy at working temperature (10-40°C)

**Remarks:**

Please do not use the scale in the immediate vicinity of strong emitters such as mobile phones or microwave ovens. To clean the scale use damp clothes without any solvent.



**Disposal:** The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

**GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

Manufacturer/Produttore/Fabricant/Fabricante:

**Momert Co.Ltd.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary



Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

M 27259 - EN - Rev. 2.02.2020