

PORTAROTOLO PER LETTINI TRATTAMENTI **COUCH ROLL HOLDER FOR STANDARD TREATMENT TABLES**

MANUALE D'USO - ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

REF

27629

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



MD



INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

Portarotolo verniciato bianco per lettini trattamento standard ed elettrico. (Fornito smontato e senza rotolo di carta)

COMPONENTI

- Traverso centrale di fissaggio
- Alette porta rotolo

KIT DI ASSEMBLAGGIO

- N.2 VITI 5x20

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LETTINO TRATTAMENTI STANDARD (cod. 27628-27632-27633-27634-27635): si può montare sia dalla testa che dai piedi.



Fissare tramite n.2 viti 5x20 il portarotolo sul traverso corto del telaio sotto la testata o ai piedi come evidenziato nelle figure.



Successivamente inserire il rotolo di carta allargando le alette e fermarlo richiudendo le stesse verso l'interno.

LETTINO TRATTAMENTI ELETTRICO (cod.44520-44521-44522-44525): si può montare solo dal lato della testa.



Procedere nello stesso modo del lettino standard ma fissare il portarotolo al telaio sottostante la testiera dove trovate i fori predisposti per il fissaggio. Quindi fissare tramite n.2 viti 5x20 il portarotolo nella posizione evidenziata dalle frecce.

SCHEMA TECNICA

Misure	Profondità 135 mm – misura interna 530 mm Portarotolo estensibile per rotoli da min 540 mm a 740 mm
Peso	1 kg















AVVERTENZE D'USO

- Seguire attentamente le indicazioni del presente manuale.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
	Data di fabbricazione		Numero di lotto		Dispositivo medico
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente l e istruzioni (avvertenze) per l'uso		Identificatore univoco dispositivo		Data di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

INTRODUCTION

In accord with Regulation (EU) 2017/745, this product is part of the CLASS I MEDICAL DEVICES. You should carefully read this manual before using this medical device.

DESCRIPTION

White couch roll holder suitable for the electric and standard treatment table. (Supplied disassembled and without paper roll).

COMPONENTS

- Central fixing crossbar
- Roll flaps

ASSEMBLY MATERIAL

- N.2 5x20 SCREWS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STANDARD TREATMENTS BED (cod. 27628-27632-27633-27634-27635): can be mounted from both head and feet.



Fasten the roll holder to the short crossbar of the frame under the header or at the feet as shown in the figures by N. 2 screws 5x20.

Then insert the paper roll by extending the flaps and stop it by closing them inside.

ELECTRIC TREATMENT READING (cod.44520-44521-44522-44525): can only be mounted on the head side.



Proceed in the same way as the standard bed but fix the roll holder to the frame below the headboard where you will find the holes provided for fixing. Then fix the roll holder in the position highlighted by the arrows using 2 screws 5x20.

TECHNICAL DATA

Measurement	Depth 135 mm - internal measurement 530 mm Extensible roll holder for rolls from 540 mm to 740 mm min.
Weight	1 kg















WARNINGS!

- Follow the instructions in this manual carefully.
- Avoid direct contact with open wounds.
- Do not use outdoors.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Use only original spare parts.
- Periodically check all fixing points.
- To preserve at best, it is recommended to avoid prolonged exposure to sunlight, to contact and deposit in saline and very humid environments.
- Wash the stainless steel surfaces with soapy water and use appropriate disinfectants.
- Rinse with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not spill on the surface cleaners containing chlorine or ammonia, fatty and oily substances.
- Do not use cleaning utensils containing iron. If necessary disinfection only use suitable non-corrosive products.

	Keep away from sunlight		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Keep in a cool, dry place
	Product code		Consult instructions for use		Manufacturer
	Date of manufacture		Lot number		Medical Device
	Caution: read instructions (warnings) carefully		Unique device identifier		Manufacturing date

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.