



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINO ELETTRICO PER CENTRI BENESSERE ELECTRIC BEAUTY BEDS FAUTEUIL DE SOIN ESTHÉTIQUE ÉLECTRIQUE CAMILLA DE BELLEZA ELÉCTRICA

REF 2246A (28025) - 2246 (28046)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:
SILVERFOX CORPORATION LIMITED
No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,
JiangMen City, GuangDong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



1 INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE


Questo manuale è inteso soltanto come riferimento per l'uso di questo particolare modello. Qualora il manuale venisse utilizzato per altri scopi, non ci faremo carico di alcuna conseguenza e non ci assumeremo alcuna responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono protette da copyright e non possono essere copiate e tradotte, nemmeno parzialmente, senza il consenso scritto del produttore.

2 AVVISO

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione durante la sostituzione di componenti elettrici o durante le procedure di manutenzione e pulizia.
- La spina deve essere inserita in una presa di corrente correttamente installata e messa a terra, per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche.
- Non mettersi in piedi su questo apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e non permettere loro di giocarci. Regolare lo schienale nella posizione più alta al termine dell'utilizzo.
- Si raccomanda di non posizionare l'apparecchio in ambienti umidi, come ad esempio il bagno, per evitare il rischio di scosse elettriche o altri guasti. Inoltre, tenere i comandi lontano dall'acqua.
- Non collocare e utilizzare l'apparecchio in ambienti caratterizzati da rivestimenti di verniciatura o fornitura di ossigeno.
- I bambini e le persone che hanno impedimenti fisici, disturbi tattili, disturbi mentali, esperienza o senso comune insufficiente, sono autorizzati ad utilizzare l'apparecchio soltanto se hanno ricevuto una formazione adeguata o sotto la sorveglianza di personale che sia ritenuto responsabile della loro sicurezza personale.
- Si prega di contattare il distributore, il centro assistenza o il personale dotato delle competenze e dell'esperienza adeguate per effettuare le riparazioni in caso di spina danneggiata o di pericolo.
- Assicurarsi che non vi sia alcun oggetto accessibile lungo il tragitto, durante qualsiasi utilizzo del lettino.
- Il lettino deve essere utilizzato unicamente da professionisti qualificati.

3 PRECAUZIONI ALL'USO

- L'apparecchio deve essere utilizzato da una persona esperta che abbia familiarità con la struttura, le prestazioni e le istruzioni del prodotto. Inoltre, si raccomanda di eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione previsti.
- Leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione, all'uso e alla regolazione del prodotto. Mantenere il prodotto in buone condizioni.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato caricandolo lateralmente o su un singolo punto.
- Attenersi alle istruzioni per un uso sicuro, non sovraccaricare il prodotto durante l'uso, e assicurarsi che i dispositivi di protezione di sicurezza del prodotto siano integri ed affidabili, in modo da eliminare tempestivamente ogni fattore di rischio.
- Stringere regolarmente i bulloni e i dadi per evitare possibili guasti causati da parti allentate che possono spostarsi, generare vibrazioni o cadere.
- Durante la manutenzione, l'operatore non deve smontare alcuna parte del lettino a sua discrezione.
- Questo prodotto non può essere utilizzato in caso di guasto. Se viene rilevato un fenomeno o un rumore anomalo, sospenderne immediatamente l'uso ed eseguire un'ispezione accurata, riprendendo il lavoro solo dopo la risoluzione di eventuali problemi.
- L'operatore deve conoscere le precauzioni descritte in ogni sezione del manuale, al fine di garantire la sicurezza della persona e del prodotto.
- Il lettino elettrico per centri benessere è dotato di un cavo di alimentazione a tre fili. Il cavo di alimentazione deve essere inserito in una presa a tre fori che sia correttamente installata e messa a terra. Ciò non solo previene il rischio di scosse elettriche, ma assicura anche il corretto funzionamento del lettino.
- Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate sull'etichetta di avvertimento applicata sui prodotti.
- Quando si solleva l'intero lettino, il pulsante deve essere tenuto continuamente premuto fino a quando il lettino non raggiunge la posizione desiderata.
- Si noti che il lettino deve essere utilizzato in modo continuativo al massimo per 2 minuti, e poi deve essere lasciato riposare per 18 minuti, se si utilizza il motore.
- La manutenzione deve essere eseguita da professionisti qualificati.
- Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle o sui pezzi di legno.
- Quando si regola lo schienale, il cuscino del sedile, il poggiatesta o si solleva l'intero lettino con il comando manuale o con il comando a pedale integrato, tenere le mani, i piedi e la testa lontano dall'apparecchio. (Vedere immagine di destra)





4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Questi lettini elettrici per centri benessere sono adatti per trattamenti di bellezza, massaggi e manicure.

5 INSTALLAZIONE


1. Collocare il lettino in una posizione appropriata, tenendo conto della disposizione generale, della luce solare o delle luci artificiali e delle condizioni operative del salone o dell'abitazione. Conservarlo in un ambiente pulito, asciutto e fresco.
2. Aprire il cartone di imballaggio per verificare se il lettino è intatto e se gli accessori o i pezzi di ricambio sono completi. Si prega di contattare il distributore o il produttore per qualsiasi tipo di problema.
3. Installazione
Posizionare il lettino nella posizione corretta. Si noti che non è necessario installare alcuna vite supplementare sul pavimento per fissare il lettino, in quanto nel design originale sono state prese in considerazione le prestazioni di stabilità. Tuttavia, assicurarsi che il lettino sia posizionato su una superficie piana e solida, in modo da evitare qualsiasi incidente. Se il lettino ruota o si inclina a causa del terreno accidentato, regolare i quattro piedini in gomma (M10x30) e i dadi (M10) fissati sul telaio con una chiave aperta, in modo da garantire la stabilità del lettino.
4. Collegamenti alimentazione e dispositivi di controllo:
Collegare l'alimentatore, il comando manuale, il pedale per il lettino. La tensione e la frequenza immesse devono essere 110-120V/60Hz > 220-240V/50Hz. Porte di ingresso: INGRESSO (per alimentatore), COMANDO MANUALE, PEDALE (come mostrato nell'immagine di destra)
5. Collegare correttamente la spina di l'alimentazione. (Vedere i dettagli illustrati di seguito)






6 STRUTTURA DEL LETTINO ELETTRICO PER CENTRI BENESSERE

- Questo lettino è composto da centralina, motore, hardware, parti in plastica e pelle. Tra questi, la centralina controlla il funzionamento del motore e il comando manuale.
- Questo lettino per centri benessere consente di regolare l'angolazione dello schienale, del cuscino del sedile, del poggiatesta e la posizione di sollevamento dell'intero lettino, che è una struttura unica e integrale. (Vedere i dettagli illustrati di seguito)





- ① Regolazione dell'angolazione dello schienale
- ② Regolazione della posizione di sollevamento dell'intero lettino
- ③ Regolazione dell'angolazione del sedile
- ④ Regolazione dell'angolazione del poggiatesta (regolazione manuale)






- ① Regolazione dell'angolazione dello schienale
- ② Regolazione della posizione di sollevamento dell'intero lettino
- ③ Regolazione dell'angolazione del sedile
- ④ Regolazione dell'angolazione del poggiatesta (destra) (regolazione manuale)
- ⑤ Regolazione dell'angolazione del poggiatesta (sinistra) (regolazione manuale)

7 ISTRUZIONI PER L'USO

Configurazione standard (pannello di controllo)



	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
1	Pulsante per la regolazione dello schienale	Premere il pulsante Su (Giù) per spostare lo schienale verso l'alto (il basso) o aumentare (diminuire) l'angolazione a velocità costante.
2	Pulsante per la regolazione del sedile	Premere il pulsante Su (Giù) per inclinare il sedile all'indietro (o riportarlo in posizione orizzontale).
3	Pulsante per il controllo dell'altezza	Premere il pulsante Su (Giù) per spostare il sedile verso l'alto (il basso) o aumentare (diminuire) l'altezza a velocità costante.
4	Pulsante di reset	Premendo questo pulsante, l'angolazione dello schienale si porta automaticamente al massimo, l'angolazione del cuscino del sedile si porta automaticamente in piano, il poggiatesta si sposta completamente verso il basso e il lettino raggiunge automaticamente la posizione più bassa.



1. Configurazione opzionale (comando manuale)

2. Configurazione opzionale (comando manuale)

1. Configurazione opzionale (comando a pedale)


	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
1	Lo schienale si sposta verso l'alto	Lo schienale si alza dolcemente premendo il pulsante.
2	Lo schienale si sposta verso il basso	Lo schienale si abbassa dolcemente premendo il pulsante.
3	L'intero lettino si sposta verso l'alto	Il lettino si alza dolcemente premendo il pulsante.
4	L'intero lettino si sposta verso il basso	Il lettino si abbassa dolcemente premendo il pulsante.
5	Il cuscino del sedile si sposta verso l'alto	Il sedile si inclina dolcemente premendo il pulsante.
6	Il cuscino del sedile si sposta verso il basso	Il sedile si abbassa dolcemente premendo il pulsante.
7	Il poggiatesta (destra) si sposta verso l'alto	Premere il pulsante per spostare il poggiatesta destro verso l'alto. L'angolazione sarà ridotta al minimo.
8	Il poggiatesta (destra) si sposta verso il basso	Premere il pulsante per spostare il poggiatesta destro verso il basso. L'angolazione sarà portata al massimo.
9	Il poggiatesta (sinistra) si sposta verso l'alto	Premere il pulsante per spostare il poggiatesta sinistro verso l'alto. L'angolazione sarà ridotta al minimo.
10	Il poggiatesta (sinistra) si sposta verso il basso	Premere il pulsante per spostare il poggiatesta sinistro verso il basso. L'angolazione sarà portata al massimo.
11	Impostare la funzione di memorizzazione della posizione (opzionale)	L'indicatore luminoso si accende dopo avere premuto il pulsante per 2 secondi; a questo punto, è possibile impostare la funzione di memorizzazione della posizione.
12	Indicatore luminoso di impostazione della funzione di memorizzazione (opzionale)	
13	Impostazione della funzione di memorizzazione della posizione 1 (opzionale)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il pulsante "SET" per 2 secondi per accedere all'impostazione della funzione di memorizzazione della posizione; l'indicatore di impostazione della funzione di memorizzazione della posizione si accende. Impostare la posizione desiderata e premere il pulsante "M1" per salvare l'impostazione. L'indicatore si spegne una volta usciti dall'impostazione di memorizzazione della posizione. 2. Premere il pulsante affinché il lettino si porti automaticamente nella posizione memorizzata.
14	Pulsante di blocco di sicurezza	Tenere premuto il "pulsante di blocco di sicurezza" per circa due secondi, fino all'accensione della luce verde sul pulsante. Tutti i pulsanti saranno bloccati ad eccezione del pulsante di blocco di sicurezza. Premere nuovamente il pulsante di blocco di sicurezza per circa due secondi, fino allo spegnimento della luce verde. I pulsanti torneranno al normale stato di funzionamento.
15	Spia del pulsante di blocco di sicurezza	
16	Impostazione della funzione di memorizzazione della posizione 2 (opzionale)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il pulsante "SET" per 2 secondi per accedere all'impostazione della funzione di memorizzazione della posizione; l'indicatore di impostazione della funzione di memorizzazione della posizione si accende. Impostare la posizione desiderata e premere il pulsante "M2" per salvare l'impostazione. L'indicatore si spegne una volta usciti dall'impostazione di memorizzazione della posizione. 2. Premere il pulsante affinché il lettino si porti automaticamente nella posizione memorizzata.
17	Indicatore di alimentazione	L'indicatore si accende se il comando manuale è correttamente collegato all'alimentazione. In caso contrario, non si accende.
18	Pulsante di reset	Premendo questo pulsante, l'angolazione dello schienale si porta automaticamente al massimo, l'angolazione del cuscino del sedile si porta automaticamente in piano, il poggiatesta si sposta completamente verso il basso e il lettino raggiunge automaticamente la posizione più bassa.
19	Indicatore luminoso della funzione di riscaldamento (opzionale)	Premendo il pulsante, la luce si accende per indicare che la funzione di riscaldamento è attiva; premendo nuovamente il pulsante, la luce si spegne per indicare che la funzione di riscaldamento si è disattivata.
20	Riscaldamento (opzionale)	

Note:

1. L'impostazione di memoria della posizione è disponibile soltanto per i modelli con funzione di memorizzazione.
2. La funzione di riscaldamento è disponibile solo per i modelli con funzione di riscaldamento.
3. I diversi comandi manuali devono essere scelti in base alla diversa configurazione.


Istruzioni di regolazione



Non è consentito utilizzare il cuscino del sedile per inclinarlo quando il lettino è in posizione più bassa.


Istruzioni per il serraggio del blocco frenante

(Per serrare il blocco frenante il cui ingranaggio è usurato.)







Istruzioni per la sostituzione del blocco frenante

(Per sostituire il blocco frenante se il suo ingranaggio è completamente usurato e non più in grado di funzionare.)




8 PARAMETRI TECNICI

Alimentazione	AC 100-120V o AC 220-240V o AC 100-240V, 50/60Hz
Potenza massima	300W
Temperatura ambiente	0°C--40°C
Umidità relativa	30%~90%
Carico nominale di sollevamento	175 KG
Dimensioni dell'imballaggio	1360x820x720MM (2246 / 2246A)
Peso netto	79KG (2246 / 2246A)
Peso lordo	92KG (2246 / 2246A)

2246

2246A

9 MANUTENZIONE

1. Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle o sulla copertura di plastica. Ciò serve a prevenire l'invecchiamento precoce della copertura in pelle e plastica.
2. Si prega di lubrificare regolarmente le parti mobili (una volta all'anno)

10 SCHEMA ELETTRICO DEL CIRCUITO DI SISTEMA**11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

GUASTO	MOTIVO	SOLUZIONE
Il lettino non si alza e non si abbassa normalmente	1. Il cavo dell'alimentazione è scollegato o non collegato correttamente	1. Collegare il cavo di alimentazione o ricollegarlo correttamente
	2. Scarsa qualità del comando manuale o del comando a pedale.	2. Sostituire il comando manuale o il comando a pedale.
	3. Scarsa qualità dell'interruttore oscillante	3. Contattare il centro assistenza o il fornitore per la risoluzione dei problemi.
	4. Scarsa qualità della centralina.	
	5. Rottura del motore.	
	6. Il motore è stato danneggiato	1. Posizionare il poggiatesta mobile vicino al poggiatesta fisso, assicurarsi che l'interruttore finecorsa sia chiuso, quindi premere di nuovo i pulsanti. 2. Aprire rispettivamente la copertura del poggiatesta fisso e la copertura dello schienale, controllare se le due estremità del cavo di alimentazione sono allentate; se si verifica tale situazione, ricollegare 3. Se il problema persiste anche dopo avere eseguito le operazioni sopra descritte, contattare il centro assistenza o il fornitore per risolverlo.
	7. Premendo il pulsante, il lettino non si muove	
Errore di sistema audio	1. Errore di collegamento ingresso/uscita.	1. Controllare due volte il collegamento di ingresso/uscita.
	2. Errore della centralina audio.	2. Sostituire le parti difettose.
	3. Scarsa qualità dell'altoparlante.	3. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza o il fornitore per la risoluzione dei problemi.
Rumore anomalo	1. Le parti rotanti non sono correttamente lubrificate	1. Aggiungere olio lubrificante
	2. I giunti di rotazione (come ad esempio cerniere, set di componenti in POM) non sono correttamente lubrificati	2. Aggiungere olio lubrificante
	3. Problemi di qualità del motore.	3. Sostituire il motore

Se il problema persiste anche dopo avere eseguito le operazioni sopra descritte, contattare il centro assistenza o il fornitore per risolverlo.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

1 ABOUT THIS MANUAL

This manual shall only be used for the reference of operation of this particular model. If the manual is used for other purposes, we will not undertake any according consequences and responsibility.


All information of this manual shall be protected by copyright and shall not be copied and translated in any part of this specification without the written consent of manufacturer.

2 WARNING

- Power supply must be cut off when changing electrical components or maintaining and cleaning machines.
- The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded, to prevent the risk of fire and electric shock.
- Do not stand on this equipment.
- Do not allow children to play with and place the equipment in a place where children can touch. Please adjust the backrest to the highest position when you leave.
- Please do not place the equipment in wet places such as bathroom to avoid electric shock or other failure; Also keep the controllers away from water.
- Please do not place and operate the equipment in places where is painting/coating or supplying oxygen.
- Unless being monitored or instructed by personnel who can be responsible for their personal safety, the people who have physical obstacles, tactile disorders, mental disorders, lack of experience, common sense or children, are not allowed to use the equipment.
- Please contact distributor, service center or related personal with appropriate skill and experience for repairing if the plug is damaged, in case of any danger.
- Please make sure there is no accessible thing within the stroke during any operation of the beds.
- Operation should be processed by trained professionals.

3 PRECAUTIONS

- The equipment should be used by an experienced person who must be familiar with the product structure, performance and instructions. And make the regular maintenance work.
- Read this manual carefully before installation, operation and adjustment. And please keep it well.
- This product shall not be used for single side or single point loading work.
- Comply with safety operation rules, do not overload the use of products, to ensure that the product safety protection equipment is complete and reliable, eliminates unsafe factors on time.
- Tighten bolts and nuts regularly to avoid failure caused by loose, sliding, vibration and falling parts.
- During the maintenance, the operator shall not disassemble any parts of the bed at will.
- This product is not allowed to operate when it's with fault. If abnormal phenomenon or abnormal sound is found, it must be stopped for inspection immediately, and work can be resumed after troubleshooting.
- The operator must be familiar with the precautions described in each section of the manual to ensure the safety of person and product.
- This electric beauty bed is equipped with a three-wire power cord. The power cord must be plugged into a three-hole outlet which is properly installed and grounded. This is not only to prevent the risk of electric shock, but also ensure bed work properly.
- Please operate the equipment strict accordance with the warning label pasted to the products.
- While controlling the lifting of the whole bed, the button must be pressed continuously until the bed in a suitable position.
- Please pay attention that the continuous working times should be Max. 2Min. ON ; 18Min. OFF, when operating the motor.
- Maintenance should be processed by trained professionals.
- After each treatment, please use neutral reagent to clear the dust, stains on leather or on wood pieces.
- When adjusting the backrest, seat cushion, footrest or lifting of the whole bed by hand controller or installed foot controller, please keep your hands, feet and head away from the position. (Please see right picture)





4 APPLICABLE RANGE

These electric beauty beds are suitable for beauty, massage and manicure treatment.

5 INSTALLATION


1. Put the bed to a proper location, according to the overall layout, the daylighting or artificial lightings and operation condition of the salon's or the home. And keep it in the clean, dry and cool environment.
2. Open the packing carton to check if the bed is intact and whether the accessories or spares are complete. Please contact distributor or us if there's any problem.
3. Installation
Place the bed to the proper position. Please note that it is unnecessary to install extra screw on the floor to fasten the bed, because the original design has taken the stability performance into consideration. But please ensure the bed is placed on a firm and flat ground, so as to prevent any accident. If the bed rotates or slant due to rough ground, please adjust the four pieces rubber feet (M10x30) and nuts (M10) fasten on the chassis by hexagon open-end wrench, so as to ensure the bed is stable.
4. Power supply and controllers connections:
Connect the power supply, hand controller, and foot controller to the bed. Voltage and frequency input shall be 110-120V/60Hz , 220-240V/50Hz.
Input ports: INPUT (for power supply), HAND CONTROLLER, FOOT CONTROLLER.
(as shown in the right picture)
5. Connect the plug with power supply properly. (Details as shown below)






6 STRUCTURE OF ELECTRIC BEAUTY BED

- This beauty bed consists of control box, motor, hardware, plastic parts and leather. Among them, the control box is controlling the operation of the motors and the hand controller.
- This beauty bed includes angle adjustment of the backrest, seat cushion, footrest, and lifting adjustment of the whole bed which is an overall and integral structure.
(Details as shown below)





- ① angle adjustment of the backrest
- ② lifting adjustment of the whole bed
- ③ angle adjustment of the seat
- ④ angle adjustment of the footrest (manual adjustment)



- ① angle adjustment of the backrest
- ② lifting adjustment of the whole bed
- ③ angle adjustment of the seat
- ④ angle adjustment of the footrest (right) (manual adjustment)
- ⑤ angle adjustment of the footrest (left) (manual adjustment)


7 OPERATION INSTRUCTION

Standard Configuration (Button Panel)




	DESCRIPTION	OPERATION
1	Button for backrest adjustment	Press button up (down), backrest moves up (down), angle increases (decreases) at a constant speed.
2	Button for seat adjustment	Press button up (down), seat inclines backward (moves back to horizontal position).
3	Button for height control	Press button up (down), seat moves up (down), height increases (decreases) at a constant speed.
4	One-key reset button	Press the button, the backrest will automatically move up to the maximum, the seat cushion angle will automatically move to flat, footrest will move down to the minimum, the height of the bed will automatically reach the lowest position.


1. Optional Configuration (Hand controller)



2. Optional Configuration (Hand controller)



3. Optional Configuration (Foot controller)






	DESCRIPTION	OPERATION
1	Backrest moves up	Backrest goes up smoothly by pressing the button.
2	Backrest moves down	Backrest goes down smoothly by pressing the button.
3	Whole bed moves up	The bed goes up smoothly by pressing the button.
4	Whole bed moves down	The bed goes down smoothly by pressing the button.
5	Seat cushion up	Seat inclining smoothly by pressing the button.
6	Seat cushion down	Seat goes flat smoothly by pressing the button.
7	(The right) footrest moves up	Press the button, the right footrest will move up, its angle will be reduced to minimum.
8	(The right) footrest moves down	Press the button, the right footrest will move down, its angle will be moved to maximum.
9	(The left) footrest moves up	Press the button, the left footrest will move up, its angle will be reduced to minimum.
10	(The left) footrest moves down	Press the button, the left footrest will move down, its angle will be moved to maximum.
11	Enter the memory position setting (Option)	The indicator light turns on after pressed the button for 2 seconds, then enter the memory position setting state.
12	Indicator light of memory setting (Option)	
13	Memory position setting 1(Option)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressing the button "SET" for 2 seconds to enter the memory position setting state, the memory position setting indicator is on. Set the position you need, and pressing the button "M1", the actions are set into memory. Exiting the memory position setting state and the indicator goes off. 2. Press the button to move to the memory action state automatically.
14	Safe-lock button	Keep pressing the "safe-lock button" for about two seconds, lighting up the green light around the button, all the buttons can not be operated except safe-lock button . Keep pressing the safe-lock button for about two seconds again, the green button lights go out, all the buttons return to normal operation status.
15	Safe-lock button light	
16	Memory position setting 2 (Option)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressing the button "SET" for 2 seconds to enter the memory position setting state, the memory position setting indicator is on. Set the position you need, and pressing the button "M2", the actions are set into memory. Exiting the memory position setting state and the indicator goes off. 2. Press the button to move to the memory action state automatically.
17	Power indicator	Hand controller are connected with power supply properly, indicator light is on. Otherwise, it won't light.
18	One-key reset button	Press the button, the backrest angle will automatically move to the maximum, the seat cushion angle will automatically move to flat, footrest will move down to the maximum, the height of the bed will automatically reach the lowest position.
19	Indicator light of heating function (Option)	Pressing the button, the light is on, the heating function works; pressing the button again, the light is off, the heating function stops.
20	Heating (Option)	

Notes:

1. The memory position setting is only available for the models with memory function.
2. The heating function is only available for the models with heating function.
3. Different hand controllers should be chosen according to different configuration.




Adjust the instructions



This product graphic is only for display, the specific product structure please refer to the actual product.


Instruction for Tightening the Braking Block

(This is to tighten the braking block which the gear is frayed.)







Instruction for Replacing Braking Block

(This is to replace the braking block if the gear of braking block is absolutely worn out and it doesn't work any more.)



8 TECHNICAL PARAMETERS


Power	AC 100-120V or AC 220-240V or AC 100-240V, 50/60Hz
Maximum Power	300W
Environment Temperature	0°C--40°C
Relative Humidity	30%~90%
Lifting Rated Load	175 KG
Package Size	1360x820x720MM (2246 / 2246A)
Net Weight	79KG (2246 / 2246A)
Gross Weight	92KG (2246 / 2246A)

2246

2246A


9 MAINTENANCE

1. After every treatment, please use neutral reagent to clear the dust, stains on leather or the plastic cover. This is to prevent premature aging of the leather and plastic cover.
2. Please lubricate the moving parts regularly (once a year)

10 CIRCUIT SYSTEM CONNECTION DIAGRAM



11 TROUBLESHOOTING

THE FAULT PHENOMENON	REASON	SOLUTION
Can't rise or down normally	1. The power cord is unconnected or not plugged well	1. Connect the power cord or plug it well
	2. Poor quality of the hand controller or foot controller	2. Replace the hand controller or foot controller
	3. Poor quality of the rocker switch	3. Please contact maintenance center or supplier for troubleshooting.
	4. Poor quality of the control box	
	5. Repture of motor tail	
	6. Motor was damaged	
	7. Pressing the button, the bed did not move	1. Put the movable footrest close to the fixed footrest, make sure the limit switch is closed, and then press the buttons again 2. Open the fixed footrest cover and backrest cover respectively, check whether the two ends of the power cord are loose, if the above situation occurs, please reconnect 3. If problem is still not solved after above operation, please contact maintenance center or supplier to solve it.
Audio system error	1. Input/output connection error	1. Double check the connection of input/output
	2. Audio control box error	2. Replace the defective parts
	3. Poor quality of the audio speaker	3. If problem is still not solved, please contact maintenance center or supplier for troubleshooting.
Abnormal Sound	1. The rotating parts are short of lubricating oil	1. Add lubricating oil
	2. Rotating positions (such as hinge, POM sets) are short of lubricating oil	2. Add lubricating oil
	3. Motor quality problems	3. Replace the motor

If problem is still not solved after above operation, please contact maintenance center or supplier to solve it.



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

1 À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI


Ce manuel devra être utilisé uniquement comme instruction de fonctionnement de ce modèle particulier. S'il est utilisé à d'autres fins, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles conséquences. Toutes les informations de ce mode d'emploi sont protégées par les droits d'auteur et toute reproduction ou traduction, même partielle, de ces spécifications, sans l'autorisation écrite du fabricant, est interdite.

2 MISES EN GARDE

- L'alimentation doit être coupée en changeant les composants électriques ou en entretenant et en nettoyant les machines.
- La fiche doit être branchée sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre, afin de prévenir les risques d'incendie et d'électrocution.
- Ne vous tenez pas sur cet équipement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'équipement et le placer hors de portée des enfants. Réglez le dossier à la position la plus haute lorsque vous quittez le fauteuil.
- Ne placez pas l'équipement dans des endroits humides tels que la salle de bain afin d'éviter tout choc électrique ou toute autre panne ; tenez également les commandes à distance de l'eau.
- Évitez de placer et d'utiliser l'équipement dans des endroits où il y a de la peinture ou une alimentation en oxygène.
- Les personnes ayant des handicaps physiques, des troubles tactiles, les troubles mentaux, un manque d'expérience, de bon sens ou les enfants ne peuvent pas utiliser l'équipement, sauf si ces personnes sont sous la surveillance ou suivent les instructions de personnes responsables de leur sécurité.
- Contacter le distributeur, centre de service ou le personnel concerné ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour les réparations si la prise est endommagée, en cas de danger.
- Assurez vous que la course n'est pas entravée pendant le fonctionnement du fauteuil.
- Veuillez confier ce fauteuil doit être utilisé par du personnel dument formé.

3 PRÉCAUTIONS

- L'équipement doit être utilisé par une personne expérimentée connaissant bien la structure, les performances et les instructions du produit, et effectuer régulièrement les interventions d'entretien.
- Lisez ce mode d'emploi attentivement avant de l'installer, de l'utiliser et d'effectuer tout réglage. Le conserver dans un endroit sûr.
- Ce produit ne doit pas être utilisé en mettant tout le poids sur un seul côté ou sur un seul point.
- Respectez les règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'équipement, ne surchargez pas le produit, afin de garantir que l'équipement de protection en parfait état de marche, et pour éliminer tout facteur de risque.
- Serrez régulièrement les boulons et les écrous pour éviter toute défaillance causée par des pièces desserrées, toute chute, vibration ou glissement.
- Pendant la maintenance, la personne préposée ne doit le démonter arbitrairement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé s'il est défectueux. Si un phénomène anormal ou un son anormal est constaté, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour le contrôler ; reprenez le travail uniquement une fois que le problème a été résolu.
- La personne préposée doit connaître les précautions décrites dans chaque section du manuel pour assurer la sécurité des personnes et du produit.
- Ce fauteuil de soin électrique est équipé d'un câble d'alimentation à trois conducteurs. Ce câble doit être branché dans une prise trois pôles correctement mise à la terre. Cette consigne doit être respectée non seulement pour éviter le risque d'électrocution, mais aussi garantir que le fauteuil fonctionne correctement.
- Utilisez l'équipement en respectant scrupuleusement l'étiquette d'avertissement présente sur le produit.
- Pour relever l'ensemble du lit, appuyez sur le bouton et le maintenir jusqu'à ce que le fauteuil soit dans la bonne position.
- Veillez à ce que les temps de travail continus soient au maximum de 2 min ON, 18 min OFF lorsque vous faites fonctionner le moteur.
- L'entretien doit être confié à des professionnels dument formés.
- Après chaque traitement, utilisez un produit nettoyant neutre pour éliminer la poussière et les pièces en cuir et en bois.
- En ajustant le dossier, le coussin d'assise, le repose-pied ou si vous le relevez à l'aide de la télécommande ou avec la pédale, gardez les mains, les pieds et la tête à la distance de sécurité nécessaire. (Voir l'image à droite)





4 PLAGE APPLICABLE

Les fauteuils de soin électriques conviennent pour les traitements esthétiques, massages et la manucure.

5 INSTALLATION

1. Placez le fauteuil dans un endroit approprié, selon la disposition, la lumière du jour ou l'éclairage artificiel et les conditions d'utilisation au salon ou à la maison, et tenez-le dans un environnement propre, sec et frais.
2. Ouvrez le carton d'emballage pour vous assurer que le tabouret est intact et si les accessoires ou que les pièces de rechange sont complets. Contactez le distributeur ou s'adresser à nous en cas de problèmes.
3. Installation
Placez le lit à la bonne position. Il convient de noter qu'il est inutile d'installer une vis supplémentaire sur le sol pour fixer le fauteuil, parce que la conception originale a pris en compte les performances de stabilité. Cependant, veuillez vous assurer que le lit est placé sur un sol ferme et plat, afin d'éviter tout accident. Si le lit tourne ou s'incline en raison d'un sol irrégulier, régler les quatre pieds en caoutchouc (M10*30) et les écrous (M10) fixés sur le châssis, à l'aide une clé à fourche hexagonale, de manière à garantir la stabilité du fauteuil.
4. Alimentation et connexions des contrôleurs :
Connectez le bloc d'alimentation, la commande manuelle et la pédale de commande au lit. La tension et la fréquence d'entrée doivent être 110-120 V / 60 Hz > 220-240 V / 50 Hz. Ports d'entrée : INPUT (pour l'alimentation électrique), CONTRÔLEUR MANUEL, CONTRÔLEUR AU PIED, (comme indiqué sur l'image de droite)
5. Brancher la fiche dans une prise avec une alimentation électrique appropriée. (Détails comme illustré ci-dessous)







6 STRUCTURE DU FAUTEUIL DE SOIN ESTHÉTIQUE ÉLECTRIQUE

- Ce fauteuil de soin est composé d'un boîtier de commande, d'un moteur, de matériel, de pièces en plastique et en cuir. Le boîtier de commande permet de commander le fonctionnement des moteurs et la télécommande.
- Ce fauteuil de soin permet le réglage du dossier, du coussin d'assise, du repose-pied et du basculement de tout le fauteuil qui est une structure monobloc intégrale.

(Détails comme illustré ci-dessous)





- ① réglage de l'angle du dossier
- ② réglage de levage de l'ensemble du fauteuil
- ③ réglage de l'angle du siège
- ④ réglage de l'angle du repose-pied (réglage manuel)






- ① réglage de l'angle du dossier
- ② réglage de levage de l'ensemble du fauteuil
- ③ réglage de l'angle du siège
- ④ réglage de l'angle du repose-pied (droit) (réglage manuel)
- ⑤ réglage de l'angle du repose-pied (gauche) (réglage manuel)

7 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Configuration standard (Panneau de commande)





	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT
1	Bouton pour réglage du dossier	Appuyer sur le bouton haut (ou bas) pour relever (ou abaisser) le dossier, pour augmenter (diminuer) l'angle à une vitesse constante.
2	Bouton pour réglage du siège	Appuyer sur le bouton haut (ou bas) pour incliner le siège vers l'arrière (ou pour l'amener en position horizontale).
3	Bouton de contrôle de hauteur	Appuyer sur le bouton haut (ou bas) pour relever (ou abaisser) le siège, pour augmenter (diminuer) la hauteur à une vitesse constante.
4	Bouton de réinitialisation	Appuyez sur le bouton, le dossier se déplacera automatiquement jusqu'au maximum, l'angle du coussin du siège se déplacera automatiquement à plat, le repose-pied descendra au minimum, la hauteur du lit atteindra automatiquement la position la plus basse.

1. Configuration en option (Télécommande)

2. Configuration en option (Télécommande)

3. Configuration en option (Pédales)


	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT
1	Le dossier se relève	Le dossier monte en douceur en appuyant sur le bouton.
2	Le dossier s'abaisse	Le dossier descend en douceur en appuyant sur le bouton.
3	Tout le fauteuil monte	Quand on appuie sur ce bouton, le fauteuil monte doucement.
4	Tout le fauteuil descend	Quand on appuie sur ce bouton, le fauteuil descend doucement.
5	Relever l'assise du siège	Incliner doucement le siège en appuyant sur ce bouton.
6	Abaisser l'assise du siège	Le siège s'abaisse doucement en appuyant sur ce bouton.
7	Le repose-pied (droit) monte	En appuyant sur ce bouton, le repose-pied droit monte ; son angle sera réduit au minimum.
8	Le repose-pied (droit) descend	En appuyant sur ce bouton, le repose-pied droit descend ; son angle sera amené au maximum.
9	Le repose-pied (gauche) monté	En appuyant sur ce bouton, le repose-pied gauche monte ; son angle sera réduit au minimum.
10	Le repose-pied (gauche) descend	En appuyant sur ce bouton, le repose-pied gauche descend ; son angle sera amené au maximum.
11	Enregistrer le réglage de position dans la mémoire (Option)	Le témoin lumineux s'allume après qu'on a appuyé sur ce le bouton pendant 2 secondes puis enregistrer l'état de réglage de la position dans la mémoire.
12	Témoin lumineux d'enregistrement de réglage dans la mémoire (Option)	
13	Réglage de position en mémoire 1 (Option)	<p>1. En appuyant sur le bouton « SET » (réglage) pendant 2 secondes pour entrer l'état de réglage de la position dans la mémoire, le témoin lumineux de réglage de la position pour mémoire est allumé. Régler la position dont on a besoin, et en appuyant sur le bouton « M1 », les actions sont mises en mémoire. En quittant l'état de réglage de la position de la mémoire, l'indicateur s'éteint.</p> <p>2. Appuyer sur le bouton pour passer automatiquement à l'état d'action (position) en mémoire.</p>
14	Bouton de blocage de sécurité	Appuyer sur le bouton « safe-lock » (verrouillage de sécurité) pendant environ deux secondes ; la lumière verte autour du bouton s'allume et aucun des boutons ne peut plus être actionné à l'exception du bouton « safe-lock ». Continuer à appuyer sur le bouton « safe-lock » pendant environ deux secondes, la lumière verte autour du bouton s'éteint, tous les boutons reviennent à l'état de fonctionnement normal.
15	Bouton lumineux de verrouillage de sécurité (safe-lock)	
16	Réglage de position en mémoire 2 (Option)	<p>1. En appuyant sur le bouton « SET » (réglage) pendant 2 secondes pour entrer l'état de réglage de la position dans la mémoire, le témoin lumineux de réglage de la position pour mémoire est allumé. Régler la position dont on a besoin, et en appuyant sur le bouton « M2 », les actions sont mises en mémoire. En quittant l'état de réglage de la position de la mémoire, l'indicateur s'éteint.</p> <p>2. Appuyer sur le bouton pour passer automatiquement à l'état d'action (position) en mémoire.</p>
17	Indicateur d'alimentation	Si la télécommande est connectée correctement à l'alimentation électrique, le témoin lumineux s'allume. Dans le cas contraire, ce témoin ne s'allume pas.
18	Bouton de réinitialisation	Appuyer sur le bouton, l'angle du dossier se déplacera automatiquement vers le maximum, l'angle du coussin d'assise s'aplatira automatiquement, le repose-pieds se déplacera vers le bas au maximum, la hauteur du fauteuil atteindra automatiquement la position la plus basse.
19	Témoin lumineux de la fonction chauffage (en option)	En appuyant sur ce bouton, le témoin s'allume, la fonction chauffage est en marche ; en appuyant de nouveau sur ce bouton, le témoin s'éteint, la fonction chauffage s'arrête.
20	Chauffage (Option)	

Remarques :


1. Le réglage de la position de la mémoire est seulement disponible pour les modèles avec fonction de mémoire.
2. La fonction de chauffage n'est disponible que pour les modèles équipés de cette fonction.
3. Différentes télécommandes doivent être choisies en fonction des différentes configuration.

Adaptez les instructions en conséquence

Il est interdit de faire basculer le coussin du siège lorsque le lit est à la position la plus basse.


Instruction pour desserrer le bloc de freinage

(Il s'agit de serrer le bloc de freinage dont l'engrenage est effiloché.)



Instructions pour remplacer le bloc de freinage



(Il s'agit de remplacer le bloc de freinage si son engrenage est absolument usé et qu'il ne fonctionne plus.)





8 PARAMÈTRES TECHNIQUES

Alimentation	AC 100-120V ou AC 220-240V ou AC 100-240V, 50/60Hz
Puissance maximale	300W
Température ambiante	0°C--+40°C
Humidité relative	30%~90%
Charge nominale de levage	175 KG
Dimensions du colis	1360x820x720MM (2246 / 2246A)
Poids net	79KG (2246 / 2246A)
Poids brut	92KG (2246 / 2246A)

2246




2246A


9 ENTRETIEN

- Après chaque traitement, utiliser un produit nettoyant neutre pour éliminer la poussière, les taches sur le cuir ou le revêtement en plastique. Ceci pour éviter le vieillissement prématuré de la couverture en cuir et en plastique.
- Lubrifier régulièrement les pièces mobiles (une fois par an).

10 SCHÉMA DE BRANCHEMENT DU SYSTÈME



11 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

PHÉNOMÈNES DE PANNE	RAISON	SOLUTIONS
Les pièces ne remontent et ne descendent pas normalement	1. Le câble d'alimentation est débranché ou n'est pas bien branché.	1. Branchez le câble d'alimentation ou branchez-le bien
	2. Télécommande ou pédale de mauvaise qualité.	2. Remplacez la télécommande ou la pédale.
	3. Mauvaise qualité de l'interrupteur à bascule	3. Contacter un centre de service ou le fournisseur pour le dépanner.
	4. Mauvaise qualité du boîtier de commande.	
	5. Dommages moteur arrière	
	6. Moteur endommagé	1. Placez le repose-pied mobile à proximité du repose-pied fixe, assurez-vous que l'interrupteur de fin de course est fermé, puis appuyez à nouveau sur les boutons 2. Ouvrez respectivement le couvercle du repose-pied fixe et le couvercle du dossier, assurez-vous que les deux extrémités du cordon d'alimentation sont lâches, si la situation ci-dessus se produit, veuillez effectuer à nouveau le raccordement 3. Si le problème n'est toujours pas résolu après les opérations ci-dessus, contactez le centre de maintenance ou le fournisseur pour le résoudre
	7. En appuyant sur le bouton, le lit ne se déplace pas	
Erreur du système audio	1. Erreur de branchement des entrées/sorties.	1. Revérifiez le branchement des entrées/sorties.
	2. Erreur du boîtier de commande audio.	2. Remplacez les pièces défectueuses.
	3. Mauvaise qualité du haut-parleur.	3. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez un centre SAV ou le fournisseur pour le dépannage.
Bruit anormal	1. Les pièces rotatives ne sont pas suffisamment lubrifiées	1. Ajouter de l'huile de lubrification
	2. Les pièces rotatives (telles que charnières) ne sont pas suffisamment lubrifiées	2. Ajouter de l'huile de lubrification
	3. Problèmes de qualité du moteur.	3. Remplacez le moteur

Si le problème n'est toujours pas résolu après les opérations ci-dessus, contactez le centre de maintenance ou le fournisseur pour le résoudre.



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

1 ACERCA DE ESTE MANUAL


Este manual solo se utilizará como referencia de funcionamiento de este modelo en específico. Si el manual se utiliza para otros fines, no asumiremos las consecuencias y responsabilidades correspondientes. Toda la información de este manual estará protegida por los derechos de autor y no se copiará ni traducirá en ninguna de sus partes sin el consentimiento escrito del fabricante.

2 ADVERTENCIAS

- Se debe cortar el suministro de energía cuando se cambien los componentes eléctricos o se realicen tareas de mantenimiento y limpieza de las máquinas.
- La clavija debe estar conectada a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra, para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- No se pare sobre este equipo.
- No permita que los niños jueguen con el equipo y colóquelo en un lugar donde los niños no puedan tocarlo. Por favor, ajuste el respaldo a la posición más alta cuando salga.
- Por favor, no coloque el equipo en lugares húmedos como el baño para evitar descargas eléctricas u otros fallos. También mantenga los controladores alejados del agua.
- No coloque ni opere el equipo en lugares donde se esté pintando/recubriendo o suministrando oxígeno.
- A menos que sean supervisados o instruidos por personal responsable de su seguridad personal, las personas que tengan impedimentos físicos, trastornos táctiles, trastornos mentales, no estén familiarizados con el equipo, no utilicen el sentido común o los niños, no están autorizados a utilizar el equipo.
- Póngase en contacto con el distribuidor, centro de servicio o personal capacitado y con la experiencia adecuada para la reparación de la clavija, si esta está dañada, para evitar cualquier peligro.
- Asegúrese de que no haya nada que impida la carrera durante el funcionamiento de la camilla.
- La operación debe ser procesada por profesionales capacitados.

3 PRECAUCIONES

- El equipo debe ser utilizado por una persona experimentada que debe estar familiarizada con la estructura, las características y las instrucciones del producto. Haga un mantenimiento regular.
- Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación, operación y ajuste. Conserve este manual de manera adecuada.
- Este producto no debe ser utilizado poniendo todo el peso en un solo lado o en un solo punto.
- Cumpla con las normas de operación de seguridad, no sobrecargue el uso de los productos, para asegurar que el equipo de protección de seguridad del producto esté completo y sea confiable, elimine los factores inseguros a tiempo.
- Apriete los pernos y las tuercas con regularidad para evitar fallos causados por piezas sueltas, deslizamiento, vibración y caída de piezas.
- Durante el mantenimiento, el operador no debe desmontar ninguna parte de la camilla a voluntad.
- No se permite el funcionamiento de este producto cuando tenga fallas. Si se encuentra un fenómeno anormal o un sonido anormal, debe ser detenido para su inspección inmediatamente, y el trabajo puede ser reanudado después de la resolución de problemas.
- El operador debe estar familiarizado con las precauciones descritas en cada sección del manual para garantizar la seguridad de la persona y del producto.
- Esta camilla de belleza eléctrica está equipada con un cable eléctrico de tres hilos. El cable de alimentación debe conectarse a una toma de corriente de tres orificios que esté correctamente instalada y conectada a tierra. Esto no es solo para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, sino también para garantizar el correcto funcionamiento de la camilla.
- Por favor, haga funcionar el equipo tal y como se especifica en la etiqueta de advertencia pegada en los productos.
- Para la elevación de la camilla completa, el botón debe presionarse y mantenerse presionado hasta que la camilla esté en la posición adecuada.
- Por favor, preste atención a que los tiempos de trabajo continuo deben ser de máximo 2 min. ENCENDIDO 18 min. APAGADO cuando se opere el motor.
- Solo profesionales capacitados deben realizar el mantenimiento.
- Después de cada tratamiento, por favor, use un reactivo neutro para limpiar el polvo, las manchas en el cuero o en las piezas de madera.
- Cuando ajuste el respaldo, el cojín del asiento, el reposapiés o al levantar toda la camilla mediante el mando de mano o el pedal de mando instalado, por favor, mantenga las manos, los pies y la cabeza alejados de la posición. (ver la imagen de la derecha)





4 RANGO APLICABLE

Estas camillas de belleza eléctricas son adecuadas para los tratamientos de belleza, masaje y manicura.

5 INSTALACIÓN


1. Coloque la camilla en un lugar adecuado, de acuerdo con la distribución general, la iluminación natural o artificial y las condiciones de funcionamiento del salón o de la casa. Manténgala en un ambiente limpio, seco y fresco.
2. Abra la caja de embalaje para comprobar si la camilla está intacta y si los accesorios o repuestos están completos. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor o con nosotros si hay algún problema.
3. Instalación
Coloque la camilla en la posición correcta. Tenga en cuenta que no es necesario fijar la camilla al suelo con un tornillo adicional, el diseño original prevé una buena estabilidad. Asegúrese de que la camilla esté colocada en un suelo firme y plano, a fin de evitar cualquier accidente. Si la camilla gira o se inclina debido a un piso irregular, ajuste las cuatro patas de goma (M10*30) con las tuercas (M10) con una llave fija hexagonal en el panel inferior, para asegurarse de que la camilla sea estable.
4. Suministro de energía eléctrica y conexiones a los controladores:
Conecte el suministro de energía eléctrica, el mando de mano y el pedal de mando a la camilla. La entrada de tensión y frecuencia debe ser 110-120V/60Hz > 220-240V/50Hz. Puertos de entrada: ENTRADA (del suministro de energía eléctrica), mando de mano, pedal de mando, (como aparece en la imagen de la derecha)
5. Conecte correctamente el enchufe a la corriente. (A continuación se muestran los detalles)






6 ESTRUCTURA DE LA CAMILLA DE BELLEZA ELÉCTRICA

- Esta camilla de belleza consiste en una unidad de control, motor, hardware, partes plásticas y cuero. La unidad de control controla el funcionamiento de los motores y el mando de mano.
- Esta camilla de belleza incluye el ajuste de la inclinación del respaldo, el cojín del asiento, el reposapiés y el ajuste de elevación de toda la camilla, que es una estructura global e integral. (A continuación se muestran los detalles)





- ① ajuste de ángulo del respaldo
- ② ajuste de elevación de la camilla completa
- ③ ajuste de ángulo del asiento
- ④ ajuste de la inclinación del reposapiés (ajuste manual)



- ① ajuste de ángulo del respaldo
- ② ajuste de elevación de la camilla completa
- ③ ajuste de ángulo del asiento
- ④ ajuste de la inclinación del reposapiés (derecho) (ajuste manual)
- ⑤ ajuste de la inclinación del reposapiés (izquierdo) (ajuste manual)


7 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Configuración estándar (Botonera)




	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN
1	Botón para ajustar el respaldo	Presione el botón arriba (abajo), el respaldo se mueve hacia arriba (abajo), el ángulo aumenta (disminuye) a una velocidad constante.
2	Botón de ajuste del asiento	Presione el botón hacia arriba (abajo), el asiento se inclina hacia atrás (vuelve a la posición horizontal).
3	Botón para el control de la altura	Presione el botón arriba (abajo), el asiento se mueve hacia arriba (abajo), la altura aumenta (disminuye) a una velocidad constante.
4	Botón de reinicio de una tecla	Pulse el botón, el respaldo subirá automáticamente hasta el máximo, el cojín del asiento se pondrá automáticamente en posición plana, el reposapiés descenderá al mínimo y la altura de la camilla alcanzará automáticamente la posición más baja.


1. Configuración opcional (mando de mano)



2. Configuración opcional (mando de mano)





1. Configuración opcional (pedal de mando)



	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN
1	El respaldo se mueve hacia arriba	El respaldo sube suavemente pulsando el botón.
2	El respaldo se mueve hacia abajo	El respaldo baja suavemente pulsando el botón.
3	Toda la camilla se mueve hacia arriba	La camilla sube suavemente pulsando el botón.
4	Toda la camilla se mueve hacia abajo	La camilla baja suavemente pulsando el botón.
5	Cojín de asiento arriba	El asiento se inclina suavemente pulsando el botón.
6	Cojín de asiento abajo	El asiento se aplana suavemente pulsando el botón.
7	El reposapiés (derecho) sube	Al pulsar el botón, el reposapiés derecho se moverá hacia arriba y su ángulo se reducirá al mínimo.
8	El reposapiés (derecho) baja	Al pulsar el botón, el reposapiés derecho se moverá hacia abajo y su ángulo se moverá al máximo.
9	El reposapiés (izquierdo) sube	Al pulsar el botón, el reposapiés izquierdo se moverá hacia arriba y su ángulo se reducirá al mínimo.
10	El reposapiés (izquierdo) baja	Al pulsar el botón, el reposapiés izquierdo se moverá hacia abajo y su ángulo se moverá al máximo.
11	Introduzca la configuración de la posición de la memoria (Opción)	La luz indicadora se enciende después de haber pulsado el botón durante 2 segundos, y luego entra en el estado de configuración de la posición de memoria.
12	Luz indicadora de la configuración de la memoria (Opción)	
13	Configuración de la posición de memoria 1 (Opción)	<ol style="list-style-type: none"> Pulsando el botón "SET" durante 2 segundos para entrar en el estado de configuración de la posición de memoria, el indicador de configuración de la posición de memoria se enciende. Ajuste la posición que necesite y pulsando el botón "M1", las acciones se configuran en la memoria. Salga del estado de configuración de la posición de la memoria y el indicador se apagará. Pulse el botón para pasar automáticamente al estado de acción de la memoria.
14	Botón de bloqueo de seguridad	Mantenga pulsado el "botón de bloqueo de seguridad" durante unos dos segundos, al encenderse la luz verde alrededor del botón, los demás botones no pueden ser operados excepto el botón de bloqueo de seguridad. Mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad durante unos dos segundos de nuevo, la luz verde del botón se apagará, todos los botones vuelven al estado de funcionamiento normal.
15	Luz del botón de bloqueo de seguridad	
16	Configuración de la posición de memoria 2 (Opción)	<ol style="list-style-type: none"> Pulsando el botón "SET" durante 2 segundos para entrar en el estado de configuración de la posición de memoria, el indicador de configuración de la posición de memoria se enciende. Ajuste la posición que necesite y pulsando el botón "M2", las acciones se configuran en la memoria. Salga del estado de configuración de la posición de la memoria y el indicador se apagará. Pulse el botón para pasar automáticamente al estado de acción de la memoria.
17	Indicador de alimentación	Los mandos de mano están conectados correctamente con la fuente de alimentación, la luz indicadora está encendida. De lo contrario, no se encenderá.
18	Botón de reinicio de una tecla	Al pulsar el botón la inclinación del respaldo se moverá automáticamente al máximo, la inclinación del cojín del asiento se moverá automáticamente al plano, el reposapiés se moverá al máximo, la altura de la camilla alcanzará automáticamente la posición más baja.
19	Luz indicadora de la función de calentamiento (Opción)	Pulsando el botón, la luz se enciende, la función de calentamiento funciona; pulsando de nuevo el botón, la luz se apaga, la función de calentamiento se detiene.
20	Calefacción (Opción)	


Notas:

- El ajuste de la posición de memoria solo está disponible para los modelos con función de memoria.
- La función de calefacción solo está disponible para los modelos con función de calefacción.
- Se deben elegir diferentes mandos de mano de acuerdo a la diferente configuración.

Ajuste las instrucciones


Instrucciones para apretar el taco de freno

(Para apretar el taco de freno cuando el engranaje está desgastado.)







Instrucciones para volver a colocar el taco de freno

(Para cambiar el taco de freno si su engranaje está totalmente desgastado y ya no funciona.)



8 PARÁMETROS TÉCNICOS


Potencia	AC 100-120V o AC 220-240V o AC 100-240V, 50/60Hz
Potencia máxima	300W
Temperatura ambiente	0°C~+40°C
Humedad relativa	30%~90%
Carga nominal de elevación	175 KG
Tamaño del paquete	1360x820x720MM (2246 / 2246A)
Peso Neto	79KG (2246 / 2246A)
Peso bruto	92KG (2246 / 2246A)

2246

2246A


9 MANTENIMIENTO

1. Después de cada tratamiento, utilice un reactivo neutro para eliminar el polvo, las manchas en el cuero o la cubierta de plástico de la camilla. Esto es para prevenir el envejecimiento prematuro de la cubierta de piel y plástico.
2. Lubrique las partes móviles regularmente (una vez al año)

10 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITOS



11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLO	RAZÓN	SOLUCIÓN
No sube o baja normalmente	1. El cable de alimentación está desconectado o no está bien enchufado.	1. Conecte el cable de alimentación o enchúfelo bien
	2. La calidad del mando de mano o del pedal de mando es deficiente.	2. Sustituya el mando de mano o el pedal de mando.
	3. Mala calidad del interruptor de alimentación.	3. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para la resolución de problemas.
	4. Mala calidad de la unidad de control.	
	5. Ruptura de la cola del motor.	
	6. El motor estaba dañado.	1. Ponga el reposapiés móvil cerca del reposapiés fijo, asegúrese de que el interruptor de límite está cerrado y a continuación vuelva a presionar los botones. 2. Abra respectivamente la cubierta del reposapiés y la cubierta del respaldo, verifique si los dos extremos del cable de alimentación están sueltos; si es así, vuelva a conectarlos. 3. Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, por favor, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para resolverlo.
	7. La camilla no se mueve cuando se presiona el botón.	
Error del sistema de audio	1. Error de conexión de entrada/salida.	1. Compruebe la conexión de entrada/salida.
	2. Error de la unidad de control de audio.	2. Sustituya las piezas defectuosas.
	3. Mala calidad del altavoz de audio.	3. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para la resolución de problemas.
Sonido anormal	1. Las piezas giratorias carecen de aceite lubricante	1. Añada aceite lubricante
	2. Las posiciones de rotación (como la bisagra, los juegos de POM) carecen de aceite lubricante	2. Añadir aceite lubricante
	3. Problemas de calidad del motor.	3. Reemplazar el motor

Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, por favor, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para resolverlo.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

