

# BACINELLA SHAMPOO SHAMPOO BASIN

## Manuale d'uso - User manual

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

### USO PREVISTO

1. Per persone costrette a letto o immobili.

### CONTENUTO

1. Lavatesta con tubo di drenaggio collegato.
2. Sacca acqua con soffione e clip.
3. Tubo in plastica e cordicella per agevolare la manipolazione e per appendere la sacca acqua.
4. Kit di riparazione.



1. Lavatesta



2. Kit sacca acqua

3. Tubo  
in plastica  
e cordicella

### CARATTERISTICHE

1. Lavatesta di profondità 20 cm con doppia tubatura per una migliore resistenza e comodità.
2. È dotato di un tappo di scarico con un tubo collegato per l'evacuazione dell'acqua sporca durante o dopo l'uso.
3. Sacca acqua a parte, per un agevole trasporto dell'acqua, in caso di difficoltà ad accedere a riserve d'acqua. Il lavatesta è inoltre corredato di un soffione e da una clip regolabile per agevolare il controllo del flusso dell'acqua.

### ISTRUZIONI PER L'IMPOSTAZIONE

1. Gonfiare il lavatesta con la bocca o con una pompa (non in dotazione).  
**NOTA:** la valvola dell'aria è munita di una valvoletta unidirezionale all'interno che contribuisce ad evitare perdite di aria. Durante il gonfiaggio, schiacciare la valvola dell'aria sul suo collo permettendo l'apertura della valvoletta unidirezionale.
2. Collocare il lavatesta su una superficie piana e semi-rigida per un uso più agevole.
3. Collocare il tubo di scarico in un secchio per raccogliere l'acqua (non in dotazione).  
**NOTA:** il secchio deve essere collocato più in basso rispetto al lavatesta, facendo sì che l'acqua sporca fluisca verso il basso.
4. Aprire il tappo di scarico.



Tappo di scarico

5. Collocare il lavatesta sotto la zona del collo del paziente, regolando come necessario.



Illustrazione di applicazione

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso	<b>REF</b>	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso
<b>EC</b> <b>REP</b>	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	<b>LOT</b>	Numero di lotto		Data di fabbricazione
	Conservare al riparo dalla luce solare		Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto
<b>CE</b>	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745	<b>MD</b>	Dispositivo medico		

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

## INTENDED USE

1. Designed for bedridden or immobilized persons.

## CONTENTS

1. Shampoo basin with drainage hose attached.
2. Water pouch with shower head and clip.
3. A plastic pipe and string for better water pouch handling and hanging.
4. A repair kit.



1. Shampoo basin



2. Water pouch kit

3. A plastic pipe and string



Drainage plug

5. Place shampoo basin under patient's neck area, adjust for comfort when necessary.



Application illustration

## FEATURES

1. A 20cm deep shampoo basin with dual tubing for sturdiness and comfort.
2. It comes with a drainage plug with hose for ease of discharging soiled water during or after use.
3. A separate water pouch for easy water transport where water source may not be conveniently accessible. It also comes with a shower head and an adjustable clip for ease of water flow control.

## SETUP INSTRUCTION

1. Inflate the shampoo basin either by mouth or with air pump (not included).  
**NOTE:** the air valve has a one-way valve inside to help to prevent air from leaking out. To inflate, squeeze air valve by its neck to help to open the one-way valve inside.
2. Place the shampoo basin on a flat and semi-rigid surface for better use.
3. Place the drainage hose to a water bucket (not included).  
**NOTE:** water bucket must be placed lower than the shampoo basin to ensure soiled water flows downwards.
4. Unplug the drainage plug for water drainage while in use.

	Caution: read instructions (warnings) carefully	<b>REF</b>	Product code		Consult instructions for use
<b>EC REP</b>	Authorized representative in the European community	<b>LOT</b>	Lot number		Date of manufacture
	Keep away from sunlight		Manufacturer		Keep in a cool, dry place
<b>CE</b>	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745	<b>MD</b>	Medical Device		

## GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

**REF C00303 (28507)**



Airflo (Xiamen) Medical Co., Ltd  
1F, 3F, 4F, No. 6, East Haijing Road,  
Haicang Xiamen, Fujian, China  
Made in China



Emergo Europe B.V.  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Importato da / Imported by:  
**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

