

DIAPASON GIMA
GIMA TUNING FORK
DIAPASON GIMA
DIAPASÓN GIMA
DIAPASÃO GIMA
STIMMGABEL GIMA
ΔΙΑΠΑΣΩΝ GIMA

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar o fabricante e as autoridades competentes do Estado-membro onde se está sediado sobre qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.


Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που προκύπτει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό μας προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

REF 31230 - 31231 - 31232 - 31233 -
31234 - 31235 - 31240 - 31245



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Germany





Grazie per aver scelto il diapason GIMA. L'assoluta precisione dei suoni è garantita dalla lega speciale in cui lo strumento è costruito.



PRESCRIZIONI

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico specializzato, istruito all'uso di questo genere di prodotto. Il diapason GIMA è molto semplice da usare, e con pochi accorgimenti è possibile utilizzarlo per molti anni.

Nel caso in cui vengano riscontrate rotture, è opportuno non usare l'apparecchio. Rivolgersi al proprio rivenditore.

CARATTERISTICHE

Il diapason GIMA viene utilizzato per le diverse prove acumetriche (prova di Rinnie, di Weber ecc.), che consentono di testare la sensibilità al suono, che viene trasmesso sia per via aerea (COA) che per via ossea (CO).

Condizione	Descrizione	Parti dell'apparato in cui possono essere riscontrati i difetti uditivi
COA	Per via aerea viene inviato uno stimolo acustico all'orecchio.	Canale uditivo esterno, orecchio medio o interno, nervo acustico o vie uditive centrali.
CO	Si esegue ponendo lo stelo del diapason a contatto con la testa del paziente; la vibrazione causata dallo strumento stimolerà direttamente l'orecchio interno.	Orecchio interno, nervo acustico, vie centrali.

Per un esame uditivo corretto, è necessaria un'attiva collaborazione da parte del paziente. Le rilevazioni effettuabili con i diapason sono infatti basate sulle risposte fornite dal paziente stesso durante l'esame.

FUNZIONAMENTO

Se possibile, il diapason deve essere colpito sul palmo della mano o su un pezzo di legno o di plastica, mai su oggetti troppo duri (ad esempio, lamiera, acciaio o pietra). È importante che il colpo sia rapido ed energetico, cioè che il diapason venga toccato solo molto brevemente. Il periodo di oscillazione del tono raggiungerà il massimo della durata in seguito a questo colpo breve.

Ora è possibile eseguire il controllo desiderato in modo ottimale.

Se il diapason ha dei pesi fissi, questi non devono essere svitati. La frequenza cambia quando i pesi vengono spostati e l'impostazione esatta può essere effettuata solo dal produttore.

Dopo l'uso i diapason non possono essere sterilizzati. La

pulizia del diapason deve essere effettuata con un panno asciutto o leggermente oleoso.

TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

L'apparecchio imballato per il trasporto e l'immagazzinamento, è in grado di essere esposto a condizioni ambientali comprese nelle seguenti gamme: Temperatura ambiente da -40°C a +70°C Umidità relativa dal 10% al 100%, condensazione compresa.

Pressione atmosferica da 500 a 1060 hPa. Grazie per aver scelto il diapason GIMA.

Simboli

	Data di fabbricazione
	Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Limite di temperatura
	Limite di pressione atmosferica
	Codice prodotto
	Numero di lotto
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Limite di umidità

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Thank you for choosing the GIMA tuning fork. The absolute accuracy of the sounds is guaranteed by the special alloy the device is made of.



REQUIREMENTS

The product is intended for use only by appropriately trained and specialised medical personnel. The GIMA tuning fork is very easy to use, and by taking just a few precautions it can be used for many years

Do not use the device if any signs of damage are found. Contact your dealer.

FEATURES

The GIMA tuning fork is used for various hearing tests (Rinnie test, Weber test, etc.), which test sound field sensitivity transmitted to the ear both by air conduction (AC) and bone conduction (BC).

Conduction	Description	Parts of the apparatus in which hearing defects can be found
AC	An acoustic stimulus is sent to the ear by air.	External auditory canal, middle or inner ear, auditory nerve or central auditory pathways.
BC	It is performed by placing the tuning fork stem in contact with the patient's head; the vibration caused by the device will directly stimulate the inner ear.	Inner ear, auditory nerve, central auditory pathways.

For a correct hearing test, active cooperation from the patient is necessary. In fact, the measurements made with the tuning fork are based on the patient's own response during the test.

OPERATION

If possible, the tuning fork should be struck on the palm of the hand or on a piece of wood or plastic, never on an object that is too hard (such as sheet metal, steel or stone). The blow needs to be quick and strong; in other words, the tuning fork must touch the object only briefly. The oscillation period of the tone will reach its maximum duration as a result of this short blow. It will then be possible to perform the desired test optimally.

If the tuning fork features fixed weights, they must not be unscrewed. The frequency changes when the weights are moved and the exact setting can be made by the manufacturer only.














The tuning fork cannot be sterilised after use. It must be cleaned using a dry or slightly oily cloth.

TRANSPORT AND STORAGE

When packed for transport and storage, the device can be exposed to environmental conditions in the following ranges: Ambient temperature from -40°C to $+70^{\circ}\text{C}$ Relative humidity from 10% to 100%, including condensation.

Atmospheric pressure from 500 to 1060 hPa.

Symbols

	Date of manufacture
	Manufacturer
	Attention: Read and follow the instructions (warnings) carefully
	Medical device
	Store in a cool, dry place
	Temperature limit
	Atmospheric pressure limit
	Product code
	Batch number
	Medical device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Read the instructions for use
	Store away from sunlight
	Humidity limit

GIMA WARRANTY TERMS

The standard GIMA B2B 12-month warranty applies.



Merci d'avoir choisi le dipason GIMA. La précision absolue des sons est garantie par l'alliage spécial dans lequel l'instrument est construit.

**CONDITIONS**

Le produit est destiné à être utilisé uniquement par du personnel médical spécialisé formé à l'utilisation de ce type de produit. Le dipason GIMA est très simple à utiliser, et avec quelques astuces, vous pouvez l'utiliser pendant de nombreuses années

En cas de ruptures, il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil. Veuillez contacter votre revendeur.

CARACTÉRISTIQUES

Le dipason GIMA est utilisé pour les différents tests acumétriques (tests de Rinnie, Weber, etc.), qui permettent de tester la sensibilité au son qui est transmis à la fois par voie aérienne (COA) et par voie osseuse (CO).

Conduction	Description	Parties de l'appareil dans lesquelles des déficiences auditives peuvent être trouvées
COA	Un stimulus acoustique est envoyé par voie aérienne à l'oreille.	Conduit auditif externe, oreille moyenne ou interne, nerf auditif ou voies auditives centrales.
CO	Elle est réalisée en plaçant la tige du dipason en contact avec la tête du patient ; la vibration provoquée par l'instrument stimulera directement l'oreille interne.	Oreille interne, nerf auditif, voies centrales.

Pour un examen auditif correct, une collaboration active de la part du patient est nécessaire. Les mesures qui peuvent être faites avec les diapasons sont en fait basées sur les réponses fournies par le patient lui-même lors de l'examen.

FONCTIONNEMENT

Si possible, le dipason doit être frappé sur la paume de la main ou sur un morceau de bois ou de plastique, jamais sur des objets trop durs (par exemple, tôle, acier ou pierre). Il est important que la frappe soit rapide et énergique, c'est-à-dire que le dipason ne soit touché que très brièvement. La période d'oscillation de la tonalité atteindra sa durée maximale suite à ce coup court.

Il est maintenant possible d'effectuer le contrôle souhaité de manière optimale.

Si le dipason a des poids fixes, ceux-ci ne doivent pas être dévissés. La fréquence change lorsque les poids sont déplacés et le réglage exact ne peut être effectué que par le fabricant.

Après utilisation, les diapasons ne peuvent pas être stérilisés, le nettoyage des diapasons doit être effectué avec un chiffon sec ou légèrement gras.

TRANSPORT ET STOCKAGE

L'appareil emballé pour le transport et le stockage peut être exposé à des conditions environnementales comprises dans les plages suivantes : Température ambiante de -40°C à +70°C Humidité relative de 10 % à 100 %, condensation incluse.

Pression atmosphérique de 500 à 1060 hPa.

Symboles

	Date de fabrication
	Fabricant
	Attention : Lire et suivre attentivement les instructions (mises en garde) pour l'utilisation
	Dispositif médical
	Conserver dans un endroit frais et sec
	Limite de température
	Limite de pression atmosphérique
	Code produit
	Numéro de lot
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Lire le mode d'emploi
	Gardez à l'abri de la lumière du soleil
	Limite d'humidité

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie B2B standard Gima de 12 mois s'applique.



Gracias por elegir el diapasón GIMA. La absoluta precisión de los sonidos está garantizada por la aleación especial en la que está construido el instrumento.



REQUISITOS

El producto está destinado a ser utilizado únicamente por personal médico especializado, instruido para este tipo de producto. El diapasón GIMA es muy fácil de usar y, con unos pocos ajustes, puede utilizarse durante muchos años.

Si se detectan roturas, es oportuno no usar el aparato. Dirijase al propio revendedor.

CARACTERÍSTICAS

El diapasón GIMA se utiliza para las distintas pruebas acústicas (prueba de Rinnie, de Weber, etc.), que permiten comprobar la sensibilidad al sonido, que se transmite tanto por vía aérea (COA) como por vía ósea (CO).

Manejo	Descripción	Partes del aparato donde se pueden encontrar defectos de audición
COA	Por vía aérea, se envía un estímulo acústico al oído.	Canal auditivo externo, oído medio o interno, nervio acústico o vías auditivas centrales.
CO	Se realiza colocando el vástago del diapasón en contacto con la cabeza del paciente; la vibración causada por el instrumento estimulará directamente el oído interno.	Oído interno, nervio acústico, vías centrales.

Para un examen auditivo correcto, es necesaria una colaboración activa por parte del paciente. Las mediciones realizables con diapasones se basan, de hecho, en las respuestas dadas por el propio paciente durante el examen.

FUNCIONAMIENTO

Si es posible, el diapasón debe golpearse sobre la palma de la mano o sobre un trozo de madera o plástico, nunca sobre objetos demasiado duros (por ejemplo, chapa, acero o piedra). Es importante que el golpe sea rápido y enérgico, es decir, que el diapasón se toque muy brevemente. El periodo de oscilación del tono alcanzará su máxima duración después de este golpe breve. Ahora se puede realizar el control deseado de forma óptima.

Si el diapasón tiene pesos fijos, estos no deben desatornillarse. La frecuencia cambia cuando se mueven los pesos y el ajuste exacto solo puede hacerlo el

fabricante.

Los diapasones no pueden esterilizarse después de su uso. El diapasón debe limpiarse con un paño seco o ligeramente aceitoso.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El aparato embalado para el transporte y el almacenamiento, es capaz de estar expuesto a condiciones ambientales en los siguientes rangos: Temperatura ambiente de -40°C a +70°C Humedad relativa del 10% al 100%, incluida la condensación. Presión atmosférica de 500 a 1060 hPa.

Símbolos

	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Atención: Lea y respete las instrucciones (advertencias) de uso cuidadosamente
	Dispositivo médico
	Conservar en un lugar fresco y seco
	Límite de temperatura
	Límite de presión atmosférica
	Código del producto
	Número de lote
	Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745
	Lea las instrucciones de uso
	Conservar al amparo de la luz solar
	Límite de humedad

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**GIMA**

PORTUGUÊS

Obrigado por ter escolhido o diapasão GIMA. A absoluta precisão dos sons é garantida pela liga especial com que o instrumento é fabricado.

**REQUISITOS**

O produto destina-se exclusivamente à utilização por parte de médicos especializados, instruídos acerca da utilização deste género de produtos. O diapasão GIMA é muito simples de usar e, com algumas precauções, é possível utilizá-lo durante muitos anos.

Caso sejam detetados danos, é desaconselhado utilizar o aparelho. Entre em contacto com o seu revendedor.

CARACTERÍSTICAS

O diapasão GIMA é utilizado nos vários testes acumétricos (teste de Rinnie, de Weber, etc.), que permitem testar a sensibilidade ao som, o qual é transmitido quer por via aérea (COA), quer por via óssea (CO).

Condução	Descrição	Partes do aparelho nas quais podem ser detetados os defeitos auditivos
COA	Por via aérea é enviado um estímulo acústico ao ouvido.	Canal auditivo externo, ouvido médio ou interno, nervo acústico ou vias auditivas centrais.
CO	Realiza-se colocando a haste do diapasão em contacto com a cabeça do paciente; a vibração causada pelo instrumento estimulará diretamente o ouvido interno.	Ouvido interno, nervo acústico, vias centrais.

Para um exame auditivo correto, é necessária uma colaboração ativa por parte do paciente. As deteções realizadas com os diapasões baseiam-se nas respostas fornecidas pelo próprio paciente durante o exame.

FUNCIONAMENTO

Se possível, o diapasão deve embater na palma da mão ou numa peça de madeira ou de plástico, nunca em objetos demasiado duros (por exemplo, chapa, aço ou pedra). É importante que o golpe seja rápido e enérgico, ou seja, que o diapasão embata só muito ao de leve. O período de oscilação do tom atingirá o máximo da duração após este breve golpe.

Agora é possível executar o controlo desejado de forma ótima.

Se o diapasão tiver pesos fixos, estes não devem ser desparafusados. A frequência muda quando os pesos são deslocados e a definição exata só pode ser efetuada pelo fabricante.

Após a utilização, os diapasões não podem ser

esterilizados. A limpeza do diapasão deve ser efetuada com um pano seco ou ligeiramente humedecido.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O aparelho embalado para o transporte e o armazenamento pode ser exposto a condições ambientais nos seguintes intervalos: Temperatura ambiente de -40°C a +70°C Humidade relativa de 10% a 100%, condensação incluída.

Pressão atmosférica de 500 a 1060 hPa.

Símbolos


	Data de fabrico
	Fabricante
	Atenção: Leia e siga cuidadosamente as instruções (advertências) de utilização
	Dispositivo médico
	Conserve num local fresco e seco
	Limite de temperatura
	Limite de pressão atmosférica
	Código do produto
	Número de lote
	Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745
	Leia as instruções de uso
	Conserve ao abrigo da luz solar
	Limite de humidade

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão Gima de 12 meses.



Vielen Dank, dass Sie sich für die GIMA-Stimmgabel entschieden haben. Die absolute Präzision der Töne wird durch die spezielle Legierung garantiert, aus der das Instrument gebaut ist.



Wenn Beschädigungen festgestellt werden, sollte das Gerät nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

EIGENSCHAFTEN

Die GIMA-Stimmgabel wird für die verschiedenen akustischen Tests (Rinnie-Test, Weber-Test usw.) verwendet, mit denen die Empfindlichkeit gegenüber Schall, der sowohl über die Luft (COA) als auch über die Knochen (CO) übertragen wird, geprüft werden kann.

Übertragung	Beschreibung	Körperteile, in denen Hörschäden auftreten können
COA	Über die Luft wird ein akustischer Reiz an das Ohr gesendet.	Äußerer Gehörgang, Mittel- oder Innenohr, Hörnerv oder zentrale Hörbahnen
CO	Dabei wird der Stiel der Stimmgabel mit dem Kopf des Patienten in Kontakt gebracht; die durch das Instrument verursachten Vibrationen stimulieren direkt das Innenohr.	Innenohr, Hörnerv, zentrale Hörbahnen.

Für eine korrekte Hörprüfung ist die aktive Mitarbeit des Patienten erforderlich. Die mit Stimmgabeln durchgeführten Erhebungen beruhen auf den Antworten, die der Patient selbst während der Untersuchung gibt.

FUNKTIONSWEISE

Die Stimmgabel sollte möglichst auf der Handfläche oder auf einem Stück Holz oder Kunststoff angeschlagen werden, niemals auf zu harten Gegenständen (z. B. Blech, Stahl oder Stein). Wichtig ist, dass der Schlag schnell und energisch erfolgt, d.h. dass die Stimmgabel nur ganz kurz berührt wird. Die Schwingungsdauer des Tons erreicht nach diesem kurzen Schlag ihre maximale Dauer.

Die gewünschte Kontrolle kann nun optimal durchgeführt werden.

Wenn die Stimmgabel feste Gewichte trägt, dürfen diese

nicht abgeschraubt werden. Die Frequenz ändert sich, wenn die Gewichte bewegt werden, und die genaue Einstellung kann nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Stimmgabeln dürfen nach dem Gebrauch nicht sterilisiert werden. Die Stimmgabel sollte mit einem trockenen oder leicht öligem Tuch gereinigt werden.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Das für Transport und Lagerung verpackte Gerät kann Umgebungsbedingungen in den folgenden Bereichen ausgesetzt werden: Umgebungstemperatur -40°C bis +70°C Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 100%, einschließlich Kondensation. Atmosphärischer Druck von 500 bis 1060 hPa.

Symbole

	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Achtung: Lesen und befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung (Warnhinweise)
	Medizinisches Gerät
	An einem kühlen, trockenen Ort lagern
	Temperaturgrenze
	Atmosphärendruckgrenze
	Produktcode
	Partienummer
	Medizinisches Gerät, das der Verordnung (EU) 2017/745 entspricht
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
	Vor Sonnenlicht geschützt lagern
	Feuchtigkeitsgrenze

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN

Es gilt die B2B Standardgarantie von Gima über einen Zeitraum von 12 Monaten.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το διαπασών GIMA. Η απόλυτη ακρίβεια των ήχων διασφαλίζεται από το ειδικό κράμα από το οποίο είναι κατασκευασμένο το όργανο.

⚠️ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο έχει εκπαιδευθεί στη χρήση αυτού του είδους προϊόντος. Το διαπασών GIMA είναι πολύ απόλυτο στη χρήση, και λαμβάνοντας μόνο λίγα μέτρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πολλά χρόνια.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε ήχο θραύσης, αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το διαπασών GIMA χρησιμοποιείται για τις διάφορες εξετάσεις της ακουστικής λειτουργίας (δοκιμασία Rinne, Weber κτλ.), οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο της ευαισθησίας στον ήχο, που μεταδίδεται είτε μέσω του αέρα (COA) είτε μέσω των οστών (CO).

Τρόπος εκτέλεσης	Περιγραφή	Μέρη του συστήματος όπου μπορούν να εντοπιστούν τα ελαττώματα ακοής
COA	Μέσω του αέρα αποστέλλεται ένα ακουστικό ερέθισμα στο αυτί.	Εξωτερικός ακουστικός πόρος, μέσο ή εσωτερικό αυτί, ακουστικό νεύρο ή κεντρικές ακουστικές οδοί.
CO	Εκτελείται φέρνοντας το στέλεχος του διαπασών σε επαφή με το κεφάλι του ασθενούς. Η δόνηση που προκαλείται από το όργανο θα διεγείρει κατευθείαν το εσωτερικό αυτί.	Εσωτερικό αυτί, ακουστικό νεύρο, κεντρικές οδοί.

Για τη σωστή ακουστική εξέταση, απαιτείται ενεργή συνεργασία εκ μέρους του ασθενούς. Οι μετρήσεις που εκτελούνται με τα διαπασών στην πραγματικότητα βασίζονται στις αντιδράσεις του ίδιου του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Εάν είναι δυνατό, το χτύπημα του διαπασών πρέπει να γίνεται στην παλάμη του χεριού ή σε ένα ξύλινο ή πλαστικό αντικείμενο, αλλά όχι σε αντικείμενα που είναι εξαιρετικά σκληρά (π.χ., λαμαρίνα, χάλυβας ή πέτρα). Είναι σημαντικό το χτύπημα να γίνεται γρήγορα και δυναμικά, δηλαδή το διαπασών να έρχεται σε επαφή εξαιρετικά στιγμιαία. Η περίοδος τάλαντωσης του τόνου θα φτάσει στο μέγιστο της διάρκειας κατόπιν αυτού του σύντομου χτυπήματος. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τον επιθυμητό έλεγχο με βέλτιστο τρόπο.

Εάν το διαπασών διαθέτει σταθερά βαρίδια, αυτά δεν πρέπει να ξεβιδώνονται. Η συχνότητα αλλάζει όταν τα βαρίδια μετατοπίζονται και η ακριβής ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή. Μετά τη χρήση, τα διαπασών δεν μπορούν να αποστειρωθούν. Ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται με ένα πανί είτε στεγνό είτε ελαφρώς εμποτισμένο με λιπαρή ουσία.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το συσκευασμένο προϊόν, κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, μπορεί να εκτεθεί σε περιβαλλοντικές συνθήκες με τα εξής χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40°C έως +70°C Σχετική υγρασία από 10% έως 100%, συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης. Ατμοσφαιρική πίεση από 500 έως 1060 hPa.

Σύμβολα

	Ημερομηνία κατασκευής
	Κατασκευαστής
	Προσοχή: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Διατηρήστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος
	Όριο θερμοκρασίας
	Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης
	Κωδικός προϊόντος
	Αριθμός παρτίδας
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
	Διατηρήστε το προϊόν μακριά από το ηλιακό φως
	Όριο υγρασίας

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.