

CINTURA RAGNO REGOLABILE ADJUSTABLE SPIDER STRAP

34018 - Misura/Size: 203x51x5 cm
34082 - Misura/Size: 183x46x5 cm

ITALIANO

ENGLISH

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con una tavola spinale, allo scopo di immobilizzare il paziente.

È possibile variare la distanza tra le cinghie per adattarsi a pazienti di varie misure.

La cinghia ① serve ad immobilizzare le spalle ed il torso, la cinghia ② per fissare la vita, la cinghia ③ per fissare le cosce e la cinghia ④ per le caviglie.

FASI OPERATIVE



Fig. 1

1. Posizionare il paziente sulla tavola spinale. L'operazione deve essere eseguita da un professionista
2. Posizionare le cinghie, quindi effettuare gli opportuni posizionamenti delle due cinghie centrali. Durante lo spostamento del paziente, controllare che le cinghie siano strette e, se necessario effettuare gli opportuni aggiustamenti.

Avvertenze:

Gli operatori devono essere professionisti di pronto soccorso, o personale addestrato e qualificato.

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

Verificare le condizioni del paziente prima dell'uso e prestare attenzione alla parte lesa durante il fissaggio.

Attenzione:

Questo prodotto deve essere utilizzato da professionisti di pronto soccorso o può provocare altri danni ai pazienti

SIMBOLI

	Codice prodotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Dispositivo medico		Conservare al riparo dalla luce solare
	Leggere le istruzioni per l'uso		Numero di lotto
	Fabbricante		Data di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

PRODUCT INTRODUCTION

This product is designed to be used for spinal board with the use of spider strap for fixing patient. It can adjust the space between two straps vertically to better fit patients of different sizes.

The product is reticular, strap ① for fixing shoulder and chest, strap ② for fixing the waist, strap ③ for fixing the thigh, strap ④ for fixing the crus. These straps are interrelated and adjustable vertically, and easy to operate.

OPERATION STEPS



Fig. 2

1. Place the patient in the spinal board which operated by professionals.
2. Fix the patient's body parts, and make adjustments for a better fit (adjust the space between two straps vertically). Check to ensure it is suitable after fixing. During the process of patient transfer, pay attention to the tightness of straps, and make appropriate adjustments if necessary.

Notice:

The operators must be first-aid professionals, or trained and qualified personnel.

Read the user manual carefully before use.

Check to see if the product is intact before use.

Know about the patient's condition before use, and pay attention to the injured part during fixing.

Warning:

This product must be operated by first-aid professionals, or it may cause other harm to patients.

SYMBOLS

	Product code		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Caution: read instructions (warnings) carefully		Keep in a cool, dry place
	Medical Device		GB Keep away from sunlight
	Consult instructions for use		Lot number
	Manufacturer		Date of manufacture

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

REF 34018 - 34082

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

MD 

