



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## BARELLA CON RUOTE WHEEL STRETCHER

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

### I. Parametri tecnici

1. Dimensioni prodotto (L x W x H): 188 x 53 x 21 cm
2. Dimensioni prodotto piegato (L x W x H): 92 x 50 x 11 cm
3. Dimensioni imballaggio (1 pz): 96 x 54 x 21 cm (2pz / cartone)
4. Peso Netto: 8 kg Peso Lordo: 9 kg
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

### II. Modalità di utilizzo

Questa barella pieghevole per il primo soccorso, divisibile, è utilizzata principalmente per trasportare pazienti con fratture. Entrambe le estremità della barella hanno cerniere che permettono di separarla in una parte destra e una sinistra. Questo permette di adagiare rapidamente e delicatamente il paziente sulla barella, sul tavolo operatorio o sul letto.

### III. Applicazioni

Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

### IV. Attenzione

1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

### V. Manutenzione

1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

### VI. Conservazione e trasporto

1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.

### VII. Imballaggio

1. Imballato in cartone ad alta resistenza con base in legno.
2. Certificato di ispezione, manuale d'uso e distinta della merce inclusi nell'imballo.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		Identificatore univoco dispositivo
	Importato da				

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

## II. Technical Features

1. Product size (L x W x H): 188 x 53 x 21 cm
2. Folded size (L x W x H): 92 x 50 x 11 cm
3. Packing size (2pcs/carton): 96 x 54 x 21 cm
4. Net Weight: 8 kg Gross Weight: 9 kg
5. Load bearing: less than 159 kg

## II. How to use

This separable first-aid folding stretcher is mainly used for transporting patients with fractures. Both ends of the stretcher have hinge-type clutches to separate the stretcher into a right and left part. This allows for the patient to be quickly and gently placed onto the stretcher, operation table or bed.

## III. Applied for

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

## IV. Cautions

1. When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.
2. In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

## V. Maintenance














1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Often check if any parts loose or not.

## VI. Storage & transportation

1. Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.
2. Common transporting vehicle can carry this product.

## VII. Package

1. Packed in high durable carton with wooden base.
2. Packing: certificate of inspection & user's manual & packing list.

	Manufacturer		Keep in a cool, dry place		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Product code		Keep away from sunlight		Caution: read instructions (warnings) carefully
	Lot number		Medical Device		Authorized representative in the European community
	Consult instructions for use		Date of manufacture		Unique device identifier
	Imported by				

## GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

### GIMA 34077



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd  
No.999 Hongqi Road, Changyinsha  
Modern Agricultural Demonstration Area,  
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China  
Made in China



**TD010112**



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

