



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SET STECCOBENDE A DEPRESSIONE VACUUM SPLINT KIT

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China



INTRODUZIONE

Le steccobende a depressione impiegano il principio della decompressione per il loro funzionamento. L'eliminazione dell'aria dalla steccobenda genera l'indurimento del dispositivo, questo consente al soccorritore l'immobilizzazione degli arti.

Aprire la valvola quando non si deve utilizzare il prodotto. La presenza di aria all'interno della camera riduce la rigidità della steccobenda consentendo di riporle in una borsa.

PROCEDURA

1. Aprire la valvola, girare la manopola sulla regolazione "OPEN".
2. Distendere la steccobenda per distribuire uniformemente le sfere.
3. Collegare la pompa di aspirazione alla valvola del dispositivo.
Decomprimere la steccobenda fino a quando non sarà raggiunto un indurimento sufficiente. Girare la manopola sulla regolazione "CLOSE".
4. Avvolgere delicatamente la steccobenda alla zona fratturata.
5. Aprire la valvola (girare la manopola sulla regolazione "OPEN"), continuare a decomprimere la steccobenda fino al raggiungimento di un livello di indurimento atto a limitare i movimenti dell'arto.
Chiudere la valvola (girare la manopola sulla regolazione "CLOSE") e rimuovere la pompa di aspirazione.













Attenzione

1. Il dispositivo deve essere utilizzato solamente da personale addestrato.
2. Nel caso il processo di indurimento della steccobenda non vada a buon fine, estrarre una maggiore quantità d'aria fintanto che l'arto del paziente risulta essere immobilizzato. Controllare la perfetta chiusura della valvola.
3. Il prodotto va controllato prima di ogni utilizzo per rilevare eventuali anomalie di funzionamento e danni dovuti al trasporto o immagazzinamento.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

1. La steccobenda deve essere pulita al termine di ogni utilizzo.
2. Non utilizzare per la pulizia sostanze o solventi aggressivi.
3. La temperatura di conservazione e esercizio non deve essere inferiore a -30 °C.

 REF	Codice prodotto		Data di fabbricazione
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Dispositivo medico		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare
	Fabbricante		Numero di lotto

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

DESCRIPTION

This is a vacuum product which has a valve after exhaust the air with pump, it will become solid to achieve the effect of restriction.

Open the valve when not use it. Then it will fills with air and the splint kit will be soft enough to put into a bag.

STEPS

1. Open the valve, twist the knob to the "OPEN" setting.
2. Unfold it to distribute particles evenly throughout the product.
3. Insert the pipe of the suction accessory into valve and exhaust a little air first based on no move of the particles in the product. Twist the knob to the "CLOSE" setting.
4. Put the product on injured body part carefully.
5. Open the valve (twist the knob to "OPEN"), continue to exhaust air until the product become complete solid. Close the valve (twist the knob to the "CLOSE" setting) and remove the pipe.













Warning

1. The product must be used by trained personnel only.
2. If any soften phenomena occurred during the restriction process, continue evacuating the device until the patient's limb is immobilised.
Check the valve whether it is closed.
3. The device must always be checked before use to detect working anomalies or damages caused by transport or storage.

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Clean the product after every use.
2. Do not use aggressive chemical to cleaning.
3. Storage and using temperature: could not be lower than -30°C.

	Product code		Date of manufacture
	Caution: read instructions (warnings) carefully		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Medical Device		Keep in a cool, dry place
	Consult instructions for use		GB Keep away from sunlight
	Manufacturer		Lot number

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

