

ITALIANO
TRIPODI - QUADRIPODI

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I tripodi e quadripodi forniscono un sostegno alle persone con difficoltà di movimento, sono leggeri, con manico ergonomico e punte antiscivolo. Facilitano la posizione eretta e il cammino allargando la base d'appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori. Per garantire la funzione di stabilità il paziente dovrà camminare a passi brevi.

AVVERTENZE: usare molta cautela in caso di utilizzo su superfici non piane, bagnate o scivolose o scale. Non indicato per pazienti affetti da gravi patologie motorie. Si raccomanda di controllare periodicamente la robustezza del prodotto. Per evitare eventuali rischi tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'uso controllare che i dispositivi non siano danneggiati, che le regolazioni siano correttamente fissate e che i puntali in gomma antiscivolo non siano consumati e in caso contrario sostituirli immediatamente. **La portata massima è di 100 kg.**

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ENGLISH
TRIPODS - QUADRIPODS

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Our 3/4-leg cane is designed to support people with movement difficulty. It has a light weight structure, ergonomic handle and non-slip tips; it facilitates the upright position and the path, widening the base of support and providing greater stability and balance. To ensure stability of the patient will have to take short steps.

ATTENTION: use caution on downhill floor, stairs, wet or slippery surfaces. Not indicated for patients with serious motor pathology. Check the status periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Before use verify that the products are not damaged, that they are adjusted correctly and that the anti-skid rubber tips are not worn. **Maximum load capacity 100 kg.**

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Dispositivo medico GB Medical Device
	IT Codice prodotto GB Product code		IT Numero di lotto GB Lot number
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully		IT Identificativo Unico GB Unique Identifier



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



FS926 - FS922 - FS924 - FS9212L

Importato da / Imported by
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43065 - 43070 - 43071 - 43072



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

