

iHealth®

Wireless Body Analysis Scale

FR Balance d'Analyse Corporelle Connectée

ES Báscula inalámbrica de análisis corporal

PT Balança de Análise Corporal sem Fios

GR Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης

IT Bilancia pesapersone con analisi corporea wireless

DE Drahtlose Körperanalysewaage

NL Draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse



OWNER'S MANUAL

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

ES MANUAL DE USUARIO

PT MANUAL DO PROPRIETÁRIO

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

BEOOGD GEBRUIK.....	1
BELANGRIJKE OPMERKING VOOR GEBRUIKERS	1
CONTRA-INDICATIE.....	1
OFFLINE GEHEUGEN	2
SPECIFICATIES	2
ALGEMENE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN EN VOORZORGSMAATREGELEN	3
UITLEG VAN SYMBOLEN	3

BEOOGD GEBRUIK

De draadloze iHealth-weegschaal voor lichaamsanalyse is een elektronisch precisie-instrument bedoeld voor gebruik door volwassenen. De weegschaal gebruikt een volledig elektronische methodologie en druksensoren om de samenstelling van lichaamsdelen automatisch en op niet-invasieve wijze te meten. De metingen worden met vermelding van datum en tijd op een iPod touch, iPhone of iPad getoond en bewaard.

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR GEBRUIKERS

Zwangere vrouwen moeten vóór gebruik hun medische zorgverlener raadplegen. Sommige lichamelijke aandoeningen kunnen het hydratationiveau beïnvloeden, wat kan leiden tot onnauwkeurige resultaten. Overleg met uw medische zorgverlener voor meer informatie.

Bewaar de iHealth-weegschaal voor lichaamsanalyse altijd op een droge plaats. Houd de weegschaal uit de buurt van magnetische velden, aangezien deze de resultaten negatief kunnen beïnvloeden of de weegschaal mogelijk kunnen beschadigen.

CONTRA-INDICATIE

Gebruik dit product nooit in combinatie met medische elektronische apparaten zoals:

- ⚠ (1) Medische elektronische implantaten zoals pacemakers.
- ⚠ (2) Elektronische levensondersteunende systemen zoals hart-longmachines.
- ⚠ (3) Draagbare, medische elektronische apparaten zoals elektrocardiografen.

Door dit product kunnen deze apparaten defect raken, hetgeen een

aanzienlijk gevaar voor de gezondheid vormt voor gebruikers van deze apparaten.



OFFLINE GEHEUGEN

De weegschaal kan tot 200 gewichtsmetingen per gebruiker opslaan. Als het geheugen voor een gebruiker vol is, overschrijven nieuwe metingen de oudste metingen.

SPECIFICATIES

1. Productnaam: iHealth draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse
2. Model: HS6
3. Indeling: interne voeding, type gebruikt onderdeel
(vier elektroden)
4. Stroomvoorziening: 4x1.5V  AAA-batterijen
Levensduur van batterij: ongeveer 3 maanden bij dagelijks gebruik
5. Meetbereik:
Lichaamsgewicht: 11 lb-400 lb/5 kg-180 kg
Lichaamsvet: 5,0%-65,0%
Temperatuur: 5 °C - 40 °C (41°F-104°F)
Vochtigheid: 20 - 85%RH
Weegschaalresolutie: 0.2lb/0.1kg
6. Nauwkeurigheid:
Lichaamsgewicht: $\pm 1,1$ lb/0,5 kg(11-110 lb / 5 kg-50 kg);
 $\pm 1\%$ (110-400 lb / 50 kg-180 kg)
Lichaamsvet: $\pm 1\%$
7. Gebruikstemperatuur: 41°F-104°F (5 °C - 40 °C)
8. Werkende vochtigheid: 20 - 85%RH

9. Temperatuur voor opslag en transport : -4°F-131°F (-20°C - 55°C)

10. Vochtigheid voor opslag en transport: ≤90%RH

ALGEMENE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN EN VOORZORG-SMAATREGELEN

1. Gebruik de weegschaal niet op een oneffen ondergrond, een zacht oppervlak of een tapijt, aangezien dit onbetrouwbare gegevens tot gevolg kan hebben.
2. Deze draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse is ontworpen voor volwassenen. Zuigelingen, jonge kinderen of iemand die zonder hulp niet stil kan staan, kunnen deze beter niet gebruiken.
3. Gebruik deze weegschaal niet in de buurt van sterke magnetische velden zoals magnetrons, enz.
4. De weegschaal blijft zijn veiligheids- en prestatieniveau behouden gedurende tenminste 10.000 metingen of twee jaar gebruik.

GARANTIEGEGEVENS

De iHealth draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten die zich binnen 1 jaar na aankoopdatum voordoen, indien gebruikt volgens de geleverde instructies. Bovengenoemde garanties gelden alleen voor de originele aankoper. We zullen naar eigen keuze alle producten die onder genoemde garanties vallen gratis repareren of vervangen. Reparatie of vervanging zijn alleen voor onze rekening en vormen uw enige verhaalrecht onder genoemde garanties.

UITLEG VAN SYMBOLEN



Symbool voor "LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING"



Symbool voor "LET OP"



Symbool voor "TYPE GEBRUIKTE ONDERDELEN"



Symbool voor "MILIEUBESCHERMING – Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden verwijderd met huishoudelijk afval. Hergebruiken waar dit mogelijk is. Neem contact op met uw gemeente of de winkelier voor advies over recycling."



Symbool voor "FABRIKANT"



Symbool voor "DROOG HOUDEN"



Symbool voor "Fabricagejaar"



Bij deze verklaart [iHealth Lab Inc.] dat deze [HS6 CORE] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EG. De conformiteitsverklaring voor Richtlijn 1999/5/EG kunnen worden gedownload via de volgende link: <https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>



ANDON HEALTH CO., LTD.

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

iHealth is een handelsmerk van iHealth Lab Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.