

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuaja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gebruiksaanwijzing

Model: Volledig afgesloten met ventilatieopening

Herz. A/1 Ingangsdatum: 2020-4-

Beschrijving:

De medische isolerende veiligheidsbril is bedoeld om een fysieke barrière te creëren en de ogen te scheiden van de directe omgeving. Dit hulpmiddel voorkomt dat vloeistoffen of druppels in contact komen met de gebruiker. De medische isolerende veiligheidsbril is bedoeld voor eenmalig gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

bescherming van de slijmvliezen van de ogen tegen spetters, nevel en spatten van lichaamsvloeistoffen.

Contra-indicaties:

Geen.

Neveneffecten product:

Dit product heeft geen neveneffecten.

Waarschuwing:

1. Niet gebruiken als de onderdelen sporen van schade vertonen.
2. Onderdelen niet blootstellen aan temperaturen hoger dan aangegeven op het etiket van de verpakking.
3. Gooi het product weg als biologisch gevaarlijk afval, volgens het protocol van de instantie.

Werking:












Haal de bril uit de verpakking, controleer of de bril in goede staat verkeert en scheur de beschermfolie eraf; De bril fixeert de elastische band achter het hoofd en past het zachte fixatieapparaat aan zodat deze nauw aansluit op het gezicht.

Opslag:

Sla het product op op een droge plaats, bij 0-30°C.

Bescherm tegen zonlicht. 1.

Toelichtingen symbolen:

	Vervaldatum		Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken
	Partijnummer		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Productiedatum		Afgeschermd van zonlicht opslaan
	Medisch apparaat voldoet aan de verordening (UE) 2016/425		Koel en droog opslaan
	Fabrikant		Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Productcode		

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast

CE PBM Cat. II afgegeven door:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Aangemelde instantie 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Duitsland

volgens bijlage II van verordening (EU) 2016/425 - Geharmoniseerd EN

166: 2001 Richtlijn 2001/95/EG