



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

NEDERLANDS

INLEIDING

De orchidometer is een instrument dat gebruikt wordt voor een indicatieve meting van het volume van de testes. Dit instrument bestaat uit een draad met twaalf genummerde houten kralen. De kralen variëren in grootte van 1 tot 25 millimeter. De discrepantie tussen de grootte van de testes en andere parameters voor geslachtsrijpheid kan een belangrijke aanwijzing geven omtrent de aanwezigheid van verschillende ziekten.

Aangeraden wordt om eventuele discrepanties ook met andere instrumenten nader te onderzoeken om een juiste diagnose te stellen.

SYMBOLLEN

| | |
|------------|---|
| | Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen) |
| REF | Partijnummer |
| LOT | Productcode |

LEES VOORAFGAAND AAN HET GERBUIK VAN DE ORCHIDOMETER AANDACHTIG DE VOLGENDE AANWIJZINGEN:

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik voor de reiniging van het oppervlak van de orchidometer een schone doek of een papieren zakdoekje, enigszins bevochtigd met een ontsmettingsmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE ORCHIDOMETER

Vergelijk de kralen van de orchidometer met de zone van de testes om het stadium van geslachtsrijpheid te bepalen. Lees het nummer op de kraal die het volume van de testis het meest benadert.

| Nummer op de kraal | Stadium van geslachtsrijpheid |
|--------------------|-------------------------------|
| 1~3 | Kinderjaren |
| 4~6 | Begin puberteit |
| 8, 10 | Puberteit |
| 12, 15 | Einde puberteit |
| 20, 25 | Volwassenen |

Het product is geen medisch hulpmiddel.

REF A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

