



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TERMOFORO (CON COPERTURA)**  
**HEATING PAD (WITHOUT COVER)**  
**COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE**  
**ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA**  
**HEIZKISSEN MIT HÜLLE**  
**ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ**  
**PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ**  
**VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM**  
**SĀCULETĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ**  
**VÄRMEDYNA MED FODRAL**  
**WARMTEMAT MET AFDEKKING**  
**LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA**

**REF** SS03N(42\*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja  
**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuoja:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Handleiding SS03N(42\*63)S

**BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!**  
Lees de handleiding zorgvuldig door, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, alvorens dit apparaat te gebruiken, en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.  
Als dit apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, is het van vitaal belang dat ook deze handleiding wordt doorgegeven.

Deze handleiding hoort bij dit apparaat. De handleiding bevat belangrijke informatie inzake het opstarten en de werking.

Lees de handleiding zorgvuldig door. Niet-naleving van de hier vermelde instructies zou kunnen leiden tot ernstig letsel of de beschadiging van het apparaat.



### WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om letsel voor de gebruiker te voorkomen.



### OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht worden genomen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.



### OPMERKING

Deze aanwijzing verstrekt nuttige aanvullende informatie inzake de installatie of de werking.



Apparatuur van klasse II



Product voldoet aan de Europese richtlijn



Volg de gebruiksaanwijzing



Productcode



Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)



Partijnummer



Verwijdering AEEA



Vermijd om het warmtekussen te perforeren!



Gebruik het warmtekussen niet wanneer het is opgevouwen!



Mag niet gebruikt worden bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar)!



Gebruik het warmtekussen alleen binnenshuis!



Konepesu, 30 °C!



Gebruik geen chloor!



Droog het warmtekussen niet in een droogtrommel!

De kussenhoes mag niet in een droogtrommel worden gedroogd!



Strijk het warmtekussen niet! De kussenhoes mag bij lage temperatuur gestreken worden!



Niet chemisch reinigen!

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Controleer het apparaat vaak op tekenen van slijtage of schade. Als dergelijke tekenen worden vastgesteld, als het apparaat onjuist is gebruikt of niet functioneert, stuur het dan terug naar de leverancier alvorens het opnieuw in te schakelen.
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet, of de voedingsspanning aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de waarde van uw netvoeding.
- Vouw of kreukel het warmtekussen niet tijdens het gebruik.
- Vermijd om het kussen te perforeren, bijvoorbeeld met veiligheidsspelden of andere puntige of scherpe voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen of mindervalide personen, personen die slapen of ongevoelig zijn voor hitte (personen die niet op oververhitting kunnen reageren).
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben verkregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door

kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Gebruik het kussen nooit zonder toezicht.
- Het apparaat mag onder toezicht gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar, mits de temperatuurregeling altijd op de minimale waarde is ingesteld.
- Het snoer en de bedieningseenheid van het apparaat vormen een risico op verstrikt raken, wurging, struikelen of verplettering als ze niet correct geplaatst worden. De gebruiker moet ervoor zorgen dat te lange riemen en elektrische snoeren op een veilige manier geplaatst worden.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en mag niet in ziekenhuizen gebruikt worden.
- Vermijd om in te slapen terwijl het warmtekussen is ingeschakeld.
- Een langdurig gebruik van het warmtekussen bij hoge temperatuurinstelling zou tot brandwonden kunnen leiden.
- Bedek het warmtekussen niet met andere kussens. De bedieningschakelaar mag niet afgedekt worden of tijdens de werking op of onder het kussen worden geplaatst.
- Ga niet op het warmtekussen zitten. Plaats het kussen daarentegen op of tegen het te behandelen lichaamsdeel. Het beoogde gebruik is uitsluitend de behandeling van de rug en de nek.
- Raak nooit een in water gevallen warmtekussen aan. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het stopcontact.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Vermijd om het warmtekussen aan het snoer te dragen, trekken of te draaien en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt raakt.
- Gebruik het warmtekussen niet als het nat is en gebruik het alleen in droge omgevingen (niet in de badkamer of soortgelijke omgevingen).
- De bedieningselementen en de snoeren mogen niet aan enige vorm van vocht worden blootgesteld.
- Probeer het apparaat in geval van storingen niet zelf te repareren. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende gespecialiseerde dealer of ander geschikt gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicecentrum of soortgelijk gekwalificeerde personen om het gevaar op elektrische schokken te voorkomen.
- Een beschadigd netsnoer moet vervangen worden door een snoer van hetzelfde type.
- Het warmtekussen mag alleen gebruikt worden met de bijgeleverde bedieningseenheid (SS03).
- Laat het warmtekussen afkoelen alvorens het op te vouwen en op te bergen.
- Als u zich zorgen maakt over gezondheidsproblemen, neem dan voorafgaand aan gebruik contact op met uw arts.
- Gebruik het warmtekussen niet op gezwollen, gewonde of ontstoken lichaamsdelen.
- Als u aanhoudende pijn in de spieren en gewrichten ervaart, neem dan contact op met uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom van ernstige ziekte zijn.
- Als u tijdens het gebruik van het apparaat pijn of ongemak ervaart, staak het gebruik dan onmiddellijk.
- Plet het apparaat niet door er tijdens de opslag voorwerpen bovenop te plaatsen
- Niet gebruiken als het kussen nat is
- Als het apparaat waarschijnlijk voor een lange periode gebruikt zal worden, bijvoorbeeld als de gebruiker in slaap valt, moet de temperatuurregeling altijd op stand 1 worden ingesteld.

## WERKING

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en verplaats de regelschuif van stand 0 naar stand 1. De led gaat branden. Na enkele minuten zult u voelen dat het kussen merkbaar warmer wordt. Als u een hogere temperatuurinstelling wenst, verplaats de regelschuif dan naar de volgende stand 2, of naar de maximale temperatuurinstelling, stand 6. Als het kussen te warm wordt, verplaats de regelschuif dan terug naar stand 2 of 1. Na korte tijd zal het warmtekussen merkba-

ar afkoelen. Verplaats de regelschuif terug naar de stand 0 om het apparaat uit te schakelen. De led gaat uit om aan te geven dat het apparaat is uitgeschakeld. Verwijder de stekker van het kussen uit het stopcontact. Het warmtekussen wordt na ongeveer 90 minuten continu gebruik automatisch uitgeschakeld. Om het weer in te schakelen, moet de regelschuif eerst naar stand 0 worden verplaatst en vervolgens terug naar de gewenste temperatuurinstelling. Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het niet meer gebruikt.

## REINIGING EN ONDERHOUD

### Warmtekussen

- Het kussen moet voorafgaand aan de reiniging van het stopcontact worden losgekoppeld en moet gedurende ten minste tien minuten afkoelen.
- Het warmtekussen is voorzien van een afneembaar snoer. Neem de stekker uit het stopcontact en verwijder het snoer vanaf het warmtekussen.
- Het warmtekussen kan op 30°C in de wasmachine gewassen worden, met een fijnwasprogramma of voorzichtig met de hand. De beste manier hiervoor is het warmtekussen in een bad met lauwwarm water en mild wasmiddel te plaatsen en het voorzichtig samen te drukken.
- Spoel het warmtekussen verschillende keren uit om al het wasmiddel te verwijderen.
- Bewaar het apparaat op een schone en droge plaats, vlak en zonder het af te dekken of voorwerpen op te plaatsen.
- Gebruik het apparaat pas als het volledig droog is.

### GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast



**Verwijdering: Het product mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Gebruikers moeten de afgedankte apparatuur afvoeren door deze naar het aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen**