



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PEŠARIO
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR**

**PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PEŠARIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR**

فَرْجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China



0123

REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Gebruiksaanwijzing

Het flexibele siliconen pessarium wordt normaal gesproken voor een lichte baarmoederverzakking of procidentia van de eerste of tweede graad. De pessaria zijn gemaakt van 100% siliconen van medische kwaliteit. Pessaria zijn ontworpen voor gebruik bij één patiënt.

OPGELET

De wetgeving vereist dat dit hulpmiddel moet worden voorgeschreven door een arts.

CONTRA-INDICATIESS

Pessaria zijn gecontra-indiceerd bij acute genitale infecties, bekkeninfecties of niet-conforme patiënten.

PROCEDURES

Het aanbrengen vereist meestal een proef met verschillende afmetingen, om de juiste grootte van het pessarium te bepalen. De pessarium-plaatsingsset is een waardevol hulpmiddel voor de selectie van het correcte pessarium. Het comfort van de patiënt vereist, voor de plaatsing van het pessarium, mogelijk een vaginaal glijmiddel. De arts zou het product K-Y jelly® of een gelijkwaardig product kunnen voorstellen.

De arts moet bepalen of de patiënt een oestrogeentherapie behoeft voordat een pessarium wordt voorgeschreven.

1. Verricht voorafgaand aan de plaatsing en het inbrengen van een pessarium een normaal bekkenonderzoek. Een bekkenonderzoek helpt bij het bepalen van de juiste grootte. Het pessarium kan gemakkelijk over de grootste afvoergaten worden gevouwen om het inbrengen en de verwijdering te vereenvoudigen. Het pessarium moet groot genoeg zijn voor de indicatie, maar mag geen overmatige druk of ongemak veroorzaken.
2. Druk het pessarium samen en breng het pessarium voorzichtig in via de opening van de vagina. Laat, zodra het de opening van de vagina heeft gepasseerd, het pessarium vrij zodat het naar zijn normale vorm kan uitzetten.
3. Beweeg het pessarium voorzichtig naar de baarmoederhals om de cystocele of rectocele en de baarmoeder te ondersteunen. Op de juiste positie moet de arts een onderzoeksvinger tussen de buitenste rand van het pessarium en de vaginale wand kunnen steken. Deze ruimte garandeert het comfort van de patiënt en vermindert het risico op druknecrose.
4. Eenmaal op zijn plaats mag het pessarium zich niet verplaatsen bij het staan, zitten,

hurken of neerliggen. Het mag voor de patiënt niet ongemakkelijk zijn tijdens een van deze routinematige activiteiten.

5. Als de patiënt het pessarium moet verzorgen, zorg er dan voor dat u instructies geeft over de reiniging, het inbrengen en de verwijdering ervan.

6. Vraag de patiënt om ongemak of moeilijkheden bij het plassen of ontlasten onmiddellijk te melden.

VERWIJDERING, REINIGING EN AANBEVOLEN OPVOLGING

1. Voor de verwijdering moet het pessarium voorzichtig naar voren, in de richting van de opening van de vagina worden verplaatst. Druk het pessarium samen wanneer het binnen bereik is en trek het voorzichtig naar buiten.

2. Het pessarium kan worden gereinigd met milde zeep en warm water. De levensduur van het pessarium is beperkt. Onderzoek het pessarium op sporen van verslechtering.

3. Seksuele gemeenschap bij ingebracht pessarium wordt afgeraden.

4. Bespreek met de patiënt het belang van de naleving van de instructies en de verwachte tijdsduur voor gebruik van het pessarium.

5. Beoordeel over een periode van 24 tot 48 uur dat de patiënt niet allergisch is voor het pessarium. Onderzoek de vagina en vraag de patiënt of er sprake is geweest van enig ongemak, irritatie, druk, gevoeligheid of ongewone vaginale afscheiding. Bepaal ook of er enige verbetering is opgetreden in haar persoonlijke symptomen.

6. Plan vervolgonderzoeken in om aan de behoeften van de patiënt te voldoen en in overeenstemming met het lokale beleid.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast.

SYMBOLEN - BESCHRIJVING

	Lees de gebruiksaanwijzing		Partijnummer
	Fabrikant		Productcode
	Productiedatum		Koel en droog opslaan
	Medisch apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG		Afgeschermd van zonlicht opslaan
	Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Latexvrij
	Vervaldatum		Niet steriel
	Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken		Geïmporteerd door