

Disposable Nasal Speculum

INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

R_x ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



Bionix LLC
1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421
Fax: +1 800.455.5678
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,
Importador, Importateur,
Εισαγωγέας, Importeur,
Maahantuoja, Importatore:**



MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537 | United States
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678
Email: bionix@bionix.com
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

NEDERLANDS (DUTCH)

WEGWERPNEUSSPECULUM - GEBRUIKSAANWIJZING

Beoogd gebruik: het wegwerpneusspeculum wordt gebruikt om het voorste deel van de neus rechtstreeks te onderzoeken.

Indicaties voor gebruik: het wegwerpneusspeculum wordt gebruikt bij diagnose, extractie van vreemde voorwerpen en neusverpakking door gezondheidswerkers bij alle patiëntenpopulaties.

Instructies:

Houd het wegwerpneusspeculum comfortabel in één hand. Positioneer de patiënt zodanig dat u er goed bij kan en er voldoende licht is.

Breng het uiteinde van het wegwerpneusspeculum voorzichtig in de neusgaten van de patiënt, met de bladen in de gesloten stand. Knijp langzaam in het handvat om de bladen van het wegwerpneusspeculum te spreiden en de neusgaten te openen. Stop wanneer u er goed genoeg bij kunt.

⚠ LET OP: stop met het gebruik van het wegwerpneusspeculum als de patiënt pijn of

trauma aan de neus of het neusslijmvlies ondervindt.

⚠ WAARSCHUWING: Risico op kruisbesmetting. Gebruik het wegwerpneusspeculum niet opnieuw, omdat hierdoor besmetting van de ene patiënt naar de andere patiënt kan worden overgedragen.



















Melding medische hulpmiddelen: Informatie voor gebruikers en/of patiënten in de EU: elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Klinische voordelen: worden vermeld bij Beoogd gebruik.

Contra-indicaties: Er zijn geen absolute contra-indicaties die in verband worden gebracht met het gebruik van het wegwerpneusspeculum.

Restrisico: Het risico gerelateerd aan het gebruik van dit product is zoveel mogelijk teruggebracht, maar mogelijk letsel aan de patiënt of de gebruiker door het product kan in de volgende situaties niet volledig worden uitgesloten:

- Letsel door mechanische risico's
- Letsel door oneigenlijk of foutief gebruik
- Letsel door onverwachte oorzaken

	Medisch hulpmiddel		Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Fabrikant		Niet opnieuw gebruiken Hulpmiddel voor eenmalig gebruik
	Fabricagedatum		Voor meervoudig gebruik bij één patiënt
	Uiterste gebruiksdatum		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Partijcode		Let op
	Bestelnummer		Waarschuwing
	Serienummer		Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Gesteriliseerd met behulp van bestraling		Europese conformiteit
	Niet opnieuw steriliseren		Alleen op voorschrift van een arts of "Voor gebruik door of in opdracht van een bevoegde medische professional"
	Niet-steriel		Temperatuurbepering