



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDICATIES

De Tondaus Chirurgische Huidmarker is bestemd voor het markeren van de menselijke huid voor positiebepaling bij gewone chirurgie, laparoscopische chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiovasculaire chirurgie en radiotherapie.

CONTRA-INDICATIES

Niet toepassen op beschadigde slijmvliezen en huid of bij aanwezigheid van wonden.

WAARSCHUWINGEN

- 1). Patiënten moeten in aanmerking worden genomen voor allergische reacties op Gentiaanviolet/ Allurarood AC/Indigo/Titaniumdioxide (overeenkomend met verschillende kleuren). Als de patiënt tijdens het gebruik onwel blijkt te zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gebruik het op de juiste manier.
- 2). Dit product kan slechts eenmaal bij één patiënt worden gebruikt om kruisbesmetting te voorkomen.
- 3). Dit product moet worden gebruikt op een droge huid. Als de huid van de patiënt nat of zweterig is, droogt u de huid af en houdt u de huid droog en koel, waarna u de bovenstaande instructies volgt.
- 4). Let er bij het gebruik op dat de punt van de pen wordt beschermd. Doe, wanneer u de pen niet gebruikt, de dop van de pen erop om uitdroging van de inkt te voorkomen.
- 5). De pen moet onmiddellijk na het openen van de verpakking worden gebruikt. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of gevlekt is. Nadat het product is gebruikt, dient het als medisch afval te worden weggegooid.
- 6). Dompel het product niet onder in of veeg het niet af met een organisch oplosmiddel. Organische oplosmiddelen kunnen het product beschadigen.
- 7). Het product mag alleen worden gebruikt door medisch opgeleid personeel.
- 8). Na gebruik weggooien als medisch afval.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1). Controleer voor gebruik de integriteit van de binnenverpakking. Niet gebruiken als de binnenverpakking beschadigd of stuk is.
- 2). Desinfecteer en droog de huid van tevoren (let op: het product moet op een droge huid worden gebruikt);
- 3). Gebruik een huidmarker om de huid te markeren;
- 4). Gebruik 75% alcohol om de markering te verwijderen.

OPSLAG EN OMSTANDIGHEDEN BIJ VERVOER

- 1). Dit product moet worden opgeslagen op een koele, geventileerde, droge plaats, vermijd contact met water, direct zonlicht, extreme temperaturen of vocht, en voorkom contact met corrosieve gasen. Temperatuur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, vochtigheid: $\leq 90\%$, let erop de verpakking te beschermen bij maatregelen ter bestrijding van ongedierte en ratten, om schade aan de verpakking te voorkomen.
- 2). Wegwerp medische huidmarkers kunnen worden gebruikt in voertuigen voor algemeen vervoer, maar tijdens het vervoer moeten schokken, trillingen en blootstelling aan regen en sneeuw worden voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصنع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الانتهاء
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Tootja kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



0123



MD

STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guangdong, China.
Made in China

REF

TR03
TD01

EC

REF

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1- 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123