

Paramedic CU-ER Series

CU-ER Series Infant ◊ Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Step-1




- Tear open the packaging of the pads

Step-2



- Remove the pads from the packaging

Step-3




- Peel off the protective cover of the conducting gel of the pads

Step-4

STICK TO BARE CHEST AND BACK

- Attach the pads to the patient. See the illustration at the back of the pads for proper placement



Paramedic CU-ER Series Infant / Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Paramedic CU-ER Series 영아/소아용 저에너지 패드

Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder / Kinder der Paramedic CU-ER Serie

Piastre pediatriche ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER

Дефибрилляторные электроды с пониженной энергоотдачей для младенцев/детей серии Paramedic CU-ER

Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER

Placas de desfibrilador de energia reduzida para bebés /crianças da Série CU-ER para paramédicos

Paramedic CU-ER Serie baby / kind verminderde energie defibrillatorkussens

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド

Paramedic CU-ER Series 嬰兒/兒童型低耗能去顫器 (電擊器) 貼片

وسائد مزيل الرجفان التي تحتزل الطاقة Paramedic CU-ER للرضع/الأطفال

Paramedic CU-ER Serie baby/kind verminderde energie defibrillatorkussens


Deze kussens zijn uitsluitend voor gebruik met de Paramedic CU-ER serie defibrillatoren die bediend worden in de AED modus.

Gebruik ze voor kinderen tot 8 jaar oud, of tot 25 kg (55 lbs).

Stel de behandeling niet uit om de precieze leeftijd en gewicht van het kind te bepalen.

Gebruik als het kind ouder of zwaarder lijkt de Paramedic CU-ER serie defibrillatorkussens voor volwassenen.

- De Paramedic CU-ER serie defibrillatoren zijn bedoeld voor gebruik op slachtoffers van een plotselinge hartstilstand met alle volgende symptomen: niet reagerend, afwezigheid van normale ademhaling, en het ontbreken van een meetbare pols. Gebruik bij twijfel de kussens.
- De Paramedic CU-ER serie defibrillatoren (AED modus) en de CUA0711P pediatrische defibrillatie elektrodekussens zijn bedoeld om te worden gebruikt door personen die getraind zijn in de bediening ervan. De gebruiker dient ook te zijn gekwalificeerd door training in basisreanimatie of een ander door medici erkend programma voor medische noodhulp.



- Bevestig de kussens aan de patiënt.
Zie de afbeelding aan de achterzijde van de kussens voor een correcte plaatsing
- Als het wenselijk is dat een andere positie voor de kussens wordt gebruikt:
Breng het kussen dat is bedoeld voor de achterzijde van de patiënt aan op de rechterbovenzijde van de borst van de patiënt.
Breng het kussen dat bedoeld is voor de borst van de patiënt aan op de zijtorso van de patiënt.

► INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Zet de defibrillator op ON (AAN).
- Verwijder kleding van het bovenlichaam van de patiënt.
- Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.
- Scheur het elektrodezakje open.
- Sluit de connector van de kussens op de defibrillator aan.
- Breng op de patiënt aan zoals afgebeeld op de tekening aan de achterzijde van de kussens.
- Druk de elektrodekussens op de huid van de patiënt.
- Stap achteruit en druk op de SHOCK knop als u daartoe wordt opgedragen.

► Deze kussens zijn


- uitsluitend voor externe defibrillatie. Ze zijn niet voor de tempobepaling van het hart, gesynchroniseerde cardioversie of hartbewaking.
- Wegwerpartikel en uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Niet nogmaals gebruiken.
- Zelfklevend met een geleidende gel gemaakt van polymeer.
- Bewaren op een koele, droge plaats (-12°C/10°F tot 43°C/110°F)
- Niet steriel

► VOORZICHTIG

- Open het pakket niet tot net voor het gebruik van de elektrodes.
- Breng geen substanties op het huidoppervlak aan die een residu achterlaten, bv. Lotionoliën, geld, water, enz. Zorg ervoor dat het huidoppervlak droog is, d.w.z. veeg water, zweet, alcohol, enz. af.
- Gebruik een nieuw paar elektrodes als het lijkt alsof de elektrodes niet goed vastklevan.
- Gebruik bij langdurig gebruik iedere 24 uur een nieuwe set elektrodes.
- Het kleefmiddel op het schuimrubber aan de achterzijde is licht irriterend voor de huid.
- De elektrodes en de verpakking dienen als afval in overeenstemming met nationale en plaatselijke regelingen te worden aangeboden.

► WAARSCHUWINGEN

- Uitsluitend gebruiken met de Paramedic CU-ER serie die in de AED modus staat (stroomuitvoer van defibrillator is 150 Joules, stroomuitvoer van kussen is 50 Joules, nominaal)
- De prestaties van de elektrode kunnen negatief worden beïnvloed als ze uit hun verpakking worden gehaald en langdurig aan lucht worden blootgesteld hetgeen tot uitdroging kan leiden.
- Niet gebruiken als de geleidende polymeergel is uitgedroogd.
- Defibrillatoren en hun accessoires bevatten ferromagnetische materialen. Deze dienen niet te worden gebruikt in de aanwezigheid van een groot magnetisch veld veroorzaakt door een MRI (magnetische resonantie weergave) apparaat. Het bedoelde magnetische veld zorgt dat de apparatuur een kracht uitstoot die voldoende is om te leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel bij personen die zich tussen de apparatuur en het MRI apparaat bevinden.
- Defibrillatie kan ertoe leiden dat geïmplanteerde elektrische apparaten onjuist functioneren. Plaats de elektrodekussens indien mogelijk uit de buurt van geïmplanteerde apparaten.
- Gebruik in verband met mogelijk gevaar op brand en explosie de defibrillator en deze elektrodekussens niet in de nabijheid van geconcentreerde zuurstof en brandbare verduingsmiddelen.
- Het onjuist aanbrengen van een kussen kan leiden tot brandwonden bij de patiënt.



Asia

CU Medical Systems, Inc.
Dongwha Medical Instrument Complex
1647-1, Dongwha, Munmak, Wonju, Gangwon,
Republic of Korea
Tel: +82 33 747 7657
Fax: +82 33 747 7659

Europe

EU Authorized Representative of CU Medical Systems, Inc.
Medical Device Safety Service
Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany
TEL : +49 511 6262 8630
FAX : +49 511 6262 8633

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
TEL:+49 511 365 4353
FAX:+49 511 848 6054