

NL - WEGWERP VIRALE EN BACTERIËLE FILTER

GEbruIKSAANWIJZING

BEOOGD GEbruIK: Ontworpen om patiënten te beschermen tegen infectie en besmetting door apparatuur, biedt een hoge mate van bescherming tegen bacteriën en virussen met een zeer laag resistentieniveau om de nauwkeurigheid van het diagnostische resultaat te garanderen. Filter mag alleen worden aangebracht op een intacte, schone en gezonde huid.

PRODUCTIDENTIFICATIE: De identificatiegegevens (code, partij en productiedatum) staan vermeld op het etiket op de doos.

GEbruIK:

- Trek het filter eruit en controleer of zowel het apparaat als het filtermateriaal intact zijn. Gooi het anders weg en ga verder met een ander apparaat.
- Plaats het filter zonder kracht in de sensor van het apparaat, volg altijd de instructies van de fabrikant van het apparaat.
- Breng het mondstuk aan op de juiste kant.
- Gebruik het filter en het mondstuk nooit opnieuw voor andere patiënten om kruisbesmetting te voorkomen.
- Dit apparaat is niet steriliseerbaar.
- Alleen gebruiken met hulp van medisch personeel.
- Dit apparaat kan niet worden gebruikt voor neonatale doeleinden.

VERWIJDERING EN VEILIGHEID: Na gebruik moet het product worden weggegooid in normale, niet-giftige containers voor vast afval of in die van algemeen ziekenhuisafval.

CONTRA-INDICATIES: Gebaseerd op de ervaring en resultaten van verschillende analyses zijn er geen nadelige effecten als gevolg van het juiste gebruik van het product.

OPMERKINGEN: De verpakking in een individuele, door hitte verzegelde envelop (single-wrap) garandeert de afwezigheid van bacteriën, die regelmatig wordt gecontroleerd volgens het kwaliteitssysteem van de fabrikant..

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750