

**COLLARI PRONTO SOCCORSO
FIRST-AID COLLARS
COLLIERS DE PREMIER SECOURS
COLLARES PRIMEROS AUXILIOS
COLARES PRONTO SOCORRO
ERSTE-HILFE-HALSBÄNDER
ΚΟΛΑΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ELSŐSEGÉLYNYÁGOLÓK
EERSTE HULP-HALSBANDEN
OBROŻE PIERWSZEJ POMOCY
GULERE DE PRIM AJUTOR
FÖRSTA HJÄLPEN KRAGE**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.

Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorităților competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF

EL100#I (GIMA 34620) - EL100#P (GIMA 34621) - EL100#8 (GIMA 34622)
EL100#1 (GIMA 34623) - EL100#2 (GIMA 34624) - EL100#3 (GIMA 34625)
EL103#I (GIMA 34630) - EL103#P (GIMA 34631) - EL103#8 (GIMA 34632)
EL103#1 (GIMA 34633) - EL103#2 (GIMA 34634) - EL103#3 (GIMA 34635)



DASER S.r.l.
Via Trentino, 4 – Fraz. Padernello
31038 Paese (TV)
Made in Italy



KENMERKEN

GIMA EHBO-halskragen zijn ontworpen om maximale efficiëntie, comfort en veiligheid te bieden voor wat betreft ondersteuning en correctie in omstandigheden waarbij eerste hulp moet worden geboden. Ze hebben een plastic lastdragende structuur voorzien van kleine gaten die een voldoende transpiratie mogelijk maken. De binnenste bekleding is vastgezet met plastic klinknagels en is volledig wasbaar. Dit type GIMA EHBO-halskragen is voorzien van een voorste opening, zodat indien nodig tracheotomie kan worden uitgevoerd.

Alle EHBO-halskragen hebben een anatomische kinsteun en een bevestiging met klittenband, wat comfortabeler is voor de patiënt omdat een nauwkeurige afstelling mogelijk is.

Het product of de onderdelen ervan mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding zijn aangegeven.

VOORSCHRIFTEN

De GIMA EHBO-halskraag moet worden aangebracht door gekwalificeerd personeel dat in het gebruik van dit type product is opgeleid; verder moet de patiënt bewaakt worden voor zolang hij de halskraag draagt.

Aangezien het product contact kan maken of kan interageren met andere hulpmiddelen, wordt aangeraden om vooraf de fysieke en functionele compatibiliteit te controleren.

 Vraag bij aanwezigheid van plagen en besmettelijke aandoeningen een arts om een geschikte behandeling en om aanwijzingen voor de reiniging van het product!

 Gebruik het product niet als het beschadigd is. Neem contact op met uw verkoper.

Aangezien het product is gemaakt van corrosiebestendige materialen die geschikt zijn voor de omgevingsomstandigheden bij normaal gebruik, is er geen speciaal onderhoud nodig. Het is echter wel noodzakelijk het product op een gesloten plaats op te bergen en ervoor te zorgen dat het is beschermd tegen stof en vuil om de hygiënische toestand ervan te garanderen. Bovendien wordt aanbevolen het product op te slaan op een plaats die in geval van nood gemakkelijk door het personeel kan worden bereikt.

GEBRUIK

Het hulpmiddel moet aan beide zijden goed worden geplaatst en de patiënt moet volledig comfortabel zijn. Aangezien de lastdragende structuur van plastic materiaal is gemaakt, moet er voor gezorgd worden dat deze structuur geen schade of irritatie voor de patiënt veroorzaakt; verder mag de structuur bij de toepassing niet gewijzigd worden om de correcte functionaliteit ervan te garanderen. Indien de patiënt tekenen van overdruk of ongemak als gevolg van de stijfheid van het hulpmiddel vertoont, moet het onmiddellijk worden verwijderd totdat de situatie volledig is genormaliseerd. Indien de proefpersoon zelf niet in staat is dergelijke ongemakken of ongewenste effecten als gevolg van de aanwezigheid van de kraag aan te tonen, voer dan periodieke controles uit om de situatie te controleren.

De arts moet de patiënt informeren over de gebruikstijden van het hulpmiddel, afhankelijk van het soort pathologie. Het succes van de toepassing hangt af van de naleving van de instructies van de arts door de patiënt en van het voortdurende contact tussen arts en patiënt.

ONDERHOUD

Het product kan worden gewassen met koud of warm stromend water en neutrale zeep.

Gebruik geen agressieve chemische producten (bleekmiddel, ammoniak, oplosmiddelen ...), die de functionaliteit van het product zouden kunnen wijzigen. Stel het product niet bloot aan buitensporige mechanische spanningen om de functionaliteit ervan niet te wijzigen. Voer periodieke controles uit om er zeker van te zijn dat het apparaat geen wijzigingen heeft ondergaan die de functionaliteit ervan in gevaar zouden kunnen brengen.

De levensduur van het product kan variëren naar gelang van de therapeutische toepassing; om een langere levensduur van het product te garanderen, wordt aanbevolen het op de juiste wijze te gebruiken, te onderhouden en periodiek te controleren.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaard B2B-garantie van 12 maanden van GIMA is van toepassing.

	Productcode		Afgeschermd van zonlicht opslaan		Lees de gebruiksaanwijzing
	Partijnummer		Koel en droog opslaan		Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)
	Fabrikant		Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745		Medisch hulpmiddel