

**Geconcentreerde instrumentenreiniger
met proteolytische enzymen****GEVAAR****Eigenschappen**

GERMOCID ENZIMATICO is een proteolytisch enzymatisch reinigingsmiddel voor het reinigen en reinigen van medische en tandheelkundige instrumenten. Het werkt effectief tegen organisch afval, zelfs droog afval, en hardnekkig vuil: het kan worden gebruikt op glas, kunststof en metaal. VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK, geschikt voor handmatige reiniging en ook voor gebruik in ultrasone apparaten.

Gebruiksaanwijzing: Verdun GERMOCID ENZIMATICO met een verhouding van 0,6-10% in een liter kraanwater, bij voorkeur warm, en meng grondig. Voordat u de instrumenten in de bereide oplossing laat weken, is het raadzaam ze te decontamineren met een speciaal product, ze vervolgens af te spoelen met koud water en ze 10 minuten onder te dompelen in de GERMOCID ENZIMATICO-oplossing. Bij opgedroogde resten of hardnekkig vuil, de onderdompeling verlengen tot 1 uur en eventueel een tandenborstel gebruiken.

Samenstelling: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 15-30%; anionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%; enzymen; parfum (limoneen, citral), conserveermiddel (benzisothiazolinon).

Waarschuwingen: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. EUH208 Bevat: CITRAL Kan een allergische reactie veroorzaken. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305-P351-P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bevat: polymeer gealkoxylerde vetalcohol. Voor professioneel gebruik. Koel, droog en uit de buurt van warmtebronnen bewaren. Na opening, mits correct bewaard, behoudt het product de op het etiket vermelde geldigheidsduur.

Wasmiddel conform EG-verordening nr. 648/2004

Geldig: 3 jaar

Lot en vervaldatum: zie verpakking

EG MEDISCH HULPMIDDEL

Fabrikant:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

GEMAAKT IN ITALIË