

**Koude sterilisator
voor invasieve medische hulpmiddelen
perazijnzuur poeder**

GEVAARLIJK

Eigenschappen

GERMOCID POWDER bevat een precursor van perazijnzuur die wordt geactiveerd na verdunning van het poeder in lauw water; het poeder lost volledig op zonder resten achter te laten op de bodem en zonder oppervlakteschuim. De aanvankelijk blauwe vloeistof wordt kleurloos na ongeveer vijftien minuten, de tijd die het actieve bestanddeel (perazijnzuur) nodig heeft om zich te ontwikkelen en de oplossing gebruiksklaar te maken, waardoor deze een hoog kiemdodend vermogen heeft. GERMOCID POWDER kan worden gebruikt als ontsmettingsmiddel, desinfectiemiddel, sporicide, koude sterilisator van invasieve medische hulpmiddelen en hulpmiddelen in het ziekenhuis, medische en tandheelkundige praktijken. Het product kan ook worden gebruikt in de cosmetische branche op niet-invasieve toestellen. GERMOCID POWDER is ook doeltreffend als ontsmettingsmiddel en voor de desinfectie en snelle koude sterilisatie van thermogevoelige materialen zoals: endoscopen, optische vezels, transducers, enz. Door de absolute compatibiliteit met de componenten kan GERMOCID POWDER ook worden gebruikt met endoscoopwasmachines. Na gebruik kunnen de oplossingen als ongevaarlijk afval worden verwijderd.

Gebruik: Bereiding van de oplossing voor de onderdompeling: bereid het benodigde lauwe water in het daarvoor bestemde bad, waarbij erop moet worden gelet dat de temperatuur ongeveer 35°C bedraagt om het oplossen van het poeder te vergemakkelijken; giet de gebruiksdosis op basis van de gewenste activiteit; meng de oplossing totdat een heldere oplossing met een blauwe kleur wordt verkregen; wacht 15 minuten alvorens de oplossing te gebruiken. **Ontsmetting/desinfectie:** gebruik 8 g per liter water en dompel de instrumenten gedurende 10 minuten onder in de oplossing; in geval van hardnekkige organische resten, wassen met een geschikt reinigingsmiddel; na onderdompeling de instrumenten verwijderen en afspoelen; voor de beschreven activiteit blijft de oplossing werkzaam gedurende maximaal 7 dagen na de bereiding (afhankelijk van de hoeveelheid behandelde instrumenten). **Sporicide werking:** gebruik 8 g per liter water en dompel de instrumenten gedurende 10 minuten onder in de oplossing; voor de beschreven activiteit blijft de oplossing werkzaam gedurende maximaal 24 uur na de bereiding. **Desinfectie op hoog niveau/Koude sterilisatie:** gebruik 16 g per liter water en dompel de instrumenten gedurende 10 minuten onder in de oplossing; na onderdompeling de instrumenten verwijderen en afspoelen met steriel water; droog ze af en bewaar ze aseptisch; voor de beschreven activiteit blijft de oplossing werkzaam gedurende maximaal 24 uur na de bereiding.

Samenstelling: 100 gram van het product bevat:

Tetraacetylethyleendiamine 25,00 g; Natriumpercarbonaat 42,00 g; co-formulanten q.q. voor 100,00 g.

Signaalwoorden: **H302** Schadelijk bij inslikken. **H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **P264** Na het werken met dit product handen grondig wassen. **P280** Draag beschermende middelen voor de ogen/het gezicht. **P305-P351-P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **P310** Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. **Bevat:** NATRIUMPERCARBONAAT. Niet gebruiken voor instrumenten van aluminium- en nikkellegingen. Volg de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen metalen dienbladen. Voor professioneel gebruik.

Compatibiliteit met materialen: GERMOCID POWDER is zeer goed verenigbaar met de meeste materialen waarvan diverse hulpmiddelen in ziekenhuizen en in de gezondheidszorg worden vervaardigd. Compatibiliteitsonderzoeken naar GERMOCID POWDER en medische hulpmiddelen tonen geen degradatie van het medische hulpmiddel aan na gebruik van GERMOCID POWDER onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden.

Geldigheid en opslag: Het product is 2 jaar geldig vanaf de productiedatum, het moet in de originele verpakking worden bewaard. Indien de verpakking aan het einde van elke uitname op de juiste wijze wordt geopend en gesloten, zonder dat de restinhoud wordt verontreinigd door stoffen en/of agentia van buitenaf, blijft het preparaat geldig totdat het product op is. Het product is gevoelig voor vocht. Op een droge en koele plaats buiten bereik van warmte bewaren. Gebruik geen beschadigde verpakkingen.

Lot en houdbaarheid: zie verpakking

MEDISCH HULPMIDDEL EG 0546 Europese Richtlijn 93/42/EGC

Fabrikant:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
MADE IN ITALY

De waarschuwingen kunnen wijzigen als het veiligheidsinformatieblad van het product wordt bijgewerkt.