

Geconcentreerd desinfectiemiddel
voor niet-invasieve medische hulpmiddelen
met reinigende werking

GEVAARLIJK**Eigenschappen**

GERMOCID INODORE is een geconcentreerde oplossing met een snelle en doeltreffende reinigende en desinfecterende werking. Het heeft effect op Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, schimmels, mycobacteriën en virussen (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE is een specifiek product voor de reiniging en desinfectie van oppervlakken en niet-invasieve medische hulpmiddelen zoals gezichtsmaskers, tandheelkundige apparatuur en voor de behandeling van diverse apparatuur/voorwerpen zoals bureaus, armsteunen, handgrepen in medische en tandheelkundige praktijken. Door zijn grote doeltreffendheid en snelheid, zowel als desinfectie- en als reinigingsmiddel in aanwezigheid van organisch materiaal (bloed, speeksel, organisch exsudaat), kan het worden gebruikt voor alle tandheelkundige en niet-tandheelkundige instrumenten. Voor het verwijderen van vuil is geen mechanische actie nodig.

Gebruik: Gebruik het product verdund met 5-10% gedurende 15' contact voor bacteriën, 10% gedurende 15' voor schimmels, 10% gedurende 60' voor mycobacteriën, 1% gedurende 60' voor virussen als Adenovirus, 15% gedurende 60' voor virussen als HIV, HVC, HBV. Aanbrengen met sponzen, doeken, sproeiers, manuele of mechanische pompen of elk ander middel op muren en afwasbare oppervlakken. Laten inwerken en afspoelen. De verdunde oplossing is een week houdbaar bij correct gebruik en zonder verontreiniging door stoffen en/of agentia van buitenaf.

Samenstelling: 100,0 g van het product bevat: Benzalkoniumchloride 10,0 g; O-fenylfenol 1,0 g; co-formulanten; gezuiverd water q.q. voor 100,0 g.

Signaalwoorden: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Draag beschermende handschoenen en bescherm de ogen/het gezicht. P303-P361-P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305-P351-P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/raadplegen. Bevat: Quaternaire ammoniumverbindingen. Schudden voor gebruik. Het product kan niet gebruikt worden in combinatie met reinigingsmiddelen en anionogene oppervlakteactieve stoffen. Op een droge en koele plaats buiten bereik van warmte bewaren. Na het openen behoudt het product de geldigheid die op het etiket is vermeld, mits het correct wordt bewaard. Gebruik geen beschadigde verpakkingen. Voor professioneel gebruik.

Reinigingsmiddel overeenkomstig EG-reglement 648/2004

Geldigheid: 5 jaar

Lot en houdbaarheid: zie verpakking

MEDISCH HULPMIDDEL EG 0546 Europese Richtlijn 93/42/EGC

Fabrikant:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
MADE IN ITALY

De waarschuwingen kunnen wijzigen als het veiligheidsinformatieblad van het product wordt bijgewerkt.