

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS-RT, WPFS, WPFS-02, WS-01, WS-04, WS-07, WS-08, 2742*, 2742/RT*, 2837*, 3345/RT*, 3351 / RT*, 3532*, 3532/RT*, 3532DUAL/RT*, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540, 4560M, 4570M, 4631/2, 4641/P, 5050, 6060, 7061/P, CMH/1.
Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucţiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Gebruiksaanwijzing

ECG-elektroden

NL

1.0 Beoogd gebruik

De elektrode wordt op het lichaamsoppervlak aangebracht om het elektrische signaal aan het lichaamsoppervlak door te sturen naar een registratie- en bewakingsapparaat dat een electrocardiogram of vectorcardiogram genereert.

1.2 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Waarschuwingen

- Oppervlakelektroden mogen alleen op een intacte, schone huid worden aangebracht (dus niet op open wonden of laesies, of op geïnfecteerde of ontstoken gebieden).
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gebruik van het product kan leiden tot besmetting, wat infecties kan veroorzaken.

Let op

- Tijdens chirurgische procedures dienen de elektroden zover mogelijk van het elektrochirurgische gebied te worden geplaatst om ongewenste radiofrequente stroom te beperken, aangezien dit tot brandwonden kan leiden.
- Elektroden mogen uitsluitend worden gebruikt door of in overleg met een zorgverlener die vertrouwd is met de juiste plaatsing en het gebruik ervan.
- U mag de elektroden niet waken, spoelen of steriliseren. Dergelijke procedures kunnen schadelijke resten achterlaten of storing van de elektroden veroorzaken.
- Om het risico van huidirritatie te beperken, dient u de

1.1 Contra-indicaties

Geen bekend.

- Na verwijdering van de elektroden van het schutvel, moet dit schutvel in de daartoe bestemde afvalbak worden weggegooid.
- Behalve voor de elektroden MR-voorwaardelijk: Haal de elektrode van de patiënt bij het uitvoeren van een MRI-scan, want dit kan brandwonden bij de patiënt veroorzaken.

- elektroden bij hernieuwde plaatsing op een ander stuk huid te bevestigen.
- Elektroden kunnen de huid beschadigen als ze onvoorzichtig worden verwijderd.
- Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
- Elektroden zonder aansluitkabel mogen alleen worden gebruikt met aansluitkabels die voldoen aan IEC 60601-1.
- Voor de elektroden MR-voorwaardelijk: Tijdens een MRI-scan moeten de elektroden worden gebruikt met aansluitkabels die voor MRI bestemd zijn.

1.3 Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van het gebruik van oppervlakelektroden zijn huidreacties zoals brandwonden, roodheid, jeuk en kleine blaren.

1.4 Algemene opmerkingen

Als tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, meld dit dan aan de fabrikant en uw nationale autoriteit.

2.0 Toelichting op de gebruikte symbolen

Symbolen voor de witte/blauwe Ambu-sensorelektroden	Indicatie	Symbolen voor de witte/blauwe Ambu-sensorelektroden	Indicatie	Symbolen voor de witte/blauwe Ambu-sensorelektroden	Indicatie
	Medisch hulpmiddel		Natte gel		Stof
	Röntgendoorlaatbaar		Polymeer		Schuim
	Vaste gel		Elektrische veiligheid type BF toegepast onderdeel.		
	Voorwaarde magnetische resonantie. Alleen statisch magnetisch veld van 1,5 Tesla en 3 Tesla. Maximaal spatieel gradiëntveld van 25.000 Gauss/cm of 250 Tesla/m. Maximaal gemiddeld specifiek absorptietempo (SAT) voor het hele lichaam van 2 W/kg voor 15 minuten scannen. * Het maximaal spatieel gradiëntveld van 12.900 Gauss/cm of 129 Tesla/m.				

3.0 Gebruiksaanwijzing

- Waar nodig zones in kwestie reinigen met milde zeep en water, en grondig drogen.
- Alleen voor volwassenen: zo nodig haar afscheren op erg behaarde plaatsen. Schuur de huid alleen licht op als de huidimpedantie te hoog is.
- De juiste plaatsing van de elektroden wordt gewoonlijk bepaald door het ziekenhuis/de arts en/of plaatselijke protocollen/procedures.
- Schutvellen kunnen scherpe hoeken hebben en bijgevolg moeten de elektroden voorzichtig uit de zak worden gehaald. Trek de elektrode van het schutvel en plaats ze op de huid. Gooi het schutvel onmiddellijk weg na verwijdering van elektroden.
- Bij gebruik van elektroden met connectors moet de connector zo worden geplaatst dat de aansluitkabels in dezelfde richting naar de apparatuur lopen.
- Plaats de elektrode op de huid door de hechttrand rondom met een ronde, soepele beweging stevig aan te drukken.
- Sluit de aansluitkabel van het ECG-bewakingsapparaat aan op de elektrode.
- Elektrode verwijderen: til het lipje of de rand van de elektrode voorzichtig op en blijf daarbij dicht bij de huid. Trek de elektrode langzaam van de huid en houd daarbij de vrijkomende huid tegen terwijl de elektrode wordt verwijderd. Houd de elektrode tijdens het wegtrekken dicht bij de huid. Verwijder de elektrode niet in de hoek van 45 graden om het risico van mechanisch letsel te beperken.
- Zelfklevende elektroden moeten worden vervangen als ze niet goed meer op de huid plakken.
- Gelresten kunnen met papieren doekjes of water worden verwijderd.
- De elektroden in een geopende zak kunnen uitdrogen, open de zak dus enkel wanneer dit nodig is.
- De elektroden zijn wegwerpbaar en moeten in overeenstemming met de lokale ziekenhuisprocedures worden afgevoerd.

4.0 Duur van toepassing (tijd in uren)

Artikelennummer	Gelsysteem	Lijsysteem	Sensormateriaal	Patiëntaanduiding	Opties – Gebruikstoepassing	Duur van toepassing (uren)
BS-TAB-2300	Vaste gel	Vaste gel	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	1/2
WS	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
WS/RT	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
WSP25	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Kind	Rust/langdurend	48
WSP30	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassenen/pediatrich	Rust/langdurend	48
0215M	Vaste gel	Vaste gel	Ag/AgCl	Kind	Rust	1/2
0315M	Vaste gel	Vaste gel	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	1/2
0415M	Vaste gel	Vaste gel	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	1/2
0715M	Vaste gel	Vaste gel	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	1/2
2742	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassenen/pediatrich	Rust	24
2742/RT					Langdurend**	48
2837	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	1/2
3245D/RT	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Rust/langdurend	48
3351/RT	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Stress/rust/bewaking	48
3552	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	24
3552/RT					Langdurend**	48
3552DUAL/RT					Rust/langdurend	48
4200	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
4300	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
4242	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Stress/langdurend	48
4440	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Langdurend	48
4500M	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
4500M-H	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
4530	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	24
4535M	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
4540	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Rust	24
4560M	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Stresstest	24
4570M	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Kind	Kortdurend	24
4831Q	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassenen/pediatrich	Kortdurend	24
4841P	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24
5050	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Stress/langdurend	48
6060	Natte gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Stress/langdurend	48
7841P	Vaste gel	Acryl	Ag/AgCl	Volwassene	Kortdurend	24