

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

Technische specificaties:

1. Afmetingen (L*B*H): Uitgeklapte afmetingen: 196*50*18 (cm) Ingeklapte afmetingen: 106*50*15 (cm)
2. Ingeklapt naar rolstoel: Hoogte rugleuning: 136cm Hoogte zitting: 52cm
3. Nettogewicht:9kg Brutogewicht:11kg
4. Belastbaarheid: 159kg



Gebruiksmethode:

1. Zoals getoond op Afbeelding 1: Wanneer de aluminium rolstoelbrancard gebruikt wordt in de uitgeklapte configuratie, wordt aangeraden om voor de patiënt op de brancard de veiligheidsgordel te gebruiken.
2. Brancard ingeklapt naar rolstoel, zoals op Afbeelding 2. Klap eerst in en til dan op in de richting aangegeven door de pijl om de positie van Afbeelding 3 te bereiken. Maak de veiligheidsstop vast (zorg ervoor dat de veiligheidsstop 2 wordt vastgehaakt op de veiligheidsbout 1).
3. Afbeelding 3 toont de steunvoeten; ook is een ander type op wielen verkrijgbaar. De prestaties, het gebruik en de gebruiksbestemming van het product zijn hetzelfde.
4. De brancard in de ingeklapte configuratie, zoals op Afbeelding 4, vereenvoudigt het vervoer in gesloten omgevingen (bij brancard in de configuratie van Afbeelding 3 moet de veiligheidsstop ontgrendeld worden en plaats dan de voet op de stang naast de wielen en verplaats de beklede stang van de rugleuning omhoog om de brancard naar de configuratie van Afbeelding 1 te brengen; op dit punt kan de brancard worden ingeklapt).

Gebruiksbestemming:

Het product kan worden gebruikt in moeilijk bereikbare omgevingen, zoals smalle of bochtige gangen of trappen over meerdere verdiepingen.

Onderhoud:

1. Reinig regelmatig (inclusief de desinfectie).
2. Controleer regelmatig op losgeraakte onderdelen.

Opgelet

Controleer bij het gebruik van de veiligheidsgordel dat deze in goede staat verkeert; controleer ook of de stop correct op de veiligheidsbout wordt bevestigd wanneer de brancard in de configuratie rolstoel wordt gebruikt.

Opslag en vervoer:

1. Dit product moet worden bewaard in een niet-corrosieve omgeving, beschermd tegen vocht.
2. Dit product kan vervoerd worden met normale transportmiddelen.
3. Neem voor de opslag en het vervoer de op de verpakking aangegeven pictogrammen in acht.

Verpakking en accessoires:

1. Dit product is verpakt in een kartonnen doos.
2. Accessoires: Conformiteitsverklaring, gebruikershandleiding.

	Fabrikant		Koel en droog opslaan		Geïmporteerd door
	Productcode		Niet steriel		Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)
	Partijnummer		Medisch hulpmiddel		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Lees de gebruiksaanwijzing		Productiedatum		
	Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745				

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De Gima standaard B2B-garantie van 12 maanden is van toepassing.