



NO BRUKERHÅNDBOK



C201 / C202 - REV.08 - 13/01/2025



NO

BRUKERHÅNDBOK C201/C202

Ved å velge WUNDER profesjonelle søylevekter mod. C201/ C202 har du kjøpt et apparat med høy presisjon. WUNDER har satt sin ekspertise til tjeneste for helsen i mer enn 40 år.

Wunders mekaniske vekter C201 og C202 **oppfyller de gjeldende forskriftene for sykehus, legekontorer og institusjoner for døgnbehandling.**

Personvektene C201/C202 er **medisinske instrumenter i klasse Im med målefunksjon og er kalibrert i samsvar med nøyaktighetsklasse III** (i henhold til 2017/745 og 90/384 EØF).

INNHold

1. GENERELLE BESTEMMELSER	3
2. SIKKERHET	4
3. BESKRIVELSE OG TILTENKT BRUK	4
4. TEKNISKE EGENSKAPER	5
5. INSTALLASJON	5
6. INSTRUKSJONER FOR BRUK	8
7. BRUK AV HØYDEMÅLER	9
8. VEDLIKEHOLD OG SERVICE	10
9. AVHENDING AV PRODUKTET	10
10. GARANTI	11
11. SAMSVAR	12
12. IDENTIFIKASJONSSKILT	12

1. GENERELLE BESTEMMELSER



Les denne håndboken før du bruker instrumentet ettersom den gir viktig informasjon som gjelder SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.

Beskrivelsene og illustrasjonene i denne håndboken er ikke bindende.

WUNDER forbeholder seg retten til å foreta endringer som de anser som nødvendige for forbedring uten å måtte oppdatere denne publikasjonen.

Konvensjoner:

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	MEDISINSK ENHET SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED REGULERING (EU) 2017/745
	EGNET VERKTØY FOR JURIDISK BRUK, I SAMSVAR MED DIREKTIV 2014/31/EU OG DEN EUROPEISKE STANDARDEN EN45501
	MEDISINSK ENHET
	UNIK ENHETSIDENTIFIKASJON
	INSTRUMENT I SAMSVAR MED DIREKTIV OM IKKE-AUTOMATISKE VEKTER NAWI KLASSE III 90/384 - 2014/31/EU OG DEN EUROPEISKE STANDARDEN EN45501
	VÆR OPPMERKSOM! PLASSERT FØR PROSEDYRENE BESTEMMES. FØLGER MAN IKKE DETTE KAN DET MEDFØRE SKADE PÅ OPERATØREN ELLER PASIENTEN OG PRODUKTET
	LES NØYE DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR PRODUKTET TAS I BRUK
	PRODUSENT: WUNDER SA.BI. SRL – VIA VECCHIA PER MONZA, 20 – TREZZO S/ADDA (MI), ITALY

2. SIKKERHET



VÆR OPPMERKSOM!

Operatørene må lese nøye denne håndboken, følge instruksjonene i denne og bli kjent med korrekte prosedyrer for bruk og vedlikehold av instrumentet.

Produsenten påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder tap av fortjeneste eller annen kommersiell skade som kan skyldes bruk av produktet som ikke er i samsvar med det som er beskrevet i denne håndboken.

- Ta vare på denne bruksanvisningen og samsvarserklæringen for konsultasjon og bruk den ved med opplæring av personell.
- Ikke overbelast instrumentet utover maksimal kapasitet.
- Ikke fest last på en brå måte.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander for å trykke på tastene.
- Ikke prøv å åpne instrumentet.
- Ikke fjern forseglingene som er på instrumentet.
- Ikke legg instrumentet i vann eller andre væsker.
- Utfør regelmessig vedlikehold og påfølgende målingskontroller.

Du må rapportere alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med det medisinske utstyret du leverer, til produsenten og til den kompetente myndigheten i den medlemsstaten der du befinner deg.

3. BESKRIVELSE OG TILTENKT BRUK

Denne enheten er beregnet på å brukes til å veie personer for generelle diagnostiske formål.

Personell som skal bruke produktet: ansatte og leger som er kjent med produktet.

Kontroll og ansvar: det medisinske utstyret må brukes under oppsyn av en kvalifisert lege eller kvalifisert personell for vedlikehold og periodiske kontroller.

Begrensninger i bruk: dette medisinske utstyret må kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Produktets levetid: 7 år

4. TEKNISKE EGENSKAPER

Modell	C201	C202
Kapasitet	200kg	220kg
Divisjon	100g	100g
Produsent	Wunder Sa.bi.srl Trezzo S/Adda Milano Italy	
OIML-godkjenning	Klasse III	
Måleenheter	kg	
Driftstemperatur	5°C / 35°C	
Tilbehør inkludert	Teleskopisk høydemåler 60-212 cm / 24-84 tommer Inndeling 1mm - $\pm$ 5mm / 0,25 tommer	

5. INSTALLASJON

Før du fortsetter med installasjonen, må du kontrollere innholdet som er oppført nedenfor:

1. Søyle og hode med veiesystem
2. Søyletrekkstang (stang inne i søylen)
3. Base med plattform av gummi
4. Teleskopisk høydemåler
5. Transporthjul
6. Monteringssett: 10 x skruer og 1 x nøkkel til søyletrekkstangen
7. Bruksanvisning

5.1 MONTERING AV SØYLEBASE

**ADVARSEL!**

**Hold basen og plattformen sammen under vippefasen,
for å unngå at spakbøssingene løsner.**

1. Plasser vektssøylen horisontalt på et bord (se fig. 1)
2. Løsne de røde kablene som holder spakene på plass
3. Trekk ut stangkoblingen med den medfølgende nøkkelen og hekt den lange spaken på basen til den kobles sammen med stangkoblingen på søylen (se fig. 2-3)
4. Plasser vekten forsiktig på bakken

fig. 1



fig. 2





fig. 3

5.2 FESTE AV SØYLEN TIL BASEN

Plasser veieapparatet på gulvet og fest søylen til understelet med de fire medfølgende skruene (se fig. 4). Kutt deretter klemmen som binder basen.





fig. 4

5.3 MONTERING AV STØTTEN STÅENDE PÅ BASEN

Skrut ut skruene fra den svarte plattformen, plasser støtten ved å justere den etter hullene på plattformen, og skru den fast med de 4 medfølgende skruene (se fig. 5).



5.4 MONTERING AV HØYDEMÅLEREN PÅ SØYLEN

Fest høydemåleren med de to sekskantskruene som vist i fig. 6-7




fig. 6




fig. 7

6. INSTRUKSJONER FOR BRUK


Plasser instrumentet på et flatt underlag.

Gå frem på følgende måte for å utføre **nulljustering**:

1. Flytt indikatoren "kg" angitt i punkt (A) i figuren til null
2. Flytt indikatoren "g" som er angitt i punkt (B) til null
3. Juster (vri) skruen som er angitt i punkt (C) til pilen på balansestangen er på linje med det røde merket, som angitt i punkt (D)

Gå frem på følgende måte for å **veie riktig**:

4. Gå opp på veieplattformen
5. Flytt indikatoren "kg" for å måle kilogram, og flytt indikatoren "g" for å måle gram ($d=100g$)
6. Når stangen holder seg i balanse og pekefingeren (inngravert pil) er på linje med det røde merket, er vekten korrekt.
7. Les vekten med de to indikatorene (kg - g)
8. Gå sakte ned fra plattformen ved å flytte de to indikatorene på null



7. BRUK AV HØYDEMÅLER



VÆR OPPMERKSOM!

For høydemåling plasseres pasienten på veieplattformen.

MÅL OVER 130 cm		
		
Hev stangen	Plasser klaffen horisontalt	Senk stangen til det punktet der klaffen berører pasientens hode. Høyden leses av ved den røde linjen.
MÅL LAVERE ENN 130 cm		
		
Senk hodeklaffen. Trykk på den røde spaken som er innringet på bildet, og senk den svarte glidestøtten.	Løft hodeklaffen.	Senk stangen til det punktet der hodeklaffen berører pasientens hode. Høyden avleses ved de to små hvite trekantene.

8. VEDLIKEHOLD OG SERVICE



ADVARSEL!

Vi anbefaler at du kontrollerer ditt instrument med et korrekt periodisk vedlikehold.

Vi anbefaler at denne kontrollen utføres av personell som er kvalifisert for denne oppgaven.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt teknisk kundeservice hos **WUNDER** som står til disposisjon.

For bedre og lengre levetid for produktet er det lurt å regelmessig utføre en grundig generell rengjøring.

Instrumentet rengjøres med en myk klut, fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av løsemidler eller slipemidler. Ved langvarig inaktivitet av instrumentet, fjern batteriene fra batterirommet og dekk til instrumentet for å holde det intakt. Ikke utsett instrumentet for støt eller overdreven mekanisk belastning under transport. I tilfelle reparasjon eller assistanse kontakt din forhandler eller et autorisert servicesenter ved å kontakte service2@wunder.it eller sales@wunder.it.

9. AVHENDING AV PRODUKTET

Sette vekk:

Dersom innretningen settes vekk for en lengre periode må man sørge for å beskytte de deler som kan skades av eventuelle oppsamlinger av støv.

Kassering:

Når man bestemmer at dette produktet ikke skal brukes mer må det gjøres uvirksomt. Vi anbefaler også at de deler som kan være årsak til fare gjøres ufarlige.

10. GARANTI

Dette sertifikatet må oppbevares frem til garantiens utløpsdato.

Den må fremlegges sammen med fakturaen, skattekvitteringen eller pakkseddelen som viser navnet på forhandleren og salgsdatoen, når det kreves en teknisk inngripen. I motsatt fall mister brukeren alle garantirettigheter. Garantien begynner å løpe fra kjøpsdatoen og gjelder i den perioden som er angitt i den aktuelle katalogen/listen. Garantien innebærer kostnadsfri utskifting eller reparasjon, innenfor de fastsatte tidsfrister, av apparatets komponenter som etter produsentens uomtvistelige mening viser seg å være defekte ved kilden; Wunder vil derfor ha rett til å reparere eller erstatte artikkelen.

Garantien dekker ikke:

- Transportskader, fallskader, skader forårsaket av uaktsomhet og tukling
- Skade på grunn av manglende evne til å bruke enheten og feilaktig bruk av den
- Skader som skyldes feil installasjon av apparatet og reparasjoner utført av uautorisert personell
- Hjemmebesøk for bekvemmelighetskontroller eller mistanke om feil
- Rutinemessig vedlikehold og det som kan anses som normal slitasje på grunn av bruk

Serviceinngrep kan også nektes når utstyret har blitt modifisert eller ombygget på noen måte. Hvis apparatet repareres hjemme, må brukeren betale den faste utreisekostnaden. Hvis apparatet derimot repareres på et av Wunders autoriserte servicesentre, vil kostnadene og risikoen for transport bæres av brukeren.

Wunder er heller ikke ansvarlig for skader av noe slag, som direkte eller indirekte kan forårsakes på personer, dyr eller eiendom som følge av manglende overholdelse av alle instruksjonene i denne bruksanvisningen eller på annen måte som følge av feilaktig bruk.

Bergamo-domstolen har jurisdiksjon for enhver tvist.

11. SAMSVAR

WUNDER VEKT MODELL: C201 / C202
Vi bekrefter at dette instrumentet har blitt kontrollert og har bestått funksjonstesten. Det er i samsvar med følgende standarder og direktiver: EN 45501/ EN60601-1 / EN60601-1-2 FORORDNING (EU) 2017/745 – Medical Device Regulation

12. IDENTIFIKASJONSSKILT



VÆR OPPMERKSOM!

På det påsatte metrologiske skiltet angis produksjonsår (M YY) eks. M 24 = 2024, M 25 =2025...osv.

 Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy REF C201 Max = 200 kg Min = 2 kg +5 °C / +35 °C e = 100 g CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
 2025-01-16 (01)08052570460021 (11)250116 (21)C24010000  IC: 00008 SN C24010000	
 Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy REF C202 Max = 220 kg Min = 2 kg +5 °C / +35 °C e = 100 g CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
 2025-01-16 (01)08052570460038 (11)250116 (21)C24010000  IC: 00008C SN C24010000	