



GINA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ANVISNINGER

Kirurgiske hudmarkører fra Tondaus er ment å brukes til oppmerking på menneskehuden i forbindelse med vanlig kirurgi, tarmkirurgi, ortopedi, nervekirurgi, kardiovaskulær kirurgi og røntgen.

KONTRAINDIKASJONER

Ikke bruk på skadede slimhinner og hud, eller på hvis det finnes åpne sår.

FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER

- 1). Pasienter burde testes for allergiske reaksjoner mot Krystallfiolett/Allurarødt AC/Indigo/Titanoksid (merket med forskjellige farger). Hvis pasienten føler seg uvel under påføringen må man umiddelbart avslutte bruken av produktet.
- 2). Dette produktet kan brukes kun en gang på en enkelt pasient for å unngå kryssinfeksjon.
- 3). Dette produktet burde brukes på tørr hud. Hvis pasientens hud er våt eller svett, må man tørke av huden før påføring. Tørk og frisk opp, følg deretter instruksjonene over.
- 4). Vær forsiktig og beskytt tuppen på pennen når den er i bruk. Dekk til pennen når den ikke er i bruk, for å unngå at den tørker ut.
- 5). Pakken må brukes med en gang den er blitt åpnet. Må ikke brukes hvis pakken er skadet eller møkkete. Etter bruk må produktet kastes som medisinsk avfall.
- 6). Ikke dypp eller tørk av produktet med et organisk løsningsmiddel. Organiske løsningsmidler kan skade produktet.
- 7). Må brukes av trent helsepersonell.
- 8). Må kastes som medisinsk avfall etter bruk.

BRUKSINSTRUKSJONER

- 1). Sjekk at den innvendige pakken er intakt før bruk. Må ikke brukes hvis den innvendige pakken sprekker.
- 2). Desinfiser og tørk av huden (merk: huden må være tørr før bruk).
- 3). Bruk en markørpenn til å merke opp huden.
- 4). Bruk en løsning med 75% alkohol for å fjerne merkingen.

LAGRINGS- OG TRANSPORTBETINGELSER

- 1). Dette produktet må oppbevares på et kjølig, godt ventilert og tørt sted. Unngå kontakt med vann, direkte sollys, høye temperaturer eller luftfuktighet, samt korrosive gasser. Temperatur: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, luftfuktighet: $\leq 90\%$, vær oppmerksom på rottefeller og insektmidler for å unngå skade på pakken.
- 2). Medisinske hudmarkører til engangsbruk kan fraktes med vanlige transportmetoder, men man må unngå støt, vibrasjoner og regn/snø under transporten.

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas 12-måneders standard B2B-garanti gjelder

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbrikante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصنع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaa Meditech Co., Ltd.
 3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
 Community, Houjie Town,
 Dogguan, Guangdong, China.
 Made in China



TR03

TD01



MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
 80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
 export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

