

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following
Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.

- Instructions for use
- Инструкции за употреба
- Návod k použití
- Brugervejledning
- Bedienungsanleitung
- Οδηγίες χρήσης
- Instrucciones de uso
- Kasutusjuhend
- Käyttöohjeet
- Mode d'emploi
- Upute za upotrebu
- Használati útmutató
- Istruzioni per l'uso
- 使用説明書
- Naudojimo instrukcija
- Lietošanas pamācība
- Gebruiksaanwijzing
- Bruksanvisning
- Instrukcja użycia
- Instruções de utilização
- Instrucţiuni de utilizare
- Инструкция по применению
- Návod na použitie
- Navodila za uporabo
- Bruksanvisning
- Kullanım talimatları
- 使用说明

EKG-elektroder

1.0 Bruksområde

Elektroden settes på kroppsoverflaten for å overføre det elektriske signalet ved kroppsoverflaten til en opptaks- og overvåkingseenhet som produserer et elektrokardiogram eller vektorkardiogram.

1.1 Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

1.2 Advarsler og forholdsregler

Advarsler

- 1. Overflateelektroder skal kun legges på intakt, ren hud (feks. ikke over åpne sår, lesjoner eller infiserte/betente områder).
- 2. Kun for engangsbruk. Gjenbruk av produktet kan forårsake kontaminering, som kan føre til infeksjoner.

Forsiktighetsregler

- 1. Under kirurgiske prosedyrer skal elektrodene være plassert så langt borte fra det elektrokirurgiske området som mulig, for å minimere uønsket RF-strøm som kan føre til brannsår.
- 2. Elektroder skal bare brukes av eller i konsultasjon med helsepersonell som er kjent med riktig plassering og bruk av elektrodene.
- 3. Elektrodene må ikke bløtlegges, skylles eller steriliseres, da slike prosedyrer kan etterlate skadelige rester eller forårsake funksjonsfeil på elektrodene.
- 4. Finn et nytt hudområde hvis elektroden må

- 3. Etter at elektrodene er fjernet fra beskyttelsesfilmen, skal beskyttelsesfilmen kasseres i en egen avfallsbeholder.
- 4. Unntatt SU-00-C: Fjern elektroden fra pasienten når MR-skanninger utføres, da disse kan forårsake brannskader på pasienten.
- 5. plasseres på nytt, for å minimere risikoen for hudirritasjon.
- 6. Elektroder kan skade huden hvis de fjernes skjeddsløst.
- 7. Ifølge amerikansk lovgivning skal dette produktet kun selges av eller etter henvisning fra en lege.
- 8. Elektroder uten tilkoblet ledning skal kun brukes sammen med ledninger som er i samsvar med IEC 60601-1.
- 9. Kun for SU-00-C: Under MR-skanning skal elektrodene bare brukes med MR-kompatible ledninger.

1.3 Potensielle bivirkninger

Potensielle bivirkninger forbundet med bruk av overflateelektroder er hudreaksjoner som brannsår, rød hud, kløe i huden og små blemmer.

1.4 Generelle merknader

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av enheten eller som følge av bruk, må det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

2.0 Symbolforklaring

Symboler for Ambu EKG-elektroder	Indikasjon	Symboler for Ambu EKG-elektroder	Indikasjon	Symboler for Ambu EKG-elektroder	Indikasjon
	Medisinsk utstyr		Skum		Mikropore
	Produksjonsland		Våt gel		Polymer
	Røntgentransparent		Elektrisk sikkerhet Type BF anvendt del		
	MR-betinget. Statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3 Tesla, med felt med høyeste romgradient på 12 900 G/cm eller 129 T/m. Maksimal gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate for hele kroppen (SAR) på 2 W/kg (maks. temp.økning 2,2 °C (1,5 Tesla) og 1,5 °C (3 Tesla)) eller 4 W/kg (maks. temp.økning 4,4 °C (1,5 Tesla) og 3,1 °C (3 Tesla)) for 15 minutter med skanning.				

3.0 Bruksanvisning

- Rengjør om nødvendig påføringsområder med mild såpe og vann, og tørk grundig.
- Kun for voksne: Om nødvendig, klipp håret i områder med mye hår. Vær forsiktig hvis hudens impedans er for høy.
- Korrekt plassering av elektrodene bestemmes vanligvis av sykehuset/legen og/eller av lokale protokoller/prosedyrer.
- Beskyttelsesfilmer kan ha skarpe hjørner, og det skal utvises forsiktighet når elektroder fjernes fra posen. Fjern elektrodene fra beskyttelsesfilmen og sett elektroden på huden. Kasser beskyttelsesfilmen umiddelbart etter at elektrodene er fjernet.
- Ved bruk av elektroder med kontakter eller forhåndsmonterte ledninger, skal kontakten eller den forhåndsmonterte ledningen plasseres i en slik retning at ledningene går i samme retning mot utstyret.
- Plasser elektroden på huden ved å trykke lett rundt den klebende kanten med jevne og bestemte bevegelser.
- Koble ledningen fra EKG-overvåkingseenheten til

- elektroden. Hvis elektroden er forsynt med en forhåndstilkoblet ledning, kan den kobles direkte til EKG-enheten
- Fjerning av elektrode: Løft forsiktig fliken eller kanten av elektroden, uten å løfte den for høyt opp, og trekk elektrodene langsomt av huden. Hold og støtt ned huden som eksponeres etterhvert som elektroden fjernes. Hold elektrodene nær hudoverflaten mens du trekker den av og tilbake over seg selv. Ikke fjern elektrodene med 45-graders vinkel, da dette medfører høyere risiko for mekanisk trauma.
- Selvklebende elektroder skal erstattes hvis de ikke lenger festes skikkelig til huden.
- Gelerester kan fjernes med papirservietter eller vann.
- Elektroder i en åpen pose kan tørke ut. Åpne derfor ikke posen for det er nødvendig.
- Elektrodene er til engangsbruk, og må kasseres i samsvar med de lokale retningslinjene på sykehuset.

4.0 Anvendelsens varighet (tid i timer)

Artikkelnummer	Gelesystem	Klebesystem	Sensormaterialer	Pasientindikasjon	Anvendelsens varighet
L	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	72
M	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
N	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Barn	24
P	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Barn	24
Q	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
QR	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
R	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
SP	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
SU	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
T	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	24
VL	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	72
VLC	Våtgele	Akryl	Ag/AgCl	Voksen	72