

## Bruksanvisning

### Hud- yttemperaturprober

Fäst sensoren t.ex. vid fingret eller tån med hjälp af plåster.  
Undvik kärkcompression.  
Säkre ledningen ytterligare med plåster.  
Mätvärdet uppnås efter cika 3 min.

### Centraltemperaturprober

Med dessa prober kan temperaturen mätas i oesophagus, nasopharynx, rectum eller hörselgången frem til trumhinnan. Säkre ledningen ytterligare med plåster.  
Mätvärdet uppnås efter cika 3 min.

### Placering i oesophagus

Proben skal placeras i den nedre fjärdedel av oesophagus.

### Placering i nasopharynx

Placering är på rätt plats då man känner et motstånd och probes börjar böja sig.  
Det finns risk för näsblödning vid denna placering af proben.

### Placering i rectum

Placering är på rätt plats då dess spets är innanför analsfinktern.  
Var god använd engångsskyddshylsor. PC1

### Inneröra användning

Sensorspetsen förs in fram til trumhinnan.  
Läg bomull tunt tilliedningen och slut därmed till hörselgången.

*Det kan vara stora temperaturskillnader mellan olika delar i kroppen. Att mäta temperaturen från två olika ställen t.ex. oesophagus/perifert ger en indirekt information om blodflödet.*

### Rengöring

Ta bort fästplåstret, klisterrester kan avlägsnas med rengöringsbensin.  
Rengör med en fuktig trasa och såpvtatten.  
Doppa inte anslutningskontakten i rengöringslösning.

### Desinficering

Desinficera den rengjorda proben med etanol, isopropylalkohol, 70%

### Sterilisering i autoklave

121°C för 20 min.

MAX. 121°C

### Kemisk sterilisering

Ethylenoxyd.

MAX. 80°C

### Säkerhetsoplysning

Skadade produkter får inte användas!

**MDD:** 93/42/EEC Annex II, Sec. 3.2 Class IIa  
**QMS:** EN ISO9001 & EN46001  
**Std:** EN60601 / EN12470-4  
**Ref:** 2252 ohm / 25°C  
**Tol:** 0-25°C: ±0,2°C; 25-50°C: ±0,1°C  
**Pwr:** Max 100 µW RA5-RB4-OS4-OS3-S18-S10  
Max 70 µW OS2 - S06 - TM1



# EXACON

Temperature Probes  
Temperatursonden  
Sondes de température  
Temperatuursensoren  
Sonde di temperatura  
Sondas de temperatura  
Temperatursensorer  
Temperaturprober

*Instructions for use  
Hinweise zum Gebrauch  
Instructions d'utilisation  
Algemene informatie  
Istruzioni per l'uso  
Instruções para su uso  
Informação Geral  
Brugsanvisning  
Bruksanvisning*



Medical Device Directive 93/42/EEC  
Annex II, section 3.2 - Class IIb  
QMS: EN ISO9001 & EN46001

### Ordering information

**Bestellinformation**  
**Références de commande**  
**Información para pedidos**  
**Codici d'ordine**  
**Bestillingsnumre**

### Ordering example:

Standard: **D-OS3JK**  
Autoclave: **D-OS3A'**  
HP: **D-OS3HP**  
Siemens': "A"  
SC6000: "SA"  
SC9000: "SA"

### Rectal / Rektal / Rectale / Recto / Rettale

D-RA5"+ Adults

D-RB4"+ Infants

### Central / Zentral / Centrale / Centrali

D-OS4"+ Adults

D-OS3"+ Infants

D-OS2"+ Neonates

D-TM1"+ Tympanic

### Skin / Haut / Cutanée / Piel / Cutanee

D-S18"+ Adults

D-S10"+ Infants

D-S06"+ Neonates

MAX. 80°C


ChemSter



D-RA5JK  
D-RB4JK  
D-OS4JK  
D-OS3JK  
D-S18JK  
D-S10JK  
D-OS2A / JK / HP / SA  
D-S06A / JK / HP / SA  
D-TM1A / JK / HP / SA

MAX. 121°C

ChemSter & Autoclave




D-RA5A / HP / SA  
D-RB4A / HP / SA  
D-OS4A / HP / SA  
D-OS3A / HP / SA  
D-S18A / HP / SA  
D-S10A / HP / SA

"JK"



"A"



"HP"



"SA"

