

180.00 mm

Value&Safe

Mascherina filtrante - Con elastico - bianca

Μάσκα Φιλτραρίσματος - Με βρόχους αυτιών - λευκή

Mască filtrantă - Cu prindere după urechi - albă

Maska z filtrem - Z pętlą na uszy - biała

Filtrační maska - S ušními smyčkami - bílá

FFP2 NR

>94%

1 Pezzo
Τεμάχιο
Bucată
Sztuk
Kus

 GIMA

Questa mascherina respiratoria è adatta per proteggere contro gli aerosol solidi e liquidi non tossici - NON STERILE, MONOUSO, ANTIPOVERE - 42,8% TNT, 28,6% cotone ad aria calda, 28,6% tessuto meltblown - Non schiacciare eccessivamente durante il trasporto per evitare di danneggiare la confezione. Validità di 3 anni, non utilizzare oltre il periodo di validità.

Αυτή η μάσκα αναπνευστικής προστασίας είναι κατάλληλη για χρήση ενάντια στα μη τοξικά στερεά και υγρά αερολύματα. - ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ - 42,8% TNT, 28,6% βαμβάκι ζεστού αέρα, 28,6% ύφασμα meltblown - Μην το συνθλίβετε υπερβολικά κατά τη μεταφορά για να μην προκληθεί ζημία στη συσκευασία. Ισχύει 3 ετών, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος.

Acestă mască de respirație este potrivită pentru protejarea împotriva aerosolilor solizi și lichizi netoxici - NESTERILĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, ANTI PRAF - 42,8% TNT, 28,6% bumbac cu aer cald, 28,6% țesătură netesută - Nu strângeți excesiv în timpul transportului pentru a evita deteriorarea ambalajului. Valabilitate 3 ani, a nu se utiliza dincolo de perioada de valabilitate.

Przedmiotowa maska jest odpowiednia do ochrony przed nietoksycznymi pylnymi i stałymi aerozolami - NIESTERYLNA, JEDNORAZOWA, PRZECIWPYŁO- WA - 42,8% TNT, 28,6% bawełna na gorące powietrze, 28,6% materiał meltblown - Nie ścisnąć nadmiernie podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia opakowania. Ważność 3 lata, nie używać po upływie terminu ważności.

Tento respirátor je vhodný pro ochranu před netoxickými pevnými a kapalnými aerosoly - NESTERILNÍ, JEDNORÁZOVÁ, PROTI PRACHU - 42,8% TNT, 28,6% horkovzdušná bavlna, 28,6% tkanina meltblown - Během přepravy nadměrně nestlačujte, aby nedošlo k poškození balení. Použitelnost 3 roky, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009

Per indossare

1. Posizionare il nasello sul naso e la maschera su mento.
2. Tirare gli elastici dietro le orecchie e sistemare la maschera.
3. Adattare il nasello al naso.
4. Verificare l'aderenza al viso.

ATTENZIONE

- a. È prevedibile un rischio se il prodotto viene utilizzato in ambiente chirurgico o con esposizione significativa a liquidi e fluidi corporei o altri fluidi pericolosi, se viene utilizzato in un ambiente clinico dove esiste un alto livello di rischio di infezione per inalazione o se viene utilizzato in presenza di una fonte di calore intenso o di un gas infiammabile.

- b. Il prodotto non è pensato per l'uso in un ambiente anossico e un ambiente subacqueo.

- c. Verificare l'integrità prima dell'uso.

- d. Il prodotto non è un respiratore.

- e. La mascherina non elimina il rischio di contrarre malattie o infezioni.

- f. L'uso scorretto e la conservazione errata del prodotto possono comportare disturbi.

- g. Non usare oltre il periodo di validità.

- h. Non usare se la confezione è danneggiata.

- i. Non usare con l'ossigeno e usare solo in area ventilata con ossigeno >19% e per un turno di lavoro. Modifiche, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malore abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.

- l. La mascherina è monouso, non deve essere utilizzata per più di un turno lavorativo.

Για να τη φορέσετε

1. Τοποθετήστε το ρινικό έλασμα στη μύτη και τη μάσκα στο πηγούνι.
2. Τραβήξτε τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά και προσαρμόστε τη μάσκα.
3. Προσαρμόστε το ρινικό έλασμα στη μύτη.
4. Ελέγξτε την πρόσφυση στο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- a. Υπάρχει πιθανότητα κινδύνου εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χειρουργικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με σημαντική έκθεση σε οματικά υγρά ή άλλα επικίνδυνα υγρά, εάν χρησιμοποιείται σε κλειστά περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου μόλυνσης λόγω εισπνοής ή εάν χρησιμοποιείται υπό την παρουσία πηγής έντονης θερμότητας ή εύφλεκτου αερίου.

- b. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ανοξικό περιβάλλον και σε συνθήκες κάτω από το νερό.

- c. Επαληθεύστε την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από τη χρήση.

- d. Το προϊόν δεν είναι αναπνευστήρας.

- e. Η μάσκα δεν ελαττώνει τον κίνδυνο προσβολής από ασθένειες ή μολύνσεις.

- f. Η λανθασμένη χρήση και η εσφαλμένη αποθήκευση του προϊόντος ενδέχεται να συνεπάγονται διαταραχές.

- g. Μην τη χρησιμοποιείτε πέραν της διάρκειας ισχύος.

- h. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημία.

- i. Μην τη χρησιμοποιείτε με οξυγόνο και φορέστε την μόνο σε αεριζόμενο χώρο με οξυγόνο >19% και για μία μόνο βάρδια εργασίας. Τροποποιήσεις, φθορές, μαλλιά και γένια μειώνουν την αποτελεσματικότητα. Σε περίπτωση δυσφορίας εγκαταλείψτε τον χώρο εργασίας και μεταβείτε σε χώρο με καθαρό αέρα. Αποφύγετε τη χρήση σε χώρους με υψηλά επίπεδα μόλυνσης ή με κίνδυνο έκρηξης.

- l. Η μάσκα είναι μιας χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για πάνω από μία βάρδια εργασίας.

Pentru folosire

1. Poziționați partea superioară pe nas și masca pe bărbie
2. Trageți elasticile în spatele urechilor și așezați masca
3. Adaptați partea superioară la nas
4. Verificați potrivirea pe față.

ATENȚIE

- a. Un risc este previzibil dacă produsul este utilizat într-un mediu chirurgical sau cu expunere semnificativă la fluide corporale și alte fluide periculoase, dacă este utilizat într-un ambient clinic în care există un nivel ridicat de risc de infecție prin inhalare sau dacă este utilizat în prezența unei surse de căldură intensă sau a unui gaz inflamabil

- b. Produsul nu este destinat folosirii într-un mediu lipsit de oxigen și într-un mediu subacvatic.

- c. Verificați integritatea înainte de utilizare.

- d. Produsul nu este un aparat respirator.

- e. Masca nu elimină riscul de a contracta boli sau infecții.

- f. Utilizarea incorectă și depozitarea incorectă a produsului poate duce la tulburări.

- g. A nu se utiliza dacă expirarea termenului de valabilitate.

- h. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

- i. A nu se utiliza cu oxigen și doar într-o zonă ventilată cu oxigen >19% și pentru un singur schimb de lucru. Modificările, deteriorările, părul și barba reduc eficiența produsului. În caz de stare de rău, părăsiți zona de lucru și deplasați-vă într-o zonă cu aer proaspăt. Evitați folosirea măștii în zone puternic contaminate sau în zone ce prezintă pericol de explozie.

- l. Masca este de unică folosință și nu trebuie utilizată mai mult de un schimb de lucru.

Zakładanie maski:

1. Umieść nosek na nosie, a maskę na brodzie.
2. Zażnij gumki za uszy i dopasuj maskę.
3. Dopasuj nosek do nosa.
4. Sprawdź przyleganie maski do twarzy.

UWAGA

- a. Przewidywalne jest ryzyko, jeśli produkt jest używany w warunkach chirurgicznych lub w przypadku znacznego narażenia na cieple i gazy i płyny ustrojowe i inne niebezpieczne płyny, jeśli jest używany w warunkach klinicznych, w których istnieje wysokie ryzyko zakażenia przez drogi oddechowe lub jeśli jest stosowany w obecności źródła intensywnego ciepła lub łatwopalnego gazu.

- b. Wymówek neni určen pro použití v anoxickém prostředí a pod vodou.

- c. Před použitím zkontrolujte integritas maski.

- d. Produkt nie jest respirátorem.

- e. Maska nie eliminuje ryzyka zarażenia się chorobami czy infekcjami.

- f. Niewłaściwe użytkowanie i nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować dolegliwości.

- g. Nie stosować po upływie okresu ważności.

- h. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

- i. Nie stosować z tlenem i w wentylowanym pomieszczeniu z tlenem >19% i przez jedną zmianę. Zmiany, uszkodzenia, włosy i broda zmniejszają skuteczność. W przypadku złego samopoczucia opuść miejsce pracy i wyjdź na świeże powietrze. Unikaj stosowania w obszarach silnie zanieczyszczonych lub w którym istnieje ryzyko wybuchu.

- l. Maska jest przeznaczona do jednorazowego użytku i nie powinna być używana dłużej niż przez jedną zmianę roboczą

Způsob nasazení

1. Umístěte nosní svorku na nos a masku na bradu.
2. Vytáhněte gumičky za uši a upravte polohu masky na obličej.
3. Přizpůsobte nosní díl nosu.
4. Zkontrolujte přilnutí k obličej.

POZORNOST

- a. Existuje předvídatelné riziko, jestliže je výrobek používán v chirurgickém prostředí nebo s významnou expozicí tělních tekutin nebo jiných nebezpečných kapalin, je-li používán v klinickém prostředí, kde je vysoké riziko infekce inhalací, nebo pokud se používá v přítomnosti zdroje intenzivního tepla nebo hořlavého plynu.

- b. Výrobek není určen pro použití v anoxickém prostředí a pod vodou.

- c. Před použitím zkontrolujte neporušenost.

- d. Výrobek není respirátor.

- e. Maska nevyklučuje riziko přenosu nemocí nebo infekcí.

- f. Nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku může vést k narušením.

- g. Nepoužívejte po uplynutí doby platnosti.

- h. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.

- i. Nepoužívejte s kyslíkem a pouze ve větraném prostoru s obsahem kyslíku > 19 % a po dobu jedné směny. Úpravy, poškození, vlasy a vousy snižují jeho účinnost. V případě nevolnosti opusťte pracovní prostor a přemístěte se do oblasti s čerstvým vzduchem. Nepoužívejte ve vysoce kontaminovaných nebo potenciálně vybuchujících oblastech.

- l. Respirátor je na jedno použití a nesmí se používat déle než jednu pracovní směnu.

REF LK-2006 (GIMA 20733)

Marca: XIQUE / Εταιρεία: XIQUE / Marca: XIQUE

Marka: XIQUE / Značka: XIQUE

 Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd.
Qingcaozhen Town Industrial Park
Tongcheng City, Anhui Province
Made in China

Importato da / Εισαγωγή από / Importat de
Importowane przez / Importovano uživatelem:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com




LOT

EN 149:2001 + A1:2009

Organismo notificat /
Κοινοποιημένος οργανισμός /
Organism notificat / Jednostka
notyfikowana / Oznámený subjekt
0370



LGAI Technological Center (APLUS)
Campus UAB,
Ronda de la Font del Carme s/n,
E-08193, Bellaterra (Barcelona), Spain

Regolamento UE: 2016/425
Κανονισμός ΕΕ 2016/425
Regulament UE: 425/2016
Rozporządzenie UE 2016/425
Nařízení EU: 2016/425

SACCHETTO BAG  **PLASTICA PLASTIC**
PP
Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal

CE **0370**

NON STERILE 

  -30°C 40°C

 <80%

Rev. 8 - 02/23