



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TUBI SILICONE**  
**SILICONE TUBE**  
**TUYAU EN SILICONE**  
**TUBO DE SILICONA**  
**TUBO DE SILICONE**  
**ΣΩΜΑΝΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ**  
**RURY SILIKONOWE**  
**FURTUNURILE DE SILICON**  
**SILIKÓNÓVÉ HADICE**  
**SILIKONSKE CIJEVI**  
**SILIKONA CAURULES**  
**SILIKONIPUTKET**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

È necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorităților competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

Par nopietnu negadījum, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkkinnällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in Spain



Rury silikonowe do użytku medycznego, zewnętrznego, to akcesoria przeznaczone do urządzeń medycznych (aspiratory chirurgiczne, itp.) do przenoszenia substancji.

### **Charakterystyka techniczna**

Surowiec: HCR ,

Kolor: przezroczysty

Twardość: 60° ±5% Shore

Gęstość: 1,17 g/ccm







Wydłużenie: 490/530%

Wytrzymałość na rozciąganie: 34-35 N/mm

- Além do indicado nas características técnicas, verifique a compatibilidade com os fluidos utilizados e qualquer deterioração ao longo do tempo.
- Verifique se ao cortar o tubo não se criam arestas ou bordas afiadas que possam provocar ferimentos.
- Verifique a vedação do tubo especialmente após inúmeras reutilizações.
- As dimensões do tubo (diâmetro interno, diâmetro externo e comprimento) devem ser compatíveis com as uniões e/ou com o orifício onde o tubo é introduzido.



- Nie używać w sposób nieprzewidziany
- Poprawnie umiejscowić, aby nie stanowiła przeszkody i aby uniknąć zagrożenia
- Nie wiązać w celu zamknięcia jednej z końcówek
- Produkt jest dostarczany w stanie NIE sterylnym.

	Przechowywać w suchym miejscu	<b>REF</b>	Numer katalogowy
	Przechowywać z dala od światła słonecznego	<b>LOT</b>	Kod partii
	Przeczytaj instrukcje użytkowania	<b>CE</b>	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745
	Producent		Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
<b>MD</b>	Wyrób medyczny		Data produkcji

### **WARUNKI GWARANCJI FIRMY GIMA**

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B Gima.