



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

TERMOMETR EKOLOGICZNY

- a. Bezręczowy termometr kliniczny to rodzaj urządzenia do pomiaru temperatury pacjenta. Może być używany do mierzenia temperatury w ustach, pod pachą lub w odbycie.
- b. Produkt jest zgodny z normą EN+1:2000-12470A1:2009, Termometry lekarskie - Część 1: Termometry szklane z urządzeniem maksymalnym, napełniane cieczą metaliczną:
1. Warunki użytkowania: zakres temperatury pomiaru powinien mieścić się w granicach od °35C do °42C, a temperatura otoczenia (tylko dla termometrów bezręczowych) powinna wynosić od °20C do °30C. Jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż °20C, przed użyciem lub testem termometr należy pozostawić w temperaturze otoczenia od °20C do °30C na co najmniej 2-1 godziny lub od °30C do °35C na dziesięć minut.
 2. Temperatura podczas przechowywania i transportu powinna wynosić od °10-C do °42C;
 3. Po wykonaniu pomiaru termometrem: strząsnąć metalowy płyn w dół, a następnie oczyścić go i umieścić w plastikowym etui, aby uniknąć uszkodzeń.

W celu strząśnięcia płynu należy mocno i ostrożnie złapać tylną część termometru palcem wskazującym i kciukiem i kilkakrotnie, energicznie strząsnąć słupek cieczy.

c. Sposób postępowania

1. Przed użyciem należy upewnić się, że słupek cieczy znajduje się poniżej najniższego poziomu na skali. Następnie termometr kliniczny należy oczyścić i zdezynfekować w alkoholu medycznym lub umieścić w wysterylizowanym, plastikowym etui.
2. W czasie mierzenia temperatury należy umieścić końcówkę termometru pod językiem pacjenta, a jego usta powinny być mocno zamknięte.
3. Końcówkę termometru lekarskiego do stosowania doodbytniczego należy przed włożeniem do odbytu posmarować wazeliną
4. Podczas pomiaru pod pachą należy pamiętać o umieszczeniu końcówki termometru pod pachą pacjenta i powiedzieć mu, aby mocno go zacisnął.

Po upływie około 4 minut od wykonania powyższych czynności pomiarowych wynik można odczytać na skali termometru.

d. Ostrzeżenie

1. Jeśli termometr lekarski zostanie umieszczony pod językiem, należy przestrzec pacjenta przed żuciem, mówieniem i zabawą;
2. Podczas wykonywania pomiarów przez odbyt u dzieci powinny one leżeć spokojnie i trzeba im pomóc w przytrzymaniu drugiego końca termometru lekarskiego oraz uważać, aby końcówka pomiarowa nie została włożona zbyt głęboko lub nie wysunęła się z odbytu.
3. Na co najmniej pół godziny przed pomiarem należy unikać kąpeli, jedzenia i palenia;
4. Termometr nie nadaje się do zastosowań specjalnych (np. przedwczesny test ciążyowy, termometr owulacyjny);

e. Utylizacja termometrów lekarskich

Metaliczna ciecz jest stopem składającym się z galu, indu i cyny. Z termometrem należy obchodzić się ostrożnie. W szczególności należy uważać, aby nie upuścić termometru i obchodzić się z nim w taki sposób, aby nie spowodować jego uszkodzenia. W przypadku stłuczenia termometru, metaliczny płyn wystarczy zmyć wilgotną ściereczką z mydlinami, a produkt można wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi.

f. Opis symbolu

	Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie instrukcje (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania i postępuj zgodnie z nimi
	Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
	Przeczytaj instrukcję użytkowania
	Producent
	Data produkcji
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EWG
	Kod produktu
	Numer partii
	Limit temperatury
	Bez ręki
	Importer

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje -12miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Mode-
lo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Mo-
dell - Model - Model - Model - Model - نموذج - CR.W00

M25551-M-Rev.4-04.25



Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China



Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF 25551, 25586, 25589

