



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização - Gebrauchsunstandhaltungsanleitung - Instrukcja obsługi
- Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

POLSKI

WPROWADZENIE

Orchidometr jest przyrządem służącym do pośredniego pomiaru objętości jąder. Składa się z dwunastu ponumerowanych, drewnianych owali nanizanych na sznurek. Owale są uporządkowane w kolejności rosnącej od 1 do 25 mm. Rozbieżność pomiędzy wielkością jąder a innymi parametrami dojrzałości płożowej może być ważnym wskaźnikiem obecności różnych schorzeń. Wskazane jest dogłębne zbadanie wszelkich rozbieżności za pomocą innych narzędzi w celu postawienia prawidłowej diagnozy.

SYMBOLE

	Ostrzeżenie Zobacz instrukcję obsługi
REF	Numer katalogowy
LOT	Kod partii

PRZED UŻYCIEM ORCHIDOMETRU ZALECA SIĘ DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI:

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia powierzchni orchidometru należy używać czystej szmatki lub papierowego ręcznika lekko nasączonego środkiem dezynfekującym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORCHIDOMETRU

Porównać owale orchidometru z powierzchnią jąder w celu wykrycia etapu dojrzałości płożowej. Odczytać numer na owalu, który najlepiej odpowiada objętości badanego jądra.

Numer znajdujący się na owalu	Etap dojrzałości płożowej
1~3	Dzieciństwo
4~6	Pierwsze dojrzewanie
8, 10	Dojrzewanie
12, 15	Zaawansowane dojrzewanie
20, 25	Dorosłość

Produkt nie jest wyrobem medycznym.

REF A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

