

**ASPIRATORE MANUALE
HAND SUCTION UNIT
UNITÉ D'ASPIRATION MANUELLE
UNIDAD DE ASPIRACIÓN MANUAL
UNIDADE DE ASPIRAÇÃO MANUAL
HANDABSAUGGERÄT
SSAK MEDYCZNY RĘCZNY
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**
وحدة الشفط اليدوية

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

REF 28180

Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd.
88 Fuda Rd., Ludu, Taicang, Suzhou,
Jiangsu 215412, China
Made in China



Inocare Medical GmbH
Industriestr. 42, 74927 Eschelbronn, Germany



1. Opis wyrobu

Ssak medyczny jest lekkim przenośnym urządzeniem ssącym, które można obsługiwać jedną ręką, podczas gdy druga ręka pozostaje swobodna do wykonywania innych ważnych funkcji. Prezentowany ssak medyczny został zaprojektowany w sposób, zapewniający łatwą obsługę i konserwację.

2. Przeznaczenie wyrobu

Ssak medyczny przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego odsysania ciał obcych z gardła i tchawicy w wielu nagłych przypadkach.

3. Specyfikacja

Podciśnienie (maks.): -400mmHg

Szczytowy swobodny przepływ powietrza: > 20 l/min

Pojemność pojemnika jednorazowego użytku: 250 ML

Zewnętrzna średnica podłączenia cewnika: 10mm i 6mm

Temperatura robocza otoczenia:

od -20 stopni Celsjusza do + 50 stopni Celsjusza (-4°F do 122°F)


Temperatura przechowania:

od -40 stopni Celsjusza do + 60 stopni Celsjusza (-40°F do 140°F)

Wymiary: 230x60x190mm

4. Instrukcja użytkowania

1. Dobrać rurkę o odpowiednim rozmiarze (w zależności od pacjenta, dla którego ma być zastosowana) i podłączyć go do łącznika (o ile nie jest już przyłączona).



2. Podłączyć łącznik z rurką do pokrywy pojemnika. Pojemnik powinien być dołączony do pompki.
3. Ssak medyczny obsługiwany jest poprzez proste ściskanie spustu. Pociągnąć lub nacisnąć spust w kierunku uchwytu pompki. Mechanizm ściskający wygeneruje podciśnienie w pompce i spowoduje zassanie płynów do wnętrza pojemnika.
4. Ssak medyczny posiada tłok zabezpieczający nadmiarowy. Gdy urządzenie jest używane, płyn nie będzie absorbowany do ssaka medycznego. Jeśli jednak to nastąpi, ssak medyczny nie będzie w stanie kontynuować odsysania. Należy wówczas wymienić pojemnik i kontynuować odsysanie.
5. Po zakończeniu odsysania, wyjąć ostrożnie rurkę z gardła i/lub tchawicy pacjenta. Usunąć napełniony pojemnik odłączając pojemnik (i rurkę) od pompki. Umieścić pojemnik wraz z rurką w torebce foliowej. Wyrzucić we właściwy sposób jednorazową rurkę i pojemnik.
6. W razie potrzeby umieścić etykietę na pojemniku na czas transportu laboratorium.

5. Czyszczenie i przechowywanie

Zdezynfekować pompkę i uchwyt (poprzez umycie ciepłą wodą z mydłem, łagodnym roztworem detergentu, wybielacza itp.) przed odłożeniem w celu przechowania.

Pompka nie wymaga specjalnych warunków konserwacji lub przechowywania.

6. Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania

Sprawdzić stan uchwytu i działanie pompki przed ponownym skorzystaniem z urządzenia. Zamocować pojemnik, zatkać port ssący kciukiem i pociągnąć lub ścisnąć uchwyt pompki w celu sprawdzenia, czy wytwarza się podciśnienie.

Wyrób niniejszy składa się z głównego korpusu, łącznika, pojemnika oraz rurek 10mm i 6mm.

7. Środki ostrożności

1. Należy zapoznać się uważnie z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.
2. Jeśli uchwyt pompki jest trudny w obsłudze, może on być zablokowany. Należy przerwać odsysanie dopóki przyczyna blokady nie zostanie ustalona (usunąć blokadę z cewnika, łącznika lub pokrywy).
3. Jeśli pompka jest w pozycji odwróconej, uruchomi się mechanizm zabezpieczający przed przelaniem, uniemożliwiając zasysanie.

Symbole

Symbol	Znaczenie Symbolu	Symbol	Znaczenie Symbolu
	Ostrzeżenie — Zobacz instrukcję obsługi		Producent
	Przechowywać z dala od światła słonecznego		Data produkcji
	Przechowywać w suchym miejscu		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745		Numer katalogowy
	Jedno urządzenie, nie używaj ponownie		Kod partii
	Nie sterylne		Przeczytaj instrukcje użytkowania
	Wyrób medyczny		

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.