

MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA
ALTERNATING PRESSURE MATTRESS
MATELAS À PRESSION ALTERNÉE
WECHSELDRUCKMATRATZE
COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE
COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA
ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY
SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ
MADRASS MED VÄXELTRYCK

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Bedienungsanleitung - Manual de uso - Manual de utilização - Εγχειρίδιο
χρήσης - Instrukcja obsługi - Manual de utilizare - Bruksanvisning

REF QDC-8010+P3000A2QB3 (Gima 28580)
QDC-8080+P3000A2QB3 (Gima 28582)



Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

ZESTAW 8010 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY Z NYLONU/PVC+POMPA - DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ZESTAW 8080 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY Z NYLONU/TPU+POMPA - DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

INSTRUKCJE

Materac zmiennociśnieniowy składa się z dwóch części: materaca i pompy. Pompa wykorzystuje niewielki kompresor, dzięki któremu jest cicha i energooszczędna. Panel sterowania jest prosty i bardzo łatwy w obsłudze. Materac naprzemiennie odciąża ucisk poprzez zamienne opróżnianie i pompowanie komórek powietrznych w około 12 minutowych odstępach. Powszechnie dowiedziono, że stały ucisk występujący w kostnym jest główną przyczyną powstawania zmian skórnych. Ciągły ruch, który gwarantuje to urządzenie redukuje obszary stałego ucisku i zwiększa krążenie.

UŻYTKOWANIE

1. Umieścić materac na ramie łóżka w taki sposób, aby koniec węża znajdował się u stóp konstrukcji.
2. Za pomocą dołączonych haczyków, powiesić bezpiecznie pompę u stóp łóżka lub na płaskiej, gładkiej powierzchni.
3. Podłączyć węże powietrza z materaca do pompy.
4. Podłączyć pompę do gniazdka elektrycznego. Upewnić się, że kabel zasilający znajduje się z dala od możliwych zagrożeń.
5. Wcisnąć przełącznik zasilania na panelu sterowania pompy. Pompa zacznie pompować materac.
6. Po napompowaniu wyregulować materac za pomocą pokrętki pompy.


UWAGA

1. Nie wolno palić na pompie lub w jej pobliżu.
2. Pompę należy trzymać z dala od nagranych powierzchni.
3. Ryzyko wybuchu w przypadku zastosowania w obecności łatwopalnych środków znieczulających.
4. Wymienić na bezpiecznik o charakterystyce: T1A 250 V. Zasilanie: ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

DANE PRODUKTU

UDŹWIG		DANE ELEKTRYCZNE	
Maksymalna waga pacjenta	150 kg (331 lbs)	Prąd roboczy:	~ 220 V 50 Hz 0,1 A maks.
		Bezpieczniki:	T1A 250 V
WARUNKI ŚRODOWISKOWE			
WARUNKI EKSPLOATACJI		WARUNKI PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI	
Temperatura otoczenia:	Od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)	Temperatura otoczenia:	Od -18°C do +43°C (od 0°F do 110°F)
Wilgotność względna:	Od 10% do 75%	Wilgotność względna:	Od 10% do 95%

	Przechowywać w suchym miejscu		Przechowywać z dala od światła słonecznego		Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi
	Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia		Producent		Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745
	Patrz podręcznik użytkownika		Z częścią typu BF		Urządzenie klasy II
	Numer katalogowy		Kod partii		Wyrób medyczny
	Data produkcji		Granica temperatury		Granica wilgotności
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Importowane przez		Numer seryjny

 **Utylizacja:** Produktu nie wolno usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy muszą pozbyć się zużytego sprzętu, dostarczając go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WARUNKI GWARANCJI FIRMY GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B Gima