



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO (CON COPERTURA)
HEATING PAD (WITHOUT COVER)
COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE
ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA
HEIZKISSEN MIT HÜLLE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ
VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM
SĀCULETĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ
VÄRMEDYNA MED FODRAL
WARMTEMAT MET AFDEKKING
LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA

REF SS03N(42*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Instrukcja obsługi SS03N(42*63)S

WAŻNE INFORMACJE! ZACHOWAJ DO WGLĄDU!

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazania bezpieczeństwa, i zachowaj ją do wglądu.

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy wraz z nim przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję.

Niniejsza instrukcja obsługi musi zawsze towarzyszyć urządzeniu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące jego uruchamiania i działania.

Przeczytać całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.



UWAGA

Przestrzegać uwag, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.



INFORMACJA

Informacje zawierają dodatkowe wskazania dotyczące instalacji lub działania.



Urządzenie klasy II



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej



Patrz podręcznik użytkownika



Numer katalogowy



Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi



Kod partii



Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia



Nie przebijać poduszki grzewczej!



Nie używać poduszki grzewczej, kiedy jest złożona!



Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Poduszki grzewczej używać wyłącznie w pomieszczeniach!



Pranie w pralce w 30 °C!



Nie chlorować!



Nie suszyć poduszki grzewczej w suszarce bębnowej!
Pokrowca nie suszyć w suszarce!



Nie prasować poduszki grzewczej! Pokrowiec prasować na niskiej temperaturze!



Nie prać chemicznie!

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Często sprawdzać urządzenie pod kątem zużycia lub uszkodzenia. W przypadku zużycia lub uszkodzenia, niewłaściwego użycia urządzenia lub jego wadliwego działania, nie włączaj i zwróć do dostawcy.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że napięcie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej jest kompatybilne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nie zaginać i nie marszczyć poduszki grzewczej podczas używania.
- Nie przebijać, nie przypinać agrafek lub szpilek lub jakichkolwiek innych ostrych przedmiotów do poduszki.
- Nie używać urządzenia u dzieci lub u osób niepełnosprawnych, nie odczuwających ciepła lub śpiących (gdyż nie mogą one zareagować na przegrzanie).
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą używać tego urządzenia ze względu na brak zdolności reakcji na przegrzanie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zapoznani się z instrukcją użytkownika i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj poduszki bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 3 do 8 lat, jeżeli są pod nadzorem i jeżeli poduszka jest ustawiona na minimalną wartość temperatury.
- Kabel i jednostka zasilająca mogą spowodować ryzyko zaplątania, uduszenia, potknięcia lub nadeptnięcia, jeżeli nie zostaną poprawnie umiejscowione. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia nadmiernie długich kabli elektrycznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, nie używać w szpitalach.
- Nie zasypiać przy włączonej poduszce elektrycznej.
- Wydłużone używanie poduszki na wysokim poziomie ciepła może spowodować poparzenia skóry.
- Nie zakrywać poduszki jakimikolwiek innymi poduszkami. Przełącznik sterujący nie może być zakryty lub ułożony na lub pod poduszką w czasie funkcjonowania.
- Nie siadać na poduszce grzewczej. Poduszka musi być położna na lub zbliżona do części ciała, na której chce się ją zastosować. Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, poduszki można używać na plecach i na szyi.
- Nigdy nie dotykać poduszki elektrycznej, jeżeli wpadła do wody. Natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Trzymać kabel zasilający z dala od nagranych powierzchni.
- Nigdy nie przenosić, pociągać lub obracać poduszki elektrycznej

trzymając za kabel zasilający i uważać, aby kabel się nie plątał.

- Nigdy nie używać poduszki elektrycznej, kiedy jest mokra, i stosować wyłącznie w suchym otoczeniu (nie stosować w łazience lub w podobnych pomieszczeniach).
- Unikać narażania sterowników i kabla na kontakt z wilgocią.
- W razie usterki nie próbować samodzielnego naprawienia urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego dystrybutora lub przez inny odpowiednio wykwalifikowany personel.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego może być on wymieniony wyłącznie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy go wymienić na inny tego samego typu.
- Poduszki grzewczej można używać wyłącznie za pomocą dostarczonej jednostki sterującej (SS03).
- Przed złożeniem i przechowaniem pozwolić na całkowite ostygnięcie poduszki grzewczej.
- W przypadku jakichkolwiek obaw o stan zdrowia, przed użyciem poduszki grzewczej, zwróć się do lekarza.
- Nie zbliżać poduszki grzewczej do części ciała, na których wystąpił obrzęk, uraz lub zapalenie.
- Jeżeli odczuwasz uporczywe bóle mięśni i stawów, zwróć się po pomoc lekarską. Uporczywe bóle mogą być objawem poważnej choroby.
- Jeżeli podczas stosowania odczujesz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.
- Podczas przechowywania nie umieszczać przedmiotów na urządzeniu, aby uniknąć pomarszczenia
- Nie używać w przypadku zamoczenia
- Jeżeli urządzenie będzie używane przez wydłużony okres czasu, na przykład podczas snu użytkownika, sterowniki powinny być przekręcone do pozycji 1.

UŻYTKOWANIE

Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i przesunąć sterownik z pozycji 0 do pozycji 1. Światło LED włączy się. Nagrzewanie poduszki następuje stopniowo i zajmuje kilka minut. Jeżeli chcesz ustawić wyższą temperaturę, przesunąć przełącznik do kolejnych pozycji, od 2 do 6, która stanowi maksymalną wartość ciepła. Jeżeli poduszka nagrzej się nadmiernie, przesunąć sterownik do pozycji 2 lub 1. Po chwili poduszka znacząco przestygnie. Przesunąć przełącznik do

pozycji 0, aby wyłączyć urządzenie. Światło LED zgaśnie wskazując, że urządzenie zostało wyłączone. Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Poduszka elektryczna wyłącza się automatycznie po około 90 minutach nieprzerwanej pracy. Aby włączyć ją ponownie, przesunąć sterownik do pozycji 0 i z powrotem do pożądanego poziomu ciepła. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyhřívání polštářek

- Před čištěním polštářek odpojte od elektrické sítě a nechte jej alespoň deset minut vychladnout.
- Vyhřívání polštářek je vybaven odnímatelným kabelem. Odpojte zástrčku a vyjměte kabel z vyhříváního polštářku.
- Vyhřívání polštářek můžete jemně ručně umýt. Nejlepší způsob, jak to udělat, je vložit vyhříváního polštářek do vany s vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem a poté jej jemně vyždímat.
- Vyhříváního polštářek několikrát opláchněte, abyste odstranili veškerý čisticí prostředek.
- Jednotku skladujte na čistém a suchém místě, položenou naplocho, bez jakéhokoli krytu nebo podložky.
- Používejte zařízení teprve tehdy, až bude zcela suché.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.