



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

**PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA KARKU
I RAMION**

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYÖNY

REF SS02C(60*62) (GIMA 28674)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



POLSKIE

Instrukcja obsługi SS02C(60*62)

WAŻNE INFORMACJE! ZACHOWAJ DO WGLĄDU!

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazania bezpieczeństwa, i zachowaj ją do wglądu.

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy wraz z nim przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję.

Niniejsza instrukcja obsługi musi zawsze towarzyszyć urządzeniu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące jego uruchamiania i działania.

Przeczytać całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.



UWAGA

Przestrzegać uwag, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.



INFORMACJA

Informacje zawierają dodatkowe wskazania dotyczące instalacji lub działania.



Urządzenie klasy II



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski



Patrz podręcznik użytkownika



Numer katalogowy



Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi



Kod partii



Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia



Nie przebijać poduszki grzewczej!



Nie używać poduszki grzewczej, kiedy jest złożona!



Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Poduszki grzewczej używać wyłącznie w pomieszczeniach!



Poduszka elektryczna może być prana ręcznie! Pokrowiec poduszki może być prany w pralce w temperaturze maks. 30 °C!



Nie chlorować!



Nie suszyć poduszki grzewczej w suszarce bębnowej!
Pokrowca nie suszyć w suszarce!



Nie prasować poduszki grzewczej! Pokrowiec prasować na niskiej temperaturze!



Nie prać chemicznie!

WAŻNE WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zapoznani się z instrukcją użytkownika i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnić się, że napięcie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej jest kompatybilne z napięciem sieci elektrycznej.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdzić poduszkę elektryczną na ramiona pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używać w przypadku zużycia, uszkodzenia oraz śladów niewłaściwego używania poduszki, przełącznika lub kabli.
- Zwrócić do dostawcy.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez dostawcę, upoważnionego dystrybutora lub wykwalifikowaną osobę.
- Poduszka elektryczna na ramiona musi być używana wyłącznie w sposób zgodny z zamierzonym zastosowaniem, jak wskazano w niniejszej instrukcji.
- Poduszkę elektryczną umieszcza wyłącznie na ramionach.
- Nie używać poduszki elektrycznej na ramiona u dzieci lub u osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i nie odczuwających ciepła.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Poduszki elektrycznej na ramiona nie można używać, kiedy jest złożona, pomarszczona lub owinięta wokół materaca.

- Podczas używania, przełącznik sterujący i kabel nie mogą się znajdować na poduszce elektrycznej lub pod nią i nie należy ich w jakikolwiek sposób zakrywać.
 - Nie przypinać agrałek lub szpilek lub jakichkolwiek innych ostrych przedmiotów do elektrycznej poduszki na ramiona.
 - Nigdy nie pozostawiać włączonej elektrycznej poduszki na ramiona bez nadzoru.
 - Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, nie używać w szpitalach.
 - Nigdy nie dotykać poduszki elektrycznej na ramiona, jeżeli wpadła do wody. Natychmiast odłączyć ją od sieci elektrycznej.
 - Nie używać poduszki elektrycznej na ramiona, jeżeli jest wilgotna. Nie używać w środowisku wilgotnym lub mokrym. Urządzenia używać wyłącznie, kiedy wyschnie całkowicie.
 - Unikać narażania sterowników i kabla na kontakt z wilgocią.
 - Trzymać kabel zasilający z dala od nagranych powierzchni.
 - Nigdy nie przenosić, pociągać lub obracać poduszki elektrycznej na ramiona trzymając za kabel zasilający i uważać, aby kabel się nie płątał.
 - W razie usterki lub uszkodzenia nie próbować samodzielnego naprawienia poduszki elektrycznej na ramiona.
 - Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego dystrybutora lub przez inny odpowiednio wykwalifikowany personel.
 - Poduszki grzewczej można używać wyłącznie za pomocą dostarczonej jednostki sterującej.
 - NIE prać chemicznie.
 - Poduszkę elektryczną na ramiona prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 30°C (zalecane).
 - Poduszkę elektryczną na ramiona można prać w pralce w temperaturze 30°C (maksymalnie), w programie do tkanin delikatnych i o małym wirowaniu.
 - Przed przechowaniem pozwolić na całkowite ostygnięcie poduszki grzewczej. Podczas przechowywania na elektrycznej poduszce nie kłaść żadnych przedmiotów.
- Przed czyszczeniem elektrycznej poduszki na ramiona zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
 - Przed czyszczeniem, odłączyć od zasilania i pozwolić na całkowite ostygnięcie.
 - Odłączyć jednostkę sterującą od elektrycznej poduszki na ramiona, używając odpowiedniego złącza.
 - WAŻNE: Nigdy nie zanurzać kabla zasilającego lub jednostki sterującej w wodzie lub cieczy, może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia i wygaśnięcie gwarancji.
 - Poduszkę elektryczną na ramiona prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 30°C (zalecane).
 - Poduszkę elektryczną na ramiona można prać w pralce w temperaturze maksymalnie 30°C, w programie do tkanin delikatnych i o małym wirowaniu. Zaleca się jednakże pranie ręczne, aby wydłużyć życie produktu.
 - Położyć poduszkę elektryczną płasko na chłonnym ręczniku lub macie, aby ją wysuszyć. Po całkowitym wyschnięciu, ponownie podłączyć jednostkę sterującą do poduszki elektrycznej na ramiona. Poduszka elektryczna na ramiona może być używana wyłącznie z dostarczoną jednostką sterującą

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

DZIAŁANIE

- Połączyć elektryczną poduszkę na ramiona ze złączem zasilającym. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Elektryczna poduszka na ramiona nagrzewa się szybciej, jeżeli zostanie ustawiona na wysoki poziom temperatury.
- Zalecamy ustawienie niskiego poziomu temperatury, jeżeli z poduszki elektrycznej korzysta się przez kilka godzin.
- Po osiągnięciu pożądanej temperatury nałożyć elektryczną poduszkę na ramiona i stosownie zapiąć.

Ustawienia temperatury

Poziom: 0=Off (bez wskaźnika świetlnego)

1=Niski poziom ciepła (ze wskaźnikiem świetlnym)

2= Średni poziom ciepła (ze wskaźnikiem świetlnym)

3=Wysoki poziom ciepła (ze wskaźnikiem świetlnym)

Funkcja automatycznego wyłączenia bezpieczeństwa

Elektryczna poduszka na ramiona wyłącza się automatycznie po 90 minutach. Aby ponownie włączyć

elektryczną poduszkę na ramiona, ustawić temperaturę na poziomie „0”, następnie, po upływie około 5-10 minut, wybrać pożądany poziom temperatury.

WAŻNE: WYŁĄCZYĆ ELEKTRYCZNĄ PODUSZKĘ NA RAMIONA PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA.

Po zakończeniu korzystania zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

NIE POKRYWAĆ żadnymi materiałami, np. kołdrą lub poduszką. Unikać mocnego nacisku na przełącznik.

CZYSZCZENIE I DBAŁOŚĆ