



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CINTURA RISCALDANTE**

**WAIST WRAP HEATING PAD**

**CEINTURE CHAUFFANTE**

**ALMOFADA D AQUECIMENTO D ENROLAR À CINTURA**

**HEIZWICKELKISSEN FÜR DIE HÜFTE**

**ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ**

**PAS LĘDŹWIOWY ELEKTRYCZNY ROZGRZEWAJĄCY**

**ZAHŘÍVACÍ BEDERNÍ PÁS**

**SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU CUREA PE TALIE**

**VÄRMEDYNA MED MIDJEBAND**

**WARMTEGORDEL BUIK EN RUG**

**VYÖTÄRÖLLE KIEDOTTAVA LÄMPÖTYYNY**

**REF SS02A(29\*69) (GIMA 28675)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuojat:

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



POLSKIE

## Instrukcja obsługi SS02A(29\*69)

### WAŻNE INFORMACJE! ZACHOWAJ DO WGLĄDU!

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazania bezpieczeństwa, i zachowaj ją do wglądu.

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy wraz z nim przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję.

Niniejsza instrukcja obsługi musi zawsze towarzyszyć urządzeniu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące jego uruchamiania i działania.

Przeczytać całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



#### OSTRZEŻENIE

Przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.



#### UWAGA

Przestrzegać uwag, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.



#### INFORMACJA

Informacje zawierają dodatkowe wskazania dotyczące instalacji lub działania.



Urządzenie klasy II



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski



Patrz podręcznik użytkownika



Numer katalogowy



Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi



Kod partii



Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia



Nie przebijać poduszki grzewczej!



Nie używać poduszki grzewczej, kiedy jest złożona!



Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Poduszki grzewczej używać wyłącznie w pomieszczeniach!



Poduszka elektryczna może być prana ręcznie! Pokrowiec poduszki może być prany w pralce w temperaturze maks. 30 °C!



Nie chlorować!



Nie suszyć poduszki grzewczej w suszarce bębnowej!  
Pokrowca nie suszyć w suszarce!



Nie prasować poduszki grzewczej! Pokrowiec prasować na niskiej temperaturze!



Nie prać chemicznie!

#### INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie sprawdzić poduszkę elektryczną pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używać w przypadku zużycia, uszkodzenia lub śladów niewłaściwego używania urządzenia, przełącznika lub kabli, lub jeżeli urządzenie nie działa poprawnie.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnić się, że napięcie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej jest kompatybilne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nie zaginać i nie marszczyć poduszki grzewczej podczas używania.
- Nie przebijać, nie przypinać agrałek lub szpilek lub jakichkolwiek innych ostrych przedmiotów do poduszki.
- Nie używać urządzenia u dzieci lub u osób niepełnosprawnych, nie odczuwających ciepła lub śpiących (gdyż nie mogą one zareagować na przegrzanie).
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą używać tego urządzenia ze względu na brak zdolności reakcji na przegrzanie.
- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci powyżej 3 roku życia, chyba że są nadzorowane przez rodziców lub przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące właściwego korzystania z urządzenia.

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zapoznali się z instrukcją użytkownika i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj poduszki bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, nie używać w szpitalach.
- Nie zasypiać przy włączonej poduszce elektrycznej.
- Wydłużone używanie poduszki na wysokim poziomie ciepła może spowodować poparzenia skóry.
- Nie zakrywać poduszki jakimikolwiek innymi poduszkami. Przełącznik sterujący nie może być zakryty lub ułożony na lub pod poduszką w czasie funkcjonowania.
- Nie siadać na poduszce grzewczej. Poduszka musi być położna na lub zbliżona do części ciała, na której chce się ją zastosować. Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, poduszkę można używać na plecach i na szyi.
- Nigdy nie dotykać poduszki elektrycznej, jeżeli wpadła do wody. Natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Trzymać kabel zasilający z dala od nagranych powierzchni.
- Nigdy nie przenosić, pociągać lub obracać poduszki elektrycznej trzymając za kabel zasilający i uważać, aby kabel się nie pętał.
- Nigdy nie używać poduszki elektrycznej, kiedy jest mokra, i stosować wyłącznie w suchym otoczeniu (nie stosować w łazience lub w podobnych pomieszczeniach).
- Unikać narażania sterowników i kabla na kontakt z wilgocią.
- W razie usterki nie próbować samodzielnego naprawienia urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego dystrybutora lub przez inny odpowiednio wykwalifikowany personel.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego może być on wymieniony wyłącznie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy go wymienić na inny tego samego typu.
- Poduszki grzewczej można używać wyłącznie za pomocą dostarczonej jednostki sterującej (SS02).
- Przed złożeniem i przechowaniem pozwolić na całkowite ostygnięcie poduszki grzewczej.
- W przypadku jakichkolwiek obaw o stan zdrowia, przed użyciem poduszki grzewczej, zwróć się do lekarza.
- Nie zbliżać poduszki grzewczej do części ciała, na których wystąpił obrzęk, uraz lub zapalenie.
- Jeżeli odczuwasz uporczywe bóle mięśni i stawów, zwróć się po pomoc lekarską. Uporczywe bóle mięśni i stawów mogą być objawem poważnej choroby.
- Jeżeli podczas stosowania odczujesz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Poduszka grzewcza

- Przed oczyszczeniem poduszki, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozwolić na jej całkowite ostygnięcie lub, w każdym wypadku, poczekać co najmniej dziesięć minut.
- Poduszka grzewcza jest wyposażona w odłączany kabel. Odłączyć wtyczkę i następnie usunąć kabel z poduszki grzewczej.
- Poduszka grzewcza może być delikatnie prana ręcznie. Włożyć poduszkę grzewczą do wanny napełnionej letnią wodą wymieszaną z delikatnym detergentem i delikatnie naciskać dłońmi.
- Poduszkę grzewczą kilkakrotnie opłukać, aby usunąć cały detergent.

- Ułożone na płaskiej powierzchni urządzenie przechowywać w miejscu czystym i suchym. Nie opierać się na nim i kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Urządzenia używać wyłącznie po całkowitym osuszeniu

### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



**Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.**