



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PEŠARIO
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR**

**PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PEŠARIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR**

فَرْجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China



0123



REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Instrukcja używania

Pessar to miękka i elastyczna wkładka wykonana z silikonu, używana przy łagodnym pierwszym lub drugim stopniu obniżenia lub przy procidentia. Pessary są wykonane w 100% z silikonu medycznego. Pessary są przeznaczone do użycia wyłącznie przez jednego pacjenta.

UWAGA

Federal law requires that a physician prescribe the device.

PRZECIWWSKAZANIA

Pessary nie powinny być stosowane w przypadku ostrych infekcji dróg rodnych, zakażeń w obrębie miednicy lub u pacjentów nie spełniających wymagań.

PROCEDURY

Przed zamocowaniem, dobrać rozmiar pessara, zgodnie z dobrą praktyką medyczną. Zestaw do mocowania pessarów ułatwia dobór poprawnego pessara. Aby zapewnić komfort pacjentki, w razie potrzeby, przed wprowadzeniem pessara, użyć preparatu do nawilżania pochwy. Zalecanym produktem jest K-Y jelly®, lub równoważny.

Przed przepisaniem pessara, lekarz powinien ustalić, czy pacjentka wymaga poddania terapii estrogenowej.

1. Przed wprowadzeniem i zamocowaniem pessara, wykonać badanie dna miednicy. Badanie to pomaga w określeniu odpowiedniego rozmiaru pessara. Podczas wprowadzania i usuwania pessar zgina się dostosowując do kształtu wejścia do pochwy. Aby spełniać swoje zadanie, pessar musi być odpowiednio szeroki i nie powinien powodować nadmiernego nacisku lub dyskomfortu.

2. Ścisnąć pessar i delikatnie wsunąć przez wejście do pochwy. Kiedy pessar przejdzie przez wejście do pochwy, zwolnić ściśnięty pessar, aby rozszerzył się do normalnego kształtu.

3. Delikatnie przesunąć pessar do szyjki macicy, aby podeprzeć cystocele lub rectocele i macicę. W prawidłowej pozycji lekarz powinien być w stanie włożyć badający palec między zewnętrzną krawędź pessara a ścianę pochwy. Taki odstęp zapewni pacjentce komfort i zmniejszy ryzyko wystąpienia martwicy odleżynowej.

4. Po założeniu pessara nie powinien się wysuwać podczas stania, siedzenia, kucania lub pochylania się. Pacjentka nie powinna odczuwać dyskomfortu podczas żadnej z tych rutynowych czynności.

5. Podczas dopasowywania pessara należy poinstruować pacjentkę, jak należy go czyścić,

zakładać i wyjmować.

6. Poinformować pacjentkę, że powinna natychmiast zgłosić ewentualny dyskomfort lub trudności w oddawaniu moczu lub stolca.

WYJMOVANIE, CZYSZCZENIE I SUGEROWANE CZYNNOŚCI NASTĘPCZE

1. W celu wyjęcia pessara ostrożnie przesunąć pessar do przodu, w kierunku wejścia pochwy. Kiedy pessar będzie w zasięgu ręki, ścisnąć pessar i ostrożnie wyjąć.

2. Pessar można czyścić łagodnym mydłem i ciepłą wodą. Cykl życia pessara jest ograniczony. Sprawdzać pessar pod kątem śladów zużycia.

3. Współżycie z założonym passarem jest przeciwwskazane.

4. Omówić z pacjentką znaczenie przestrzegania instrukcji i przewidywany czas stosowania pessara.

5. W ciągu 24 do 48 godzin należy upewnić się, że pacjentka nie jest uczulona na pessar. Zbadać pochwę i zapytać pacjentkę, czy nie odczuwała dyskomfortu, podrażnienia, ucisku, wrażliwości lub czy wystąpiły nietypowe upławy. Ustalić, czy nastąpiła jakakolwiek poprawa jej osobistych objawów.

6. Zaplanować wizyty kontrolne w zależności od potrzeb pacjenta i zgodnie z lokalną praktyką.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

SYMBOLE - OPIS

	Przeczytaj instrukcje użytkowania		Kod partii
	Producent		Numer katalogowy
	Data produkcji		Przechowywać w suchym miejscu
	Wyrób medyczny jest zgodny z dyrektywą 93/42/EWG		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		bez lateksu
	data ważności		Nie sterylne
	Jedno urządzenie, nie używaj ponownie		Importowane przez