



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

WSKAZANIA

Marker Tondaus Surgical Skin Marker jest przeznaczony do rysowania po ludzkiej skórze w celu pozycjonowania identyfikacji w chirurgii zwyczajnej, enterochirurgii, ortopezji, chirurgii neurohormonalnej,

chirurgii sercowo-naczyniowej i radioterapii.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie nakładać na uszkodzone błony śluzowe i poranioną skórę.

UWAGA I OSTRZEŻENIE

- 1). Należy rozważyć reakcje alergiczne na fiolet goryczki/czerwień Allura AC/indygo/dwutlenek tytanu (odpowiadające różnym kolorom). Podczas używania, jeśli pacjent źle się czuje, natychmiast przestań go używać i używaj go prawidłowo.
- 2). Ten produkt można stosować tylko raz u jednego pacjenta, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.
- 3). Produkt należy stosować na suchą skórę. Jeśli skóra pacjenta jest mokra lub spocona, należy ją wysuszyć. Skóra powinna pozostać sucha - następnie postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- 4). Zwrócić uwagę na ochronę końcówki markera podczas jej używania. Gdy nie jest używany, zakryć osłonę markera, aby zapobiec wysychaniu atramentu.
- 5). Markera można używać natychmiast po otwarciu. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub poplamione. Po użyciu produkt należy usunąć jako odpad medyczny.
- 6). Nie moczyć ani nie wycierać produktu rozpuszczalnikiem organicznym. Rozpuszczalniki organiczne mogą uszkodzić produkt.
- 7). Markery mogą być używane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników medycznych.
- 8). Po użyciu usunąć jak odpady medyczne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1). Przed użyciem sprawdzić integralność opakowania wewnętrznego. Nie używać, jeśli pęknie wewnętrzne opakowanie.
- 2). Najpierw zdezynfekować i osuszyć skórę (uwaga: używać markera na suchej skórze);
- 3). Używać markera do skóry do rysowania po skórze;
- 4). Aby usunąć oznaczenie, należy użyć 75% alkoholu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

- 1). Ten produkt należy przechowywać w chłodnym, wentylowanym, suchym miejscu, unikając kontaktu z wodą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ekstremalną temperaturą lub wilgotnością oraz zapobiegać kontaktowi z gazami żrącymi. Temperatura: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, wilgotność: $\leq 90\%$, zwrócić uwagę na zwalczanie szczurów i szkodników, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania.
- 2). Jednorazowe użycie markerów do skóry pozwala na użycie ogólnych środków transportu, ale musi zapobiegać silnym wstrząsom, wibracjom oraz deszczowi i opadom śniegu podczas transportu.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصمم المنتج
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskupaev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
 3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
 Community, Houjie Town,
 Dogguan, Guangdong, China.
 Made in China



TR03
TD01



MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
 80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
 Via Marconi, 1- 20060 Gessate (MI) - Italy
 export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123