

#### PL - JEDNORAZOWY FILTR WIRUSOWY I BAKTERYJNY - INSTRUKCJA

**PRZEZNACZENIE:** Zaprojektowane, aby chronić pacjentów przed infekcjami i zanieczyszczeniami ze sprzętu, zapewnia wysoki stopień ochrony przed bakteriami i wirusami przy bardzo niskim poziomie odporności, aby zapewnić dokładność wyniku diagnostycznego. Filtr należy nakładać wyłącznie na nieuszkodzoną, czystą i zdrową skórę.

**IDENTYFIKACJA PRODUKTU:** Dane identyfikacyjne (kod, partia i data produkcji) podane są na etykiecie znajdującej się na pudełku.

#### **STOSOWANIE:**

- Wyciągnij filtr i sprawdź, czy zarówno urządzenie, jak i materiał filtrujący są nienaruszone. W przeciwnym razie wyrzuć go i kontynuuj korzystanie z innego urządzenia.
- Włóż filtr do czujnika urządzenia bez docisku, zawsze postępując zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
- Załóż ustnik po właściwej stronie.
- Nigdy nie używaj filtra i ustnika ponownie u innych pacjentów, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
- To urządzenie nie nadaje się do sterylizacji.
- Stosować wyłącznie pod opieką personelu medycznego.
- Tego urządzenia nie można używać do celów noworodkowych.

**UTYLIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO:** Po użyciu produkt należy wyrzucić do zwykłych, nietoksycznych pojemników na odpady stałe lub do ogólnych odpadów szpitalnych.

**PRZECIWSKAZANIA:** Z doświadczenia i wyników różnych analiz wynika, że przy właściwym stosowaniu preparatu nie występują żadne skutki uboczne.

**UWAGI:** Opakowanie w indywidualnej zgrzewanej kopercie (single-wrap) gwarantuje brak bakterii, co jest regularnie monitorowane zgodnie z systemem jakości producenta..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750