



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**LACCI EMOSTATICI MONOUSO**  
**DISPOSABLE TOURNIQUETS**  
**GARROTS JETABLES**  
**TORNIQUETES DESECHABLES**  
**GARROTES DESCARTÁVEIS**  
**EINWEG-STAUBINDE**  
**JEDNORAZOWE OPASKI UCISKOWE**  
**STASSLANGAR FÖR ENGÅNGSBRUK**  
**ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**EGYSZER HASZNÁLATOS ÉRSZORÍTÓK**  
**ÜHEKORDSED ŽGUTID**  
**TOURNIQUETS VOOR EENMALIG GEBRUIK**  
**ÜHEKORDSED ŽGUTID**

**دحوالو لامعتس الل تابصاع**

É necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede - All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located - Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social - Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado - É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós - Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji - Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvodacū i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadme seotud tõsistest vahejuhtumitest teatada ja teie asukohaliikmesriigi pädevale asutusele- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent- Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul cărui țși are sediul utilizatorului - جميع احوال الامعتس الل تابصاع يجب ان نوزعها على المصنعا والمصنعا في الدولة التي يقع مقرها في بلدنا

**REF JS-TQ001 (GIMA 37510-37511-37512)**



Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co. Ltd  
 N° 2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District,  
 Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)  
 Made In China



MedNet GmbH Borkstrasse 10,  
 48163 Münster, Germany



Gima S.p.A.  
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### Model JS-TQ001, rozmiar 450mm\*25mm\*0,635mm

Ten produkt wykonany jest z medycznego termoplastycznego elastomeru polimerowego, mleczno-białego lub kolorowego, typu long flat, Nowy design służy do pakowania pudełka, które jest elastyczne i może być wyciągane w sposób ciągły. Ten produkt jest odpowiedni dla placówek medycznych w rutynowym leczeniu i infuzji, transfuzji krwi, hemostazy jednorazowego użytku; Doraźna hemostaza w przypadku krwawienia z ciała lub krwawienia po ukąszeniu węża lub owada.

### Przeciwwskazania, sprawy wymagające uwagi, ostrzeżenia i przypomnienia :

1. Produkt jest jednorazowy i po użyciu należy go zniszczyć;
2. Jeśli paczka jest uszkodzona, surowo zabrania się jej używania.
3. Po użyciu należy zakryć pokrywę ssącą, aby uniknąć zanieczyszczenia kurzem i bakteriami;
4. Data produkcji widnieje na boku opakowania lub świadectwa kwalifikacji;

### Ostrzeżenia i przypomnienia:

Opaska uciskowa może blokować przepływ krwi, a zbyt długie jej noszenie może poważnie uszkodzić tkankę, a nawet doprowadzić do martwicy kończyn. Opaski uciskowej należy używać wyłącznie do wiązania kończyn, a nie głowy, szyi lub tułowia. Nie zakrywać jej niczym innym i nie zakrywać opaski uciskowej przywiązanej do kończyny. Jeśli zachodzi konieczność zostawienia pacjenta samego, nad jego głową, należy długopisem lub szminką, zapisać czas zawiązania wiązki i lokalizację zestawu.

### Sprawdzić krążenie krwi:

Po zabandażowaniu opaski uciskowej należy często sprawdzać palec, aby sprawdzić, czy na końcu opaski uciskowej znajduje się ciemnofioletowa plamka i czy temperatura ciała na końcu opaski uciskowej spada. Jeśli występuje takie zjawisko, należy poluzować pasek tkaniny, w przeciwnym razie może to spowodować martwicę tkanek.

Z tego samego powodu opaski uciskowej nie należy używać przez dłuższy czas do wiązania kończyny, chyba że jest to konieczne podczas podwiązania tętnic.

Co do zasady, najpierw należy wypróbować ucisk bezpośredni, a następnie nacisk miejscowy aż do utrzymania bezpośredniego ucisku na ranie.














Jeśli rana znajduje się na końcu kończyny, należy ją unieść.

### Warunki przechowywania:

Spakowana opaska uciskowa powinna być przechowywana w wilgotności względnej nie większej niż 80%, bez gazów korozyjnych i dobrze wentylowana

zapakowana opaska uciskowa zachowuje ważność przez 3 lata od daty produkcji na warunkach przechowywania i transportu.

### Symbol

|   |   |
|---|---|
|    | Przechowywać w suchym miejscu                         |
|    | Producent   |
|    | Kod partii  |
|    | Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745  |
|    | Wyrób medyczny  |
|    | Przechowywać z dala od światła słonecznego            |
|    | Data produkcji  |
|    | Numer katalogowy                                      |
|    | Przeczytaj instrukcje użytkowania                     |
|    | Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej |
|    | Jedno urządzenie, nie używaj ponownie                 |
|    | Data ważności   |
|  | Importowane przez                                     |

### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima