

PRZED UŻYCIEM, PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. PRZED UŻYCIEM, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

PRZECIWWSKAZANIA: Nieodpowiedni dla osób o wadze powyżej 242 lbs (110 kg) - Nie odpowiedni do używania na oblodzonych i śliskich powierzchniach. - Nieodpowiedni dla osób z uczuleniem na lateks.

WSKAZANIA: Aby rozłożyć łaskę, przytrzymać uchwyt i pozwolić składającym się wałkowym segmentom rozłożyć się w kierunku ziemi. Aby zapobiec upadkom, należy zawsze sprawdzić, czy pojedyncze segmenty wałkowe (Rys. 1) są bezpiecznie zablokowane w miejscu.

OSTRZEŻENIE: NIE demontować korpusu Trusty Cane TM. Łaska jest wyposażona w wewnętrzną elastyczną linkę. Niekontrolowane uwolnienie wewnętrznej elastycznej linki może spowodować poważne obrażenia na niechronionych częściach ciała, w szczególności, oczu. Jeżeli linka ulegnie przecięciu, postrzępieniu lub uszkodzeniu, zaprzestać używania. NIE rozciągać linki na długość większą niż ta niezbędna dla zdemontowania lub zamontowania segmentów.

W celu wyregulowania Trusty CaneTM na wysokość: Poluzować blokadę twist lock (Rys. 2) przez jej obrócenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o kilka obrotów. Nacisnąć na przycisk blokujący (Rys. 3) i pociągnąć uchwyt do góry, aby wydłużyć, lub nacisnąć uchwyt w dół, aby skrócić. Pamiętać o ponownym docisnięciu blokady twist lock, po wyregulowaniu Trusty CaneTM do pożądanej wysokości.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć upadków, zawsze upewnić się, że pojedyncze segmenty wałkowe są bezpiecznie zablokowane w miejscu i przycisk blokujący jest w pełni załączony.

Aby złożyć Trusty CaneTM: Trusty CaneTM można łatwo złożyć, do wygodnego rozmiaru podręcznego, przez oddzielenie od siebie 4 pojedynczych segmentów wałkowych.

Przytrzymać każdy z zespołów segmentów wałkowych w pobliżu złącza i je rozdzielić (Rys. 4). Pojedyncze segmenty wałkowe jednocześnie precyzyjnie się złożą (Rys. 5). **Aby użyć świateł na Trusty CaneTM:** Przycisk w górnej części uchwytu Trusty CaneTM (Rys. 6) aktywuje światła. Nacisnąć jeden raz na przycisk, aby aktywować światło, nacisnąć ponownie, aby je wyłączyć. Światła wyłączą się automatycznie po 20 minutach.



Konserwacja Trusty CaneTM: W celu wymiany baterii, odkręcić komorę baterii pod uchwyt Trusty CaneTM za pomocą śrubokręta Philips. Wyjąć ewentualnie zużyte baterie i poprawnie je utylizować. Użyć 3 baterii AAA. Wyrównać + i - jak wskazano, w przeciwnym wypadku, światła nie będą funkcjonować. Wymienić i docisnąć śrubę na pokrywie komory. Regularnie sprawdzać łaskę pod kątem śladów zużycia, łącznie z ewentualnymi oznakami strzępienia na elastycznej linie lub zużycia na gumowej stopce. W przypadku stwierdzenia śladów zużycia, natychmiast zaprzestać używania.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszać starych i nowych baterii. Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (niklowo-kadmowych).

WARUNKI GWARANCJI GIMA: Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.


 Fabricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/
 Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
 Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
 Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
 Tilberleerd av/تولید شده بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
 No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
 Ningbo 315514, China
 Made In China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
 Importado por/Εισαγυγμένο από/Dovezeno od/Dovezeno uživatelem/importeret
 at/importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
 Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
 Uvozi/importerad av/مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



