

REF

KDB-699 (GIMA 43202)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NAZWA

Krzesło toaletowe

Model: KDB-699

Pojemność wagowa: 125 Kg.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Krzesło toaletowe jest przeznaczone dla osób chorych, niepełnosprawnych oraz po urazach i może być używane w środowisku domowym lub szpitalnym.

UŻYTKOWNIK

Produkt może być używany samodzielnie przez osobę z ograniczoną mobilnością, przez personel pielęgniarSKI lub opiekuna.

GRUPA PACJENTÓW

Osoby chore, niepełnosprawne, osoby starsze.

PRZECIWWSKAZANIA

Należy nadzorować dzieci podczas używania krzesła toaletowego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- 1. Produkt jest wyposażony w składaną strukturę. W celu użycia rozłożyć ramę i zainstalować niezbędne części, takie jak koła, pojemnik i deskę sanitarną.
- 2. Podnieść deskę, poprawnie umiejscowić pojemnik na ramie i opuścić deskę w celu użycia.
- 3. Po użyciu zamknąć kłapę pojemnika i wyjąć pojemnik z ramy.
- 4. Kiedy nie jest używane, krzesło toaletowe może być złożone i wygodnie przechowane, gdyż zajmuje niewiele miejsca.

KONSERWACJA

- 1. Chronić powierzchnię produktu przed zarysowaniem lub zadrapaniem przed twarde przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- 2. Do codziennego czyszczenia i konserwacji używać wilgotnej szmatki nasączonej neutralnym syntetycznym detergentem, następnie osuszyć za pomocą suchej szmatki.
- 3. Krzesło toaletowe musi być regularnie czyszczone i dezynfekowane przez personel medyczny lub użytkowników, raz dziennie, i dokładnie zdezynfekowane przy każdej zmianie pacjenta.
- 4. Unikać kontaktu z mocnymi kwasami i alkaliami, aby uniknąć korozji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA:

- 1. Krzesło toaletowe umieścić w miejscu suchym, dobrze wentylowanym, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego, aby uniknąć kontaktu z korozyjnymi środkami chemicznymi, jak olej, kwas i alkalia.
- 2. Krzesło toaletowe nie może być narażone na oddziaływanie promieniowania słonecznego i deszczu i musi być osuszone natychmiast po każdym użyciu.
- 3. Do smarowania części ruchomych, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie, używać wysokiej jakości smarów.
- 4. Regularnie sprawdzać połączenia krzesła toaletowego, aby uniknąć wypadków spowodowanych poluzowaniem lub odpadnięciem.
- 5. Często sprawdzać, czy na powierzchniach krzesła nie są obecne pęknięcia lub inne wady, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie krzesła.
- 6. Często sprawdzać, czy rama i deska sanitarna są zamocowane stabilnie.
- 7. Produkt musi stać stabilnie i nie może być silnie potrząsany, aby uniknąć uszkodzenia struktury. Krzesło toaletowe z kołami NIE może być używane jako wózek inwalidzki napędzany ręcznie, gdyż służy do przemieszczania na niewielkie odległości.
- 8. Nie stawać na krześle, jeżeli nogi podporowe zostały zdemonutowane, aby uniknąć przewrócenia produktu.

PRZECHOWYWANIE

Zapakowane krzesło toaletowe musi być przechowywane w miejscu czystym, dobrze wentylowanym i suchym, bez gazów korozyjnych. Aby uniknąć kontaktu z wilgocią i silnym światłem, podczas transportu trzymać z dala od źródeł ciepła.

UTYLIZACJA

Zasady utylizacji są uzależnione od stopnia skażenia osiągniętego podczas używania. Należy przestrzegać przepisów krajowych i norm obowiązujących lokalnie.

Wszelkie poważne wypadki związane z dostarczoną przez nas wyrobem medycznym muszą być zgłoszone producentowi i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu.

ETYKIETY, OPAKOWANIA PROJEKT LOGO:

Symbol	Oznaczający	Symbol	Oznaczający
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745		Urządzenie medyczne
	Producent		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Data produkcji		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Numer partii		Nie sterylne
	Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie instrukcje (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania i postępuj zgodnie z nimi		Kod produktu
	Przeczytaj instrukcję użytkowania		Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
	Importowane z		

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima