

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Parametry techniczne:

1. Rozmiar (L*W*H): Rozmiar po rozłożeniu: 196*50*18 (cm) Rozmiar po złożeniu: 106*50*15 (cm)
2. Złożony w wózek inwalidzki: Wysokość oparcia: 136cm Wysokość siedziska:
3. Waga netto:9kg Waga brutto:11kg
4. Udźwig: 159kg



Metoda używania:

1. Jak pokazano na Rysunku numer jeden: Kiedy nosze składane w wózek inwalidzki wykonane z aluminium znajdują się w konfiguracji otwartej, po ułożeniu pacjenta, zaleca się zapięcie pasa bezpieczeństwa
2. Złożyć nosze do konfiguracji wózka inwalidzkiego, jak pokazano na Rysunku numer dwa, najpierw należy je złożyć, a następnie podnieść w kierunku wskazanym strzałką, tak aby osiągnąć pozycję przedstawioną na Rysunku numer trzy. Zamknąć blokadę bezpieczeństwa (upewnić się, że blokada 2 poprawnie zaczepia się na śrubie zabezpieczającej 1).
3. Na rysunku 3 przedstawione zostały nogi podporowe; na kołach dostępny jest także inny typ nóg. Wydajność produktu, używanie, zamierzone zastosowanie, itp., nie zmieniają się.
4. Jak pokazano na Rysunku numer cztery, nosze w konfiguracji złożonej ułatwiają ich przenoszenie wewnątrz pomieszczeń (kiedy nosze znajdują się w pozycji przedstawionej na Rysunku numer trzy, zwolnić blokadę bezpieczeństwa, stopą nacisnąć na drążek na wysokości kół i podnieść obity materiał drążek oparcia do góry, aby przywrócić nosze do pozycji przedstawionej na Rysunku numer jeden, w takim stanie można je złożyć).

Zakres zastosowania:

Produkt może być używany w wąskich holach wejściowych i korytarzach, krętych korytarzach lub na schodach wielopoziomowych i wszędzie tam, gdzie wejście do zamkniętego pomieszczenia jest utrudnione.

Konserwacja

1. Wyrób utrzymywać w stanie czystości (łącznie z dezynfekcją).
2. Wykonywać częste kontrole pod kątem ewentualnie poluzowanych części.

Uwaga

Zawsze przed użyciem sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa jest w dobrym stanie i że blokada jest stabilnie zamocowana na śrubie zabezpieczającej podczas używania w noszy w konfiguracji wózka inwalidzkiego.

Przechowywanie i transport:

1. Przedmiotowy produkt powinien być przechowywany w środowisku wolnym od wilgoci, niekorozyjnym.
2. Produkt może być przemieszczany za pomocą tradycyjnych środków transportowych.
3. Przechowywanie i transport wykonywać zgodnie z ilustracjami znajdującymi się na opakowaniu.

Opakowanie i akcesoria:

1. Produkt jest zapakowany w karton.
2. Akcesoria: Certyfikat zgodności i instrukcja obsługi.

	Producent		Przechowywać w suchym miejscu		Importowane przez
	Numer katalogowy		Nie sterylne		Ostrzeżenie —Zobacz instrukcję obsługi
	Kod partii		Wyrób medyczny		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Przeczytaj instrukcję użytkowania		Data produkcji		
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745				

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.